

CAMICE SPECIALISTICO "SP" IN TNT SMMS LIGHT




Indicato per interventi di breve durata con limitata presenza di liquidi e a basso rischio infettivo.

- in TNT SMMS LIGHT - colore azzurro
- colletto identificativo modello: colore BIANCO
- 4 lacci per chiusura interna/esterna
- termosaldato ad ultrasuoni
- 2 salviettine asciugamani
- **avvolto in carta medica. Box dispenser - Sterile**

CODICE	TAGLIA misura	LUNGHEZZA cm	STERILE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
500019CCBSMD	S	110	SI	30
500013CCBSMD	M	115	SI	30
500014CCBSMD	L	130	SI	30
500015CCBSMD	XL	135	SI	30
500016CCBSMD	XXL	145	SI	30
500020CCBSMD	LL	145	SI	30
500017CCBSMD	XLL	145	SI	30
500018CCBSMD	2XLL	165	SI	30

CAMICE SPECIALISTICO IN TNT SMMS




Indicato per interventi di media durata con presenza di liquidi e rischio infettivo medi.

- in TNT SMMS LIGHT - colore azzurro
- colletto identificativo modello: colore BIANCO
- 4 lacci per chiusura interna/esterna
- termosaldato ad ultrasuoni
- 2 salviettine asciugamani
- **avvolto in carta medica. Box dispenser - Sterile**

CODICE	TAGLIA misura	LUNGHEZZA cm	STERILE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
500001CABSMD	S	115	SI	30
500002CABSMD	M	120	SI	30
500003CABSMD	L	130	SI	30
500004CABSMD	XL	140	SI	30
500005CABSMD	XXL	150	SI	30
500030CABSMD	LL	150	SI	30
500011CABSMD	XLL	150	SI	30
500012CABSMD	2XLL	170	SI	30

CAMICE SPECIALISTICO IN TNT SPUNLACED




Indicato per interventi di media durata con presenza di liquidi e rischio infettivo medi.

- in TNT SPUNLACED - colore azzurro
- colletto identificativo modello: colore BIANCO
- 4 lacci per chiusura interna/esterna
- doppie cuciture
- 2 salviettine asciugamani
- **avvolto in carta medicale. Box dispenser - Sterile**

CODICE	TAGLIA misura	LUNGHEZZA cm	STERILE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
500001DABSME	S	115	SI	30
500002DABSME	M	120	SI	30
500003DABSME	L	130	SI	30
500004DABSME	XL	140	SI	30
500005DABSME	XXL	150	SI	30

CAMICE RINFORZATO "SP" IN TNT SMMS LIGHT



Indicato per interventi di media durata con presenza di liquidi e rischio infettivo elevato.

- in TNT SMMS LIGHT - colore azzurro
- colletto identificativo modello: colore BLU
- rinforzo impermeabile nella parte anteriore e negli avambracci
- 4 lacci per chiusura interna/esterna
- termosaldato ad ultrasuoni
- 2 salviettine asciugamani
- **avvolto in carta medicale. Box dispenser - Sterile**

CODICE	TAGLIA misura	LUNGHEZZA cm	STERILE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
500019CCBSMD	S	110	SI	30
500013CCBSMD	M	115	SI	30
500014CCBSMD	L	130	SI	30
500015CCBSMD	XL	135	SI	30
500016CCBSMD	XXL	145	SI	30
500020CCBSMD	LL	145	SI	30
500017CCBSMD	XLL	145	SI	30
500018CCBSMD	2XLL	165	SI	30

CAMICE RINFORZATO "SP" EXTRA-LONG IN TNT SMMS LIGHT



Indicato per interventi di media durata con presenza di liquidi e rischio infettivo elevato.

- in TNT SMMS LIGHT - colore azzurro
- colletto identificativo modello: colore GIALLO
- rinforzo impermeabile anteriore totale e negli avambracci
- 4 lacci per chiusura interna/esterna
- termosaldato ad ultrasuoni
- 2 salviettine asciugamani
- **avvolto in carta medicale. Box dispenser - Sterile**

CODICE	TAGLIA misura	LUNGHEZZA cm	STERILE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
506010CCBSMD	M	120	SI	30
506011CCBSMD	L	130	SI	30
506013CCBSMD	XL	140	SI	30
506015CCBSMD	XXL	150	SI	30

CAMICE CON RINFORZO IMPERMEABILE TRASPIRANTE IN TNT SMMS




Indicato per interventi di lunga durata con presenza di liquidi e rischio infettivo elevato e dove è richiesto un ottimo grado di comfort.

- in TNT trilaminato - colore azzurro
- colletto identificativo modello: colore BLU
- totalmente impermeabile su tutta la superficie
- totalmente traspirante su tutta la superficie
- termosaldato ad ultrasuoni
- 2 salviettine asciugamani
- **avvolto in carta medicale. Box dispenser - Sterile**

CODICE	TAGLIA misura	LUNGHEZZA cm	STERILE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
501001CABSMD	S	115	SI	30
501002CABSMD	M	120	SI	30
501003CABSMD	L	130	SI	30
501004CABSMD	XL	140	SI	30
501005CABSMD	XXL	150	SI	30
501021CABSMD	LL	150	SI	30
501011CABSMD	XLL	150	SI	30
501012CABSMD	2XLL	170	SI	30

CAMICE CON RINFORZO IMPERMEABILE TRASPIRANTE IN TNT SPUNLACED



Indicato per interventi di lunga durata con presenza di liquidi e rischio infettivo elevato e dove è richiesto un ottimo grado di comfort.

- in TNT spunlaced - colore azzurro
- colletto identificativo modello: colore BLU
- rinforzo impermeabile anteriore e negli avambracci traspirante
- 4 lacci per chiusura interna/esterna
- doppie cuciture
- 2 salviette asciugamani
- **avvolto in carta medicale. Box dispenser - Sterile**

CODICE	TAGLIA misura	LUNGHEZZA cm	STERILE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
501001DABSME	S	115	SI	30
501002DABSME	M	120	SI	30
501003DABSME	L	130	SI	30
501004DABSME	XL	140	SI	30
501005DABSME	XXL	150	SI	30

CAMICE A BARRIERA TOTALE IN TNT TRILAMINATO




Indicato per interventi ad elevatissimo rischio infettivo con elevata presenza di liquidi e di lunga durata e dove è richiesto il massimo comfort.

- totalmente impermeabile su tutta la superficie
- colletto identificativo modello: colore VIOLA
- resistente al batteriofago Phi-X174 e virus (Conforme Norma ISO 16604)
- termosaldato ad ultrasuoni
- 2 salviettine
- **avvolto in foglio carta medicale. Box dispenser - Sterile**

CODICE	TAGLIA misura	LUNGHEZZA cm	STERILE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
502001BDBSMD	S	115	SI	30
502002BDBSMD	M	120	SI	30
502003BDBSMD	L	130	SI	30
502004BDBSMD	XL	140	SI	30
502005BDBSMD	XXL	150	SI	30

CAMICE UROLOGICO IN TNT PE/PP - SMMS



Indicato in tutte le procedure urologiche e in ogni altro intervento con una quantità elevata di liquidi.

- parte anteriore e maniche in TNT PE/PP totalmente impermeabile
- parte posteriore in TNT SMMS idrorepellente e traspirante
- colletto identificativo modello: colore ROSSO
- copertura ottimale dell'operatore da seduto
- 4 lacci per chiusura interna/esterna
- termosaldato ad ultrasuoni
- 2 salviettine asciugamani
- **avvolto in carta medicale. Box dispenser - Sterile**

CODICE	TAGLIA misura	LUNGHEZZA cm	STERILE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
503008AHBSME	M	120	SI	30
503009AHBSME	L	130	SI	30
503010AHBSME	XL	140	SI	30
503011AHBSME	XXL	150	SI	30

CAMICI CHIRURGICI NON STERILI

CAMICE SPECIALISTICO "SP" IN TNT SMMS LIGHT



- con 2 salviettine
- avvolto in carta medicale
- **non sterile**

CODICE	TAGLIA misura	LUNGHEZZA cm	STERILE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
500013CC3NMD	M	115	NO	50
500014CC3NMD	L	130	NO	50
500015CC3NMD	XL	135	NO	50
500016CC3NMD	XXL	145	NO	50


CAMICE RINFORZATO "SP" IN TNT SMMS LIGHT



- con 2 salviettine
- avvolto in carta medicale
- **non sterile**

CODICE	TAGLIA misura	LUNGHEZZA cm	STERILE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
501013CC3NMD	M	115	SI	50
501014CC3NMD	L	130	SI	50
501015CC3NMD	XL	135	SI	50
501016CC3NMD	XXL	145	SI	50


MANICHETTA IMPERMEABILE



- lunghezza cm 50
- polsino in poliestere elasticizzato
- taglia unica

CODICE	MATERIALE	COLORE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
18MAN000	TNT BIACCOPPIATO	AZZURRO	250

COPPIA DI MANICHETTE IMPERMEABILI - STERILI



- lunghezza cm 50
- polsino in poliestere elasticizzato
- taglia unica
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	COLORE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
406001AECSME	TNT BIACCOPPIATO	NO	100
406001AEASME	TNT BIACCOPPIATO	SI	50