



























C.P. TERAPIA INTRA-VITREALE I

CODICE	809033CAESMEB	MATERIALE	SMS	CARTA MEDICALE	SI	IMBALLO SECONDARIO / PZ. PER SCATOLA	20	
	N.1	Telo tavolo madre cm 100x150 avvolto a TOP		N.10	Comprese in TNT cm 7,5x7,5 a 4 strati		N.1	Marcatore sclerale
	N.1	Telo oftalmico cm 50x75 con film e sacca cod. 109009		N.1	Blefarostato Barraquer		N.5	Bastoncini a sigaretta
















C.P. TERAPIA INTRA-VITREALE II

CODICE	809045CAFSMEB	MATERIALE	SMS	CARTA MEDICALE	SI	IMBALLO SECONDARIO / PZ. PER SCATOLA	15	
	N.1	Telo tavolo madre cm 100x150 avvolto a TOP		N.1	Pinza corneale di Bonn		N.5	Bastoncini a sigaretta
	N.1	Telo oftalmico cm 100x100 con sacca - foro cm 10x10 con film - cod. 109001		N.1	Forbice oftalmica retta cm 9 in acciaio inox		N.10	Comprese di garza cm 10x10 a 16 strati
	N.1	Blefarostato Barraquer		N.1	Marcatore sclerale		N.1	Vassoio contenitore

















C.P. TERAPIA INTRA-VITREALE III

CODICE	809012CAESMEB	MATERIALE	SMS	CARTA MEDICALE	SI	IMBALLO SECONDARIO / PZ. PER SCATOLA	8	
	N.1	Telo tavolo madre cm 150x150 avvolto a TOP		N.1	Blefarostato Barraquer		N.1	Microspugnetta PVA plus triangolare
	N.2	Camici specialistici taglia L con 2 salviettine		N.1	Marcatore sclerale		N.2	Bastoncini a sigaretta
	N.1	Telo oftalmico cm 100x100 con sacca - foro cm 10x10 con film - cod.109001		N.1	Pinza corneale di Bonn		N.1	Vassoio contenitore
	N.10	Comprese di garza cm 10x10 a 16 strati RX		N.1	Forbice oftalmica retta cm 9 in acciaio inox			














C.P. TERAPIA INTRA-VITREALE IV

CODICE	809029CAFSMEB	MATERIALE	SMS	CARTA MEDICALE	SI	IMBALLO SECONDARIO / PZ. PER SCATOLA	4	
	N.1	Telo tavolo madre cm 100x150 avvolto a TOP		N.5	Comprese di garza cm 10x10 a 16 strati		N.1	Forbice oftalmica retta cm 9 in acciaio inox
	N.1	Camice specialistico taglia XL con 2 salviette		N.1	Compresa oculare cm 6,5x9,5 con tampone		N.1	Ciotola graduata trasparente da 60 ml
	N.1	Spugnetta con manico per disinfezione		N.10	Tamponcini oftalmici con manico		N.1	Siringa 1 ml luer lock
	N.1	Salviettina cm 35x40		N.1	Blefarostato Barraquer		N.1	Ago ipodermico 30G L. 12 mm
	N.1	Telo oftalmico cm 80x100 con sacca e foro cm 6x9 con film - cod. 109018		N.1	Marcatore sclerale		N.1	Vassoio contenitore

















C.P. CATARATTA I

CODICE	809022CAESMEB	MATERIALE	SMS	CARTA MEDICALE	SI	IMBALLO SECONDARIO / PZ. PER SCATOLA	4	
	N.1	Telo tavolo madre cm 100x150 avvolto a TOP		N.1	Ciotola graduata trasparente da 120 ml		N.1	Siringa 20 ml luer lock
	N.2	Teli copibraccio cm 20x65 con lacci		N.1	Cannula camera anteriore 23G		N.1	Ago ipodermico 30G L. mm 12
	N.1	Telino adesivo cm 75x75		N.2	Cannula di idrodissezione 27G		N.1	Conchiglia oculare trasparente
	N.2	Salviettine cm 35x40		N.1	Cannula irrigazione per camera anteriore 25G		N.1	Compresa oculare in cotone per adulto
	N.1	Telo oftalmico cm 160x260 con doppia sacca - foro cm 12X10 - cod. 109025		N.2	Siringhe 5 ml luer lock		N.1	Vassoio contenitore
	N.10	Compresse di garza cm 7,5x7,5 a 16 strati						
















C.P. CATARATTA II

CODICE	809031CAGSMEB	MATERIALE	SMS	CARTA MEDICALE	NO	IMBALLO SECONDARIO / PZ. PER SCATOLA	10	
	N.1	Telo tavolo madre cm 100x150 avvolto a TOP		N.1	Bisturi lancia B/U angolato pacho 1,2		N.2	Siringhe 5 ml luer lock
	N.2	Camici specialistici taglia L con 2 salviettine		N.1	Bisturi lancia B/U angolato pacho 2,4		N.10	Bastoncini a sigaretta
	N.4	Salviettine cm 35x40		N.1	Cannula di idrodissezione 27G		N.1	Conchiglia oculare trasparente
	N.1	Telo oftalmico cm 160x260 con doppia sacca - foro cm 12X10 - cod. 109025		N.1	Cannula camera anteriore 27G		N.1	Steri-strip 12x100 mm in busta da 6 pz
	N.10	Compresse di garza cm 10x10 a 16 strati						
















C.P. CATARATTA III

CODICE	809044CAFSMEB	MATERIALE	SMS	CARTA MEDICALE	SI	IMBALLO SECONDARIO / PZ. PER SCATOLA	10	
	N.1	Telo tavolo madre cm 100x150 avvolto a TOP		N.1	Ago ipodermico 25G L. 16 mm		N.1	Siringa da 10 ml luer lock
	N.1	Telo oftalmico cm 100x120 con sacca - foro cm 10x10 con film - cod. 109005		N.1	Ciotola graduata da 120 ml trasparente		N.5	Compresse di garza cm 10x10 a 16 strati
	N.1	Bisturi side port 1.1 mm		N.1	Siringa da 1 ml luer lock		N.1	Conchiglia oculare trasparente
	N.1	Bisturi di sicurezza 2,75 mm B/U		N.1	Siringa da 2,5 ml luer lock		N.1	Compresa oculare in cotone per adulto
	N.1	Cannula idrodissezione 25G		N.1	Siringa da 5 ml luer lock		N.1	Vassoio contenitore
	N.1	Cannula irrigazione 25G per camera anteriore						




















C.P. VITRECTOMIA I

CODICE	809021CAESMEB	MATERIALE	SMS	CARTA MEDICALE	SI	IMBALLO SECONDARIO / PZ. PER SCATOLA	4	
	N.1	Telo tavolo madre cm 100x150 avvolto a TOP		N.1	Cannula camera anteriore 21G		N.2	Siringhe 3 ml luer lock
	N.2	Teli copibraccio cm 20x65 con lacci		N.1	Cannula camera anteriore 27G retta		N.1	Siringa 20 ml luer lock
	N.1	Telo oftalmico cm 160x260 con doppia sacca - foro cm 12X10 - cod. 109025		N.1	Ciotola graduata trasparente da ml 120		N.1	Conchiglia oculare trasparente
	N.2	Clamp fissatelo		N.10	Bastoncini a sigaretta		N.1	Compresa oculare in cotone per adulto
	N.10	Compresse di garza cm 7,5x7,5 a 16 strati		N.1	Prolunga in PVC cm 150 diam. mm 3x4,1 - LL-M/F		N.1	Vassoio contenitore

C.P. VITRECTOMIA II

CODICE	809027CAESMEB	MATERIALE	SMS	CARTA MEDICALE	SI	IMBALLO SECONDARIO / PZ. PER SCATOLA	8	
	N.1	Federa di Mayo cm 80x145		N.1	Cannula di idrodissezione 27G		N.1	Siringa 20 ml luer lock
	N.1	Telo oftalmico cm 160x260 con doppia sacca - foro cm 12X10 - cod. 109025		N.1	Cannula di irrigazione per camera anteriore 25G		N.1	Steri-strip 12x100 mm in busta da 6 pz
	N.5	Compresse in TNT cm 10x10 a 4 strati		N.5	Bastoncini a sigaretta		N.1	Conchiglia oculare trasparente
	N.1	Bisturi di sicurezza Dual Bevel 2.2 mm		N.1	Tampone con manico in legno		N.1	Compresa oculare adesiva cm 6,5x9,5 con tampone
	N.1	Bisturi di sicurezza angolato 30°		N.1	Siringa 5 ml luer lock		N.1	Vassoio contenitore

C.P. VITRECTOMIA III

CODICE	809037CAESMEB	MATERIALE	SMS	CARTA MEDICALE	SI	IMBALLO SECONDARIO / PZ. PER SCATOLA	4	
	N.1	Camice specialistico taglia M con 2 salviettine (per ferrista)		N.20	Compresse di garza cm 10x10 a 8 strati		N.2	Aghi ipodermici 30G L. 12 mm
	N.1	Telo tavolo madre cm 150x150 avvolto a TOP		N.2	Cannula aspirazione corticale "Charleaux" 23G		N.1	Siringa da 1 ml per insulina
	N.1	Telo cm 150x150		N.1	Cannula irrigazione 25G per camera anteriore		N.2	Siringhe da 5 ml luer lock
	N.2	Camici specialistici taglia L con 2 salviettine		N.10	Bastoncini a sigaretta		N.1	Siringa da 20 ml luer lock
	N.1	Telo oftalmico cm 160x260 con doppia sacca - foro diam. cm 11 - cod.109021		N.1	Pinza ad anelli cm 14 colore blu		N.1	Compresa oculare adesiva cm 6,5x9 con tampone
	N.2	Copibraccioni cm 45x75 con elastici		N.1	Ago ipodermico 18G L. 40 mm		N.1	Vassoio contenitore
	N.1	Telo coprimonitor cm 73x45 in PE trasparente						