





























C.P. VARICI I

CODICE	806007AAESMEB	MATERIALE	BIACCOPPIATO	CARTA MEDICALE	SI	IMBALLO SECONDARIO / PZ. PER SCATOLA	4	
	N.1	Telo tavolo madre cm 150x200 avvolto a TOP		N.1	Stockinette cm 30x75 in PU		N.1	Telo cm 100x100
	N.1	Federa di Mayo cm 80x145		N.1	Striscia adesiva cm 10x50		N.20	Compresse di garza cm 7,5x7,5 a 16 strati
	N.3	Camici specialistici taglia XL con 2 salviettine		N.1	Telo cm 200x260 taglio a U cm 15x80		N.1	Bisturi con lama N. 11
	N.4	Salviettine cm 35x40		N.1	Telo adesivo cm 180x200			

























C.P. VARICI II

CODICE	806016AAFSMEC	MATERIALE	BIACCOPPIATO	CARTA MEDICALE	SI	IMBALLO SECONDARIO / PZ. PER SCATOLA	2	
	N.1	Telo tavolo madre cm 150x200 avvolto a TOP		N.2	Strisce adesive cm 10x50		N.1	Tubo di aspirazione cm 300 diam. mm 7
	N.1	Federa di Mayo cm 80x145		N.1	Tasca portastrumenti cm 35x42 a 2 scomparti		N.3	Lame bisturi N. 15
	N.3	Camici rinforzati taglia XL con 2 salviettine		N.20	Compresse di garza cm 7,5x7,5 a 16 strati RX		N.1	Lama bisturi N. 21
	N.4	Salviettine cm 35x40		N.20	Compresse di garza cm 7,5x9 a 16 strati RX		N.1	Conta aghi 15+15 spazi con doppio magnete
	N.1	Telo cm 200x280 con U cm 10x100 e rinforzo		N.10	Laparotomiche di garza cm 30x30 a 4 strati RX		N.3	Medicazioni adesive cm 8x10 con compressa
	N.2	Teli adesivi cm 150x240		N.5	Laparotomiche di garza cm 50x50 a 4 strati RX		N.1	Medicazione adesiva cm 10x15 con compressa
	N.4	Teli adesivi cm 100x100		N.1	Elettrobisturi a lama removibile		N.2	Medicazioni adesive cm 10x20 con compressa
	N.1	Telo cm 75x90 in spunlaced colore bianco		N.1	Spugnetta abrasiva			

C.P. ACCESSO VASCOLARE

CODICE	806010BAGSMEB	MATERIALE	TRIACCOPPIATO	CARTA MEDICALE	NO	IMBALLO SECONDARIO / PZ. PER SCATOLA	12	
	N.1	Telo tavolo madre cm 100x100 avvolto a TOP		N.1	Ciotola graduata da 250 ml colore blu		N.30	Compresse di garza cm 10x10 a 8 strati
	N.1	Spugnetta con manico per disinfezione		N.1	Telo cm 150x200 foro cm 6x20 con film		N.1	Ciotola graduata da 120 ml trasparente























C.P. BY-PASS FEMORO POPLITEO

CODICE	806014AAFSMEC	MATERIALE	BIACCOPIATO	CARTA MEDICALE	SI	IMBALLO SECONDARIO / PZ. PER SCATOLA	2	
	N.1	Camice rinforzato taglia XL con 2 salviettine (per ferrista)		N.1	Stockinette cm 30x120 in PU		N.5	Laparatomiche di garza cm 50x50 a 4 strati RX
	N.1	Telo tavolo madre cm 150x200 avvolto a TOP		N.2	Strisce adesive cm 10x50		N.1	Elettrobisturi a lama removibile
	N.1	Federa di Mayo cm 80x145		N.1	Film da incisione cm 45x65		N.1	Spugnetta abrasiva
	N.1	Camice rinforzato taglia XL con 2 salviettine		N.1	Tasca portastrumenti cm 35x42 a 2 scomparti		N.1	Tubo di aspirazione cm 300 diam. mm 7
	N.4	Salviettine cm 35x40		N.1	Telo cm 75x90 in TNT spunlaced - colore bianco		N.1	Siringa 20 ml luer slip
	N.4	Teli adesivi cm 100x100		N.10	Tamponi rotondi di garza diam. mm 50 RX		N.1	Lama bisturi N. 11
	N.1	Telo cm 200x280 con U cm 10x100 e rinforzo		N.10	Compresse di garza cm 7,5x9 a 16 strati RX		N.1	Lama bisturi N. 21
	N.2	Teli adesivi cm 150x240		N.10	Laparatomiche di garza cm 30x30 a 4 strati RX		N.1	Conta aghi 15+15 spazi con doppio magnete






C.P. AGF-PTA-STENTING PERIFERICO

CODICE	806015AAFSMEB	MATERIALE	BIACCOPIATO	CARTA MEDICALE	SI	IMBALLO SECONDARIO / PZ. PER SCATOLA	2	
	N.1	Camice rinforzato taglia XL con 2 salviettine (per ferrista)		N.1	Telo cm 75x90 in TNT spunlaced - colore bianco		N.1	Ciotola graduata 2500 ml colore blu
	N.1	Telo tavolo madre cm 160x200 avvolto a TOP		N.1	Sacchetto copristrumento cm 75x90		N.1	Bisturi con lama N. 11
	N.2	Camici rinforzati taglia XL con 2 salviettine		N.20	Compresse di garza cm 7,5x9 a 16 strati RX		N.1	Siringa 10 ml luer slip
	N.1	Spugnetta con manico per disinfezione		N.10	Laparatomiche di garza cm 30x30 a 4 strati RX		N.2	Siringhe 20 ml luer slip
	N.1	Ciotola graduata da 250 ml colore blu		N.10	Laparatomiche di garza cm 50x50 a 4 strati RX		N.1	Siringa 10 ml luer lock
	N.3	Telini adesivi cm 100x100		N.1	Bacinella reniforme 700 ml colore blu		N.1	Siringa da 20 ml luer lock
	N.2	Teli adesivi cm 150x240		N.1	Ciotola graduata da 500 ml colore blu		N.1	Vassoio contenitore
	N.1	Telo femorale cm 220x350 2 fori cm 6 con corona adesiva - cod. 105018						


















C.P. AMPUTAZIONE ARTO INFERIORE

CODICE	800073AAFSMEC	MATERIALE	BIACCOPPIATO	CARTA MEDICALE	SI	IMBALLO SECONDARIO / PZ. PER SCATOLA	2
	N.1	Camice specialistico taglia L con 2 salviettine (per ferrista)		N.1	Telo adesivo cm 100x100		N.1 Spugnetta abrasiva
	N.1	Telo tavolo madre cm 150x200 avvolto a TOP		N.2	Strisce adesive cm 10x50		N.1 Cannula Yankauer CH 22
	N.1	Telo tavolo madre cm 150x250 piegato		N.1	Velcro cm 2,5x30		N.1 Tubo di aspirazione cm 300 diam. mm 7
	N.1	Federa di Mayo standard		N.10	Compresse di garza cm 7,5x9 a 16 strati RX		N.1 Cera per ossa
	N.2	Camici specialistici taglia XL con 2 salviettine		N.10	Laparotomiche di garza cm 50x50 a 4 strati RX		N.1 Lama bisturi N. 11
	N.10	Salviettine cm 35x40		N.1	Ciotola graduata da 500 ml colore blu		N.1 Lama bisturi N. 21
	N.1	Telo cm 200x280 con U cm 15x100 e rinforzo		N.1	Elettrobisturi a lama removibile		N.1 Conta aghi 15+15 spazi con doppio magnete
	N.1	Telo adesivo cm 150x240 con rinforzo					








C.P. PER FISTOLA ARTERO VENOSA (F.A.V.)

CODICE	806019AAFSMEC	MATERIALE	BIACCOPPIATO	CARTA MEDICALE	SI	IMBALLO SECONDARIO / PZ. PER SCATOLA	3
	N.1	Camice rinforzato taglia XL con 2 salviettine (per ferrista)		N.1	Telino adesivo cm 50x50		N.1 Siringa 20 ml luer slip
	N.1	Telo tavolo madre cm 150x200 avvolto a TOP		N.1	Tasca portastrumenti cm 35x42 a 2 scomparti		N.1 Ago a farfalla 21G
	N.1	Federa di Mayo cm 80x145		N.20	Compresse di garza cm 7,5x7,5 a 16 strati RX		N.1 Bisturi con lama N. 15
	N.1	Camice rinforzato taglia XL con 2 salviettine		N.1	Elettrobisturi a lama removibile		N.1 Bisturi con lama N. 20
	N.2	Salviettine cm 35x40		N.1	Spugnetta abrasiva		N.1 Conta aghi 15+15 spazi con doppio magnete
	N.1	Telo adesivo cm 180x200		N.1	Tubo di aspirazione cm 300 diam. mm 7		N.1 Medicazione adesiva cm 10x15 con compressa
	N.4	Telini adesivi cm 100x100		N.1	Siringa 10 ml luer slip		










C.P. CATETERE VENOSO CENTRALE I (C.V.C.)

CODICE	800053BAFSMEB	MATERIALE	TRIACCOPIATO	CARTA MEDICALE	SI	IMBALLO SECONDARIO / PZ. PER SCATOLA	6	
	N.1	Telo tavolo madre cm 75x100 avvolto a TOP		N.2	Telini adesivi cm 75x90		N.1	Ago ipodermico 18G L.40
	N.1	Camice specialistico taglia L con 2 salviettine		N.10	Compresse in TNT cm 7,5x7,5 a 4 strati RX		N.1	Ago ipodermico 22G L.40
	N.2	Spugnetta con manico per disinfezione		N.1	Bisturi con lama N. 11 retrattile		N.1	Steri-strip 12x100 mm in busta da 6 pz
	N.1	Ciotola graduata da 250 ml colore blu		N.1	Prolunga HP cm 15 con rubinetto a 3 vie		N.1	Medicazione adesiva in PU cm 10x10 con compressa
	N.2	Salviettine cm 40x60		N.1	Siringa 5 ml luer lock		N.1	Vassoio contenitore
	N.1	Telo adesivo cm 240x150		N.2	Siringa 10 ml luer lock			

C.P. CATETERE VENOSO CENTRALE II (C.V.C.)

CODICE	800018AAESMEB	MATERIALE	BIACCOPIATO	CARTA MEDICALE	SI	IMBALLO SECONDARIO / PZ. PER SCATOLA	8	
	N.1	Telo tavolo madre cm 75x100 avvolto a TOP		N.10	Compresse di garza cm 10x10 a 16 strati		N.3	Rubinetti a 3 vie
	N.1	Camice specialistico taglia L con 2 salviettine		N.1	Bisturi con lama N. 11		N.1	Siringa 5 ml luer lock
	N.1	Spugnetta con manico per disinfezione		N.1	Pinza porta aghi Mayo-Hegar cm 14 in acciaio inox		N.1	Siringa 20 ml luer lock
	N.1	Ciotola graduata da 250 ml colore blu		N.1	Ago ipodermico 19G L. 40 mm		N.1	Vassoio contenitore
	N.1	Telo CVC cm 100x100 con foro adesivo cm 15x15		N.1	Ago ipodermico 23G L. 30 mm			

C.P. CATETERE VENOSO CENTRALE III (C.V.C.)

CODICE	800038AAASMEB	MATERIALE	BIACCOPIATO	CARTA MEDICALE	SI	IMBALLO SECONDARIO / PZ. PER SCATOLA	15	
	N.1	Telo tavolo madre cm 75x90 avvolto a TOP		N.2	Teli cm 45x75 con taglio a U 12x12,5		N.1	Pinza retta Klemmer cm 14 in acciaio inox
	N.1	Ciotola graduata da 250 ml colore blu		N.40	Compresse di garza cm 10x10 a 8 strati		N.1	Pinza porta aghi Mayo-Hegar cm 14 in acciaio inox
	N.6	Tamponi rotondi di garza diam. 40 RX		N.1	Bisturi con lama N. 11		N.1	Vassoio contenitore