


















































C.P. ANGIOGRAFIA FEMORALE I

CODICE	805005CAESMEB	MATERIALE	SMS	CARTA MEDICALE	SI	IMBALLO SECONDARIO / PZ. PER SCATOLA	3	
	N.1	Telo tavolo madre cm 150x160 avvolto a TOP		N.1	Cuffia copistrumento diam. cm 100		N.1	Vaschetta per guide angiografiche da 2500 ml
	N.2	Camici specialistici taglia XL con 2 salviettine		N.1	Cuffia copistrumento diam. cm 130		N.1	Bisturi con lama N. 11
	N.1	Telo femorale cm 220x350 2 fori cm 6 con corona adesiva - cod. 105018		N.1	Spugnetta con manico per disinfezione		N.1	Ago di Seldinger 18G L. 70 mm
	N.30	Compresse di garza cm 10x10 a 8 strati		N.3	Ciotole graduate da 250 ml colore blu		N.1	Pinza straight micro Mosquito lung. cm 12 in acciaio inox
	N.2	Sacchetti copistrumento cm 75x75		N.2	Ciotole graduate da 500 ml colore blu		N.1	Vassoio contenitore
	N.1	Sacchetto copistrumento cm 100x100						

C.P. ANGIOGRAFIA FEMORALE II

CODICE	805028EECSMEB	MATERIALE	SUPERASSORBENTE	CARTA MEDICALE	NO	IMBALLO SECONDARIO / PZ. PER SCATOLA	3	
	N.1	Telo tavolo madre cm 150x200 avvolto a TOP		N.1	Cuffia copistrumento diam. cm 60		N.1	Siringa da 10 ml luer lock
	N.2	Camici specialistici taglia XL con 2 salviettine		N.1	Cuffia copistrumento diam. cm 100		N.1	Siringa da 10 ml luer slip
	N.1	Spugnetta con manico per disinfezione		N.1	Sacchetto copistrumento cm 75x90		N.1	Siringa da 20 ml luer slip
	N.2	Ciotole graduate da 250 ml colore blu		N.1	Ciotola graduata da 1000 ml colore blu		N.1	Ago di Seldinger 19G L. 70 mm
	N.1	Telo femorale cm 210x350 2 fori cm 6 con corona adesiva - cod. 105177		N.2	Clamp fissatelo		N.1	Ago ipodermico da 18G L. 40 mm
	N.10	Compresse in TNT cm 10x10 a 4 strati		N.1	Prolunga HP da cm 150 diam. 1,9x3,6 - LLG/LLF		N.2	Aghi ipodermici da 21G L. 40 mm
	N.20	Compresse di garza cm 10x10 a 16 strati		N.1	Siringa da 2,5 ml luer lock		N.1	Vassoio contenitore













C.P. ANGIORADIALE I

CODICE	805031AAGSMEB	MATERIALE	BIACCOPPIATO	CARTA MEDICALE	NO	IMBALLO SECONDARIO / PZ. PER SCATOLA	3	
	N.1	Telo tavolo madre cm 150x150 avvolto a TOP		N.1	Telo angioradiale cm 240x375 4 fori adesivi e 2 bande cod. 105065		N.1	Siringa da 10 ml luer slip con stantuffo VERDE
	N.2	Spugnette con manico per disinfezione		N.2	Velcri cm 2,5x20		N.1	Siringa da 20 ml luer slip con stantuffo BLU
	N.1	Ciotola graduata da 250 ml colore blu		N.1	Sacchetto copistrumento cm 75x90		N.1	Ciotola graduata da 500 ml colore blu
	N.2	Salviettine cm 40x60		N.1	Sacchetto copistrumento cm 100x120		N.1	Vaschetta per guide angiografiche da 2500 ml

C.P. ANGIORADIALE II

CODICE	805029CAFSMEB	MATERIALE	SMS	CARTA MEDICALE	SI	IMBALLO SECONDARIO / PZ. PER SCATOLA	3	
	N.1	Telo tavolo madre cm 150x200 avvolto a TOP		N.50	Compresse di garza cm 7,5x9 a 16 strati RX		N.2	Siringhe da 10 ml luer slip
	N.1	Telo tavolo madre cm 150x200 piegato		N.2	Cuffie diam. cm 90 in PE		N.1	Siringa da 20 ml luer slip
	N.1	Camice specialistico taglia XL con 2 salviettine		N.1	Sacchetto copristrumento cm 100x100 in PE		N.1	Siringa da 10 ml luer lock
	N.1	Spugnetta con manico per disinfezione		N.2	Ciotole graduate da 500 ml colore blu		N.1	Bisturi con lama N. 11
	N.1	Ciotola graduata da 250 ml colore blu		N.1	Ciotola graduata da 1000 ml colore blu		N.2	Aghi ipodermici 21G L. 40
	N.4	Salviette cm 35x40		N.1	Siringa da 5 ml luer slip		N.1	Vassoio contenitore
	N.1	Telo angioradiale cm 240x375 4 fori adesivi e 2 bande cod. 105065						

C.P. PACEMAKER

CODICE	805021CAFSMEB	MATERIALE	SMS	CARTA MEDICALE	SI	IMBALLO SECONDARIO / PZ. PER SCATOLA	4	
	N.1	Telo tavolo madre cm 150x200 avvolto a TOP		N.20	Compresse di garza cm 10x10 a 16 strati RX		N.1	Siringa da 10 ml luer slip
	N.1	Spugnetta con manico per disinfezione		N.1	Sacchetto copristrumento cm 100x90		N.1	Siringa da 20 ml luer slip
	N.1	Ciotola graduata da 250 ml colore blu		N.1	Bisturi con lama N. 23		N.2	Ciotole graduate da 250 ml colore giallo
	N.1	Telo procedure minori cm 260/200 x 320 con foro cm 15x15 - cod. 105170		N.1	Ago ipodermico 18G L. 40 mm		N.1	Sacchetto in carta cm 15 x 32

C.P. ELETTROFISIOLOGIA

CODICE	805033AAESMEB	MATERIALE	BIACCOPIATO	CARTA MEDICALE	SI	IMBALLO SECONDARIO / PZ. PER SCATOLA	2	
	N.1	Telo tavolo madre cm 150x150 avvolto a TOP		N.1	Cuffia copristrumento diam. cm 90		N.1	Siringa 10 ml luer lock
	N.1	Camice specialistico taglia L con 2 salviettine		N.20	Compresse di garza cm 10x10 a 16 strati RX		N.1	Siringa 20 ml luer lock
	N.1	Camice specialistico taglia XL con 2 salviettine		N.5	Laparotomiche di garza cm 50x50 a 4 strati RX		N.1	Clamp a forbice colore blu
	N.1	Spugnetta con manico per disinfezione		N.1	Bisturi con lama N. 10		N.1	Ciotola graduata da 120 ml colore trasparente
	N.1	Salviette cm 35x40		N.1	Bisturi con lama N. 11		N.1	Ciotola graduata da 500 ml colore blu
	N.1	Telo pacemaker cm 200x350 con accessi femorali e 2 bande - cod. 105002		N.1	Ago ipodermico 20 G L. 40 mm		N.1	Ciotola graduata da 500 ml colore rosso
	N.1	Velcro cm 2,5x20		N.1	Ago di Seldinger 18 G L. 70 mm		N.1	Ciotola graduata da 2500 ml colore blu