













































## C.P. CRANIOTOMIA CON PROTEZIONI LATERALI

CODICE	810003CBFSMED	MATERIALE	SMS	CARTA MEDICALE	SI	IMBALLO SECONDARIO / PZ. PER SCATOLA	2
	<b>N.1</b>	Camice rinforzato taglia XL con 2 salviette (per ferrista)		<b>N.10</b>	Comprese di garza cm 7,5x9 a 16 strati RX		<b>N.1</b> Tubo di aspirazione cm 300 diam. mm 7
	<b>N.1</b>	Telo tavolo madre cm 200x240 avvolto a TOP		<b>N.20</b>	Laparotomiche di garza cm 30x30 a 4 strati RX		<b>N.1</b> Siringa 10 ml luer slip con ago
	<b>N.2</b>	Federe di Mayo cm 80x145		<b>N.1</b>	Elettrobisturi a lama removibile		<b>N.2</b> Siringhe 20 ml luer slip
	<b>N.2</b>	Camici rinforzati taglia XL con 4 salviette		<b>N.1</b>	Spugnetta abrasiva		<b>N.1</b> Cera per ossa
	<b>N.10</b>	Salviettine cm 35x40		<b>N.1</b>	Busta con 10 cottonini per neurochir. cm 1,27x1,27		<b>N.1</b> Bisturi con lama N. 11
	<b>N.2</b>	Telini adesivi cm 100x100		<b>N.1</b>	Busta con 10 cottonini per neurochir. cm 2,54x2,54		<b>N.1</b> Bisturi con lama N. 21
	<b>N.1</b>	Telo craniotomia con alette cm 200/300x340 cod. 111002		<b>N.1</b>	Drenaggio piatto Jackson Pratt sez. mm 4x10 con fori		<b>N.1</b> Conta aghi 15+15 spazi con doppio magnete

## C.P. LAMINECTOMIA

CODICE	810004AAFSMED	MATERIALE	BIACCOPPIATO	CARTA MEDICALE	SI	IMBALLO SECONDARIO / PZ. PER SCATOLA	1
	<b>N.1</b>	Camice rinforzato taglia XL con 2 salviette (per ferrista)		<b>N.10</b>	Comprese di garza cm 7,5x9 a 16 strati RX		<b>N.2</b> Siringhe 20 ml luer slip
	<b>N.1</b>	Telo tavolo madre cm 200x240 avvolto a TOP		<b>N.10</b>	Lunghette di garza cm 5x60 a 4 strati RX		<b>N.1</b> Cera per ossa
	<b>N.1</b>	Telo tavolo madre cm 200x240 piegato		<b>N.20</b>	Laparotomiche di garza cm 30x30 a 4 strati RX		<b>N.1</b> Busta con 10 cottonini per neurochir. cm 2,54x7,62
	<b>N.2</b>	Federe di Mayo cm 80x145		<b>N.1</b>	Elettrobisturi a lama removibile		<b>N.1</b> Drenaggio redon CH 10
	<b>N.3</b>	Camici rinforzati taglia XL con 2 salviette		<b>N.1</b>	Spugnetta abrasiva		<b>N.1</b> Bisturi con lama N. 11
	<b>N.12</b>	Salviettine cm 35x40		<b>N.2</b>	Aghi cannula Insyte 18G L. 30 mm		<b>N.1</b> Bisturi con lama N. 21
	<b>N.4</b>	Telini adesivi cm 100x100		<b>N.2</b>	Tubi di aspirazione cm 300 diam. mm 7		<b>N.1</b> Conta aghi 15+15 spazi con doppio magnete
	<b>N.1</b>	Telo colonna Long cm 240x350 foro cm 10x50 cod. 101083		<b>N.1</b>	Siringa 10 ml luer slip con ago		