


















































C.P. FEMORAL ANGIOGRAPHY I

CODE	805005CAESMEB	MATERIAL	SMS	MED.GRADE PAPER	YES	SECONDARY PACKAGING / PC. PER BOX	3	
	N.1	Wrapping table cover 150x160 cm		N.1	Elasticated instrument cover diam. 100 cm		N.1	Tray for angiographic guide wires 2500 ml
	N.2	Specialist gowns size XL with 2 hand towels		N.1	Elasticated instrument cover diam. 130 cm		N.1	Scalpel with No. 11 blade
	N.1	Femoral drape 220x350 cm 2 apertures 6 cm with adhesive crown - code 105018		N.1	Sponge with handle for disinfection		N.1	Seldinger needle 18G L. 70 mm
	N.30	Gauze pads 10x10 cm 8-ply		N.3	Graduated bowls 250 ml blue		N.1	Straight Micro Mosquito forceps length 12 cm stainless steel
	N.2	Instrument bags 75x75 cm		N.2	Graduated bowls 500 ml blue		N.1	Surgical tray
	N.1	Instrument bag 100x100 cm						




















C.P. FEMORAL ANGIOGRAPHY II

CODE	805028EECSMEB	MATERIAL	SUPERABSORBENT	MED.GRADE PAPER	NO	SECONDARY PACKAGING / PC. PER BOX	3	
	N.1	Wrapping table cover 150x200 cm		N.1	Elasticated instrument cover diam. 60 cm		N.1	Luer-Lock syringe 10 ml
	N.2	Specialist gowns size XL with 2 hand towels		N.1	Elasticated instrument cover diam. 100 cm		N.1	Luer-Slip syringe 10 ml
	N.1	Sponge with handle for disinfection		N.1	Instrument bag 75x90 cm		N.1	Luer-Slip syringe 20ml
	N.2	Graduated bowls 250 ml blue		N.1	Graduated bowl 1000 ml blue		N.1	Seldinger needle 19G L. 70 mm
	N.1	Femoral drape 210 x 350 cm 2 apertures 6 cm with adhesive crown - code 105177		N.2	Drape clamp		N.1	Hypodermic needle 18G L. 40 mm
	N.10	Non-woven pads 10 x 10 cm 4-ply		N.1	HP extension tube 150 cm diam. 1.9x3.6 - LLG/LLF		N.2	Hypodermic needles 21G L. 40 mm
	N.20	Gauze pads 10x10 cm 16-ply		N.1	Luer-Lock syringe 2.5 ml		N.1	Surgical tray













C.P. ANGIO RADIAL I

CODE	805031AAGSMEB	MATERIAL	BI-LAYER	MED.GRADE PAPER	NO	SECONDARY PACKAGING / PC. PER BOX	3	
	N.1	Wrapping table cover 150x150 cm		N.1	Angio radial drape 240 x 375 cm 4 adhesive apertures and 2 side panels code 105065		N.1	Luer-Slip syringe 10 ml with GREEN plunger
	N.2	Sponges with handle for disinfection		N.2	Velcro straps 2.5x20 cm		N.1	Luer-Slip syringe 20 ml with BLUE plunger
	N.1	Graduated bowl 250 ml blue		N.1	Instrument bag 75x90 cm		N.1	Graduated bowl 500 ml blue
	N.2	Hand towels 40x60 cm		N.1	Instrument bag 100x120 cm		N.1	Tray for angiographic guide wires






















C.P. ANGIO RADIAL II

CODE	805029CAFSMEB	MATERIAL	SMS	MED.GRADE PAPER	YES	SECONDARY PACKAGING / PC. PER BOX	3	
	N.1	Wrapping table cover 150x200 cm		N.50	Gauze pads 7,5x9 cm with 16 -ply RX		N.2	Luer-Slip syringes 10 ml
	N.1	Or table cover 150x200 cm folded		N.2	PE Elasticated cover diam. 90 cm		N.1	Luer-Slip syringe 20 ml
	N.1	Specialist gown size XL with 2 hand towels		N.1	PE instrument bag 100x100 cm		N.1	Luer-Lock syringe 10 ml
	N.1	Sponge with handle for disinfection		N.2	Graduated bowls 500 ml blue		N.1	Scalpel with No. 11 blade
	N.1	Graduated bowl 250 ml blue		N.1	Graduated bowl 1000 ml blue		N.2	Hypodermic needles 21G L. 40
	N.4	Hand towels 35x40 cm		N.1	Luer-Slip syringe 5 ml		N.1	Surgical tray
	N.1	Angio radial drape 240x375 cm 4 adhesive apertures and 2 side panels code 105065						

C.P. PACEMAKER

CODE	805021CAFSMEB	MATERIAL	SMS	MED.GRADE PAPER	YES	SECONDARY PACKAGING / PC. PER BOX	4	
	N.1	Wrapping table cover 150x200 cm		N.20	Gauze pads 10 x 10 cm 16-ply RX		N.1	Luer-Slip syringe 10 ml
	N.1	Sponge with handle for disinfection		N.1	Instrument bag 100x90 cm		N.1	Luer-Slip syringe 20 ml
	N.1	Graduated bowl 250 ml blue		N.1	Scalpel with No. 23 blade		N.2	Graduated bowls 250 ml yellow
	N.1	Minor procedure drape 260/200 x 320 cm with aperture 15 x 15 cm code 105170		N.1	Hypodermic needle 18G L. 40 mm		N.1	Paper bag 15 x 32 cm

C.P. ELECTROPHYSIOLOGY

CODE	805033AAESMEB	MATERIAL	BI-LAYER	MED.GRADE PAPER	YES	SECONDARY PACKAGING / PC. PER BOX	2	
	N.1	Wrapping table cover 150x150 cm		N.1	Instrument cover diam. 90 cm		N.1	Luer-Lock syringe 10 ml
	N.1	Specialist gown size L with 2 hand towels		N.20	Gauze pads 10x10 cm 16-ply RX		N.1	Luer-Lock syringe 20 ml
	N.1	Specialist gown size XL with 2 hand towels		N.5	Laparotomy sponges 50x50 cm 4-ply RX		N.1	Clamp forceps, blue
	N.1	Sponge with handle for disinfection		N.1	Scalpel with No. 10 blade		N.1	Graduated bowl 120 ml transparent
	N.1	Hand towel 35x40 cm		N.1	Scalpel with No. 11 blade		N.1	Graduated bowl 500 ml blue
	N.1	Pacemaker drape 200x350 cm with femoral access and 2 side panels - code 105002		N.1	Hypodermic needle 20 G L. 40 mm		N.1	Graduated bowl 500 ml red
	N.1	Velcro strap 2.5x20 cm		N.1	Seldinger needle 18 G L. 70 mm		N.1	Graduated bowl 2500 ml blue