













































**C.P. CRANIOTOMY WITH SIDE SCREENS**

| CODE  | 810003CBFSMED | MATERIAL  | SMS   | MED.GRADE PAPER | YES   | SECONDARY PACKAGING / PC. PER BOX   | 2   |
|---|---------------|---|---|-----------------|---|---|---|
|  | <b>N.1</b>    | Reinforced gown size XL with 2 hand towels (for theatre nurses) |  | <b>N.10</b>     | Gauze pads 7.5x9 cm 16-ply RX                     |  | <b>N.1</b> Suction tube 300 cm diam. 7 mm                 |
|  | <b>N.1</b>    | Wrapping table cover 200x240 cm                                 |  | <b>N.20</b>     | Laparotomy sponges 30x30 cm 4-ply RX              |  | <b>N.1</b> Luer-Slip syringe 10 ml with needle            |
|  | <b>N.2</b>    | Mayo covers 80x145 cm   |  | <b>N.1</b>      | Electrosurgical pencil with replaceable blade     |  | <b>N.2</b> Luer-Slip syringes 20 ml                       |
|  | <b>N.2</b>    | Reinforced gowns size XL with 4 hand towels                     |  | <b>N.1</b>      | Abrasive sponge                                   |  | <b>N.1</b> Bone wax                                       |
|  | <b>N.10</b>   | Hand towels 35x40 cm  |  | <b>N.1</b>      | Bag of 10 neuro patties 1.27x1.27 cm              |  | <b>N.1</b> Scalpel with No. 11 blade                      |
|  | <b>N.2</b>    | Adhesive drapes 100x100 cm                                      |  | <b>N.1</b>      | Bag of 10 neuro patties 2.54x2.54 cm              |  | <b>N.1</b> Scalpel with No. 21 blade                      |
|  | <b>N.1</b>    | Craniotomy drape with flaps 200/300x340 cm code 111002          |  | <b>N.1</b>      | Jackson Pratt flat drain sect. 4x10 mm with holes |  | <b>N.1</b> Needle counter 15+15 spaces with double magnet |

**C.P. LAMINECTOMY**

| CODE  | 810004AAFSMED | MATERIAL  | BI-LAYER  | MED.GRADE PAPER | YES   | SECONDARY PACKAGING / PC. PER BOX   | 1   |
|---|---------------|---|---|-----------------|---|---|---|
|  | <b>N.1</b>    | Reinforced gown size XL with 2 hand towels (for theatre nurses) |  | <b>N.10</b>     | Gauze pads 7.5x9 cm 16-ply RX                 |  | <b>N.2</b> Luer-Slip syringes 20 ml                       |
|  | <b>N.1</b>    | Wrapping table cover 200x240 cm                                 |  | <b>N.10</b>     | Gauze ribbons 5x60 cm 4-ply RX                |  | <b>N.1</b> Bone wax                                       |
|  | <b>N.1</b>    | Or table cover 200x240 cm folded                                |  | <b>N.20</b>     | Laparotomy sponges 30x30 cm 4-ply RX          |  | <b>N.1</b> Bag of 10 neuro patties 2.54x7.62 cm           |
|  | <b>N.2</b>    | Mayo covers 80x145 cm   |  | <b>N.1</b>      | Electrosurgical pencil with replaceable blade |  | <b>N.1</b> Redon drainage tube CH 10                      |
|  | <b>N.3</b>    | Reinforced gowns size XL with 2 hand towels                     |  | <b>N.1</b>      | Abrasive sponge                               |  | <b>N.1</b> Scalpel with blade No. 11                      |
|  | <b>N.12</b>   | Hand towels 35x40 cm  |  | <b>N.2</b>      | Insyte cannula needles 18G L. 30 mm           |  | <b>N.1</b> Scalpel with blade No. 21                      |
|  | <b>N.4</b>    | Adhesive drapes 100x100 cm                                      |  | <b>N.2</b>      | Suction tubes 300 cm diam. 7 mm               |  | <b>N.1</b> Needle counter 15+15 spaces with double magnet |
|  | <b>N.1</b>    | Long spine drape 240x350 cm aperture 10x50 cm code 101083       |  | <b>N.1</b>      | Luer-Slip syringe 10 ml with needle           |   |   |