









































C.P. VARICOSE VEINS I

CODE	806007AAESMEB	MATERIAL	BI-LAYER	MED.GRADE PAPER	YES	SECONDARY PACKAGING / PC. PER BOX	4
	N.1	Wrapping table cover 150x200 cm		N.1	PU stockinette 30x75 cm		N.1 Drape 100x100 cm
	N.1	Mayo cover 80x145 cm		N.1	Adhesive tape 10x50 cm		N.20 Gauze pads 7.5x7.5 cm 16-ply
	N.3	Specialist gowns size XL with 2 hand towels		N.1	Drape 200x260 cm Split 15x80 cm		N.1 Scalpel with No. 11 blade
	N.4	Hand towels 35x40 cm		N.1	Adhesive drape 180x200 cm		

























C.P. VARICOSE VEINS II

CODE	806016AAFSMEC	MATERIAL	BI-LAYER	MED.GRADE PAPER	YES	SECONDARY PACKAGING / PC. PER BOX	2
	N.1	Wrapping table cover 150x200 cm		N.2	Adhesive tape 10x50 cm		N.1 Suction tube 300 cm diam. 7 mm
	N.1	Mayo cover 80x145 cm		N.1	Instrument pouch 35x42 cm with 2 compartments		N.3 Scalpel blades No. 15
	N.3	Reinforced gowns size XL with 2 hand towels		N.20	Gauze pads 7.5x7.5 cm 16-ply RX		N.1 Scalpel blade No. 21
	N.4	Hand towels 35x40 cm		N.20	Gauze pads 7.5x9 cm with 16 layers RX		N.1 Needle counter 15+15 spaces with double magnet
	N.1	Drape 200x280 cm Split 10x100 cm and reinforcement		N.10	Laparotomy sponges 30x30 cm 4-ply RX		N.3 Adhesive dressings 8x10 cm with pad
	N.2	Adhesive drapes 150x240 cm		N.5	Laparotomy sponges 50x50 cm 4-ply RX		N.1 Adhesive dressing 10x15 cm with pad
	N.4	Adhesive drapes 100x100 cm		N.1	Electrosurgical pencil with replaceable blade		N.2 Adhesive dressings 10x20 cm with pad
	N.1	Spunlace drape 75x90 cm, white		N.1	Abrasive sponge		























C.P. VASCULAR ACCESS

CODE	806010BAGSMEB	MATERIAL	TRI-LAYER	MED.GRADE PAPER	NO	SECONDARY PACKAGING / PC. PER BOX	12
	N.1	Wrapping table cover 100x100 cm		N.1	Graduated bowl 250 ml blue		N.30 Gauze pads 10x10 cm 8-ply
	N.1	Sponge with handle for disinfection		N.1	Drape 150x200 cm aperture 6x20 cm with film		N.1 Graduated bowl 120 ml transparent























C.P. FEMORAL POPLITEAL BYPASS

CODE	806014AAFSMEC	MATERIAL	BI-LAYER	MED.GRADE PAPER	YES	SECONDARY PACKAGING / PC. PER BOX	2	
	N.1	Reinforced gown size XL with 2 hand towels (for theatre nurses)		N.1	PU stockinette 30x120 cm		N.5	Laparotomy sponges 50x50 cm 4-ply RX
	N.1	Wrapping table cover 150x200 cm		N.2	Adhesive tape 10x50 cm		N.1	Electrosurgical pencil with replaceable blade
	N.1	Mayo cover 80x145 cm		N.1	Incision film 45x65 cm		N.1	Abrasive sponge
	N.1	Reinforced gown size XL with 2 hand towels		N.1	Instrument pouch 35x42 cm with 2 compartments		N.1	Suction tube 300 cm diam. 7 mm
	N.4	Hand towels 35x40 cm		N.1	Drape 75x90 cm in spunlaced non-woven fabric- white		N.1	Luer-Slip syringe 20 ml
	N.4	Adhesive drapes 100x100 cm		N.10	Round gauze sponges diam. 50 mm RX		N.1	Scalpel blade No. 11
	N.1	Drape 200x280 cm with Split 10x100 cm and reinforcement		N.10	Gauze pads 7.5x9 cm with 16 layers RX		N.1	Scalpel blade No. 21
	N.2	Adhesive drapes 150x240 cm		N.10	Laparotomy sponges 30x30 cm 4- ply RX		N.1	Needle counter 15+15 spaces with double magnet





















C.P. AGF-PTA-PERIPHERAL STENTING

CODE	806015AAFSMEB	MATERIAL	BI-LAYER	MED.GRADE PAPER	YES	SECONDARY PACKAGING / PC. PER BOX	2	
	N.1	Reinforced gown size XL with 2 hand towels (for theatre nurses)		N.1	Drape 75x90 cm in spunlaced non-woven fabric- white		N.1	Graduated bowl 2500 ml blue
	N.1	Wrapping table cover 160x200 cm		N.1	Instrument bag 75x90 cm		N.1	Scalpel with No. 11 blade
	N.2	Reinforced gowns size XL with 2 hand towels		N.20	Gauze pads 7.5x9 cm with 16 layers RX		N.1	Luer-Slip syringe 10 ml
	N.1	Sponge with handle for disinfection		N.10	Laparotomy sponges 30x30 cm 4-ply RX		N.2	Luer-Slip syringe 20ml
	N.1	Graduated bowl 250 ml blue		N.10	Laparotomy sponges 50x50 cm 4-ply RX		N.1	Luer-Lock syringe 10 ml
	N.3	Adhesive drapes 100x100 cm		N.1	Kidney basin 700 ml blue		N.1	Luer-Lock syringe 20 ml
	N.2	Adhesive drapes 150x240 cm		N.1	Graduated bowl 500 ml blue		N.1	Surgical tray
	N.1	Femoral drape 220x350 cm 2 apertures 6 cm with adhesive crown code 105018						


















C.P. LOWER LIMB AMPUTATION

CODE	800073AAFSMEC	MATERIAL	BI-LAYER	MED.GRADE PAPER	YES	SECONDARY PACKAGING / PC. PER BOX	2
	N.1	Specialist gown size L with 2 hand towels (for theatre nurses)		N.1	Adhesive drape 100x100cm		N.1 Abrasive sponge
	N.1	Wrapping table cover 150x200 cm		N.2	Adhesive tape 10x50 cm		N.1 Yankauer suction tip CH 22
	N.1	Or table cover 150x250 cm		N.1	Velcro 2.5x30 cm		N.1 Suction tube 300 300 cm diam. 7 mm
	N.1	Standard Mayo cover		N.10	Gauze pads 7.5x9 cm with 16 layers RX		N.1 Bone wax
	N.2	Specialist gowns size XL with 2 hand towels		N.10	Laparotomy sponges 50x50 cm 4-ply RX		N.1 Scalpel blade No. 11
	N.10	Hand towels 35x40 cm		N.1	Graduated bowl 500 ml blue		N.1 Scalpel blade No. 21
	N.1	Drape 200x280 cm with U-cut 15x100 cm and reinforcement		N.1	Electrosurgical pencil with replaceable blade		N.1 Needle counter 15+15 spaces with double magnet
	N.1	Adhesive drape 150x240 cm with reinforcement					














C.P. FOR ARTERIOVENOUS FISTULA (AVF)

CODE	806019AAFSMEC	MATERIAL	BI-LAYER	MED.GRADE PAPER	YES	SECONDARY PACKAGING / PC. PER BOX	3
	N.1	Reinforced gown size XL with 2 hand towels (for theatre nurses)		N.1	Adhesive drape 50x50 cm		N.1 Luer-Slip syringe 20 ml
	N.1	Wrapping table cover 150x200 cm		N.1	Instrument pouch 35x42 cm with 2 compartments		N.1 Butterfly needle 21G
	N.1	Mayo cover 80x145 cm		N.20	Gauze pads 7.5x7.5 cm 16-ply RX		N.1 Scalpel with No. 15 blade
	N.1	Reinforced gown size XL with 2 hand towels		N.1	Electrosurgical pencil with replaceable blade		N.1 Scalpel with No. 20 blade
	N.2	Hand towels 35x40 cm		N.1	Abrasive sponge		N.1 Needle counter 15+15 spaces with double magnet
	N.1	Adhesive drape 180x200 cm		N.1	Suction tube 300 cm diam. 7 mm		N.1 Adhesive dressing 10x15 cm with pad
	N.4	Adhesive drapes 100x100 cm		N.1	Luer-Slip syringe 10 ml		










C.P. CENTRAL VENOUS CATHETER (CVC) I

CODE	800053BAFSMEB	MATERIAL	TRI-LAYER	MED.GRADE PAPER	YES	SECONDARY PACKAGING / PC. PER BOX	6
	N.1	Wrapping table cover 75x100 cm		N.2	Adhesive drapes 75x90 cm		N.1 Hypodermic needle 18G L.40
	N.1	Specialist gown size L with 2 hand towels		N.10	Non-woven pads 7.5x7.5 cm 4-ply RX		N.1 Hypodermic needle 22G L.40
	N.2	Sponge with handle for disinfection		N.1	Scalpel with retractable No. 11 blade		N.1 Steri-tape 12x100 mm in bag of 6 pcs
	N.1	Graduated bowl 250 ml blue		N.1	HP extension tube 15 cm with 3-way tap		N.1 PU adhesive dressing 10x10 cm with pad
	N.2	Hand towels 40x60 cm		N.1	Luer-Lock syringe 5 ml		N.1 Surgical tray
	N.1	Adhesive drape 240x150 cm		N.2	Luer-Lock syringe 10 ml		

C.P. CENTRAL VENOUS CATHETER (CVC) II

CODE	800018AAESMEB	MATERIAL	BI-LAYER	MED.GRADE PAPER	YES	SECONDARY PACKAGING / PC. PER BOX	8
	N.1	Wrapping table cover 75x100 cm		N.10	Gauze pads 10x10 cm 16-ply		N.3 3-way taps
	N.1	Specialist gown size L with 2 hand towels		N.1	Scalpel with No. 11 blade		N.1 Luer-Lock syringe 5 ml
	N.1	Sponge with handle for disinfection		N.1	Stainless steel Mayo-Hegar needle holder 14 cm		N.1 Luer-Lock syringe 20 mlck
	N.1	Graduated bowl 250 ml blue		N.1	Hypodermic needle 19G L. 40 mm		N.1 Surgical tray
	N.1	CVC drape 100x100 cm with adhesive aperture 15x15 cm		N.1	Hypodermic needle 23G L. 30 mm		

C.P. CENTRAL VENOUS CATHETER (CVC) III

CODE	800038AAASMEB	MATERIAL	BI-LAYER	MED.GRADE PAPER	YES	SECONDARY PACKAGING / PC. PER BOX	15
	N.1	Wrapping table cover 75x90 cm		N.2	Drapes 45x75 cm with Split 12x12.5 cm		N.1 Stainless steel Klemmer straight forceps 14 cm
	N.1	Graduated bowl 250 ml blue		N.40	Gauze pads 10x10 cm 8-ply		N.1 Stainless steel Mayo-Hegar needle holder 14 cmx
	N.6	Round gauze sponges diam. 40 cm RX		N.1	Scalpel with No. 11 blade		N.1 Surgical tray