

MASKERITA®



Maschera chirurgica in TNT ipoallergenico a 3 strati con lacci.

- elevata efficienza filtrante B.F.E. $\geq 98\%$
- minima resistenza al flusso respiratorio: $\Delta P < 29,4 \text{ Pa/cm}^2$
- elevata pulizia microbica: Bioburden $\leq 30 \text{ UFC/g}$.
- TIPO II

CODICE	ALLACCIATURA	COLORE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
11MUS409CFVN	LACCI	AZZURRO	600
11MUS709CFVN	LACCI	VERDE	600
11MUS809CFBN	LACCI	BIANCO	600

MASKELLA®



Maschera chirurgica in TNT ipoallergenico a 3 strati con elastici auricolari.

- elevata efficienza filtrante B.F.E. $\geq 98\%$
- minima resistenza al flusso respiratorio: $\Delta P < 29,4 \text{ Pa/cm}^2$
- elevata pulizia microbica: Bioburden $\leq 30 \text{ UFC/g}$.
- TIPO II

CODICE	ALLACCIATURA	COLORE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
10MUS409BLEL	ELASTICI	AZZURRO	900
10MUS309VPEL	ELASTICI	VERDE	900
10MUS809BNEL	ELASTICI	BIANCO	900

AFOG®



Maschera chirurgica in TNT ipoallergenico a 3 strati con sistema integrato antiappannante per portatori di occhiali.

- elevata efficienza filtrante B.F.E. $\geq 98\%$
- minima resistenza al flusso respiratorio: $\Delta P < 29,4 \text{ Pa/cm}^2$
- elevata pulizia microbica: Bioburden $\leq 30 \text{ UFC/g}$.
- TIPO II

CODICE	ALLACCIATURA	COLORE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
11MUS409CFAA	LACCI	AZZURRO	600
11MUS5MACFAA	LACCI	VERDE	600
11MUS8MACFAA	LACCI	BIANCO	600
10MUS409CFAA	ELASTICI	AZZURRO	900
10MUS5MACFAA	ELASTICI	VERDE	900
10MUS8MACFAA	ELASTICI	BIANCO	900

AFLUID®



Maschera chirurgica in TNT ipoallergenico a 4 strati.

- resistente agli spruzzi
- elevata efficienza filtrante B.F.E. $\geq 98\%$
- minima resistenza al flusso respiratorio: $\Delta P < 49,0 \text{ Pa/cm}^2$
- elevata pulizia microbica: Bioburden $\leq 30 \text{ UFC/g}$
- TIPO II R

CODICE	ALLACCIATURA	COLORE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
11MUS4A4CFBN	LACCI	AZZURRO	600
11MUS5A4CFVN	LACCI	VERDE	600
11MUS8A4CFBN	LACCI	BIANCO	600
10MUS4A4CFBN	ELASTICI	AZZURRO	900
10MUS5A4CFVN	ELASTICI	VERDE	900
10MUS8A4CFBN	ELASTICI	BIANCO	900

AFLUID®- AFOG®



Maschera chirurgica in TNT ipoallergenico a 4 strati, resistente agli spruzzi e munita di sistema integrato antiappannante per portatori di occhiali.

- resistente agli spruzzi
- elevata efficienza filtrante B.F.E. $\geq 98\%$
- minima resistenza al flusso respiratorio: $\Delta P < 49,0 \text{ Pa/cm}^2$
- elevata pulizia microbica: Bioburden $\leq 30 \text{ UFC/g}$.
- TIPO II R

CODICE	ALLACCIATURA	COLORE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
11MUS4A4CFBNA	LACCI	AZZURRO	600
11MUS5A4CFVNA	LACCI	VERDE	600
11MUS8A4CFBNA	LACCI	BIANCO	600
10MUS4A4CFBNA	ELASTICI	AZZURRO	900
10MUS5A4CFVNA	ELASTICI	VERDE	900
10MUS8A4CFBNA	ELASTICI	BIANCO	900

MASK OP CON VISIERA®



Maschera chirurgica in TNT ipoallergenico a 4 strati, resistente agli spruzzi e munita di sistema antiappannante. Disponibile con visiera semplice o avvolgente.

- resistente agli spruzzi
- elevata efficienza filtrante B.F.E. $\geq 98\%$
- minima resistenza al flusso respiratorio: $\Delta P < 49,4 \text{ Pa/cm}^2$
- elevata pulizia microbica: Bioburden $\leq 30 \text{ UFC/g}$.
- TIPO II R

CODICE	VISIERA	ALLACCIATURA	COLORE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
12MSK4A4VISM	SEMPLICE	LACCI	AZZURRO	600
12MSK5A4VISM	SEMPLICE	LACCI	VERDE	600
12MUS4A4VISM	SEMPLICE	ELASTICO	AZZURRO	600
12MUS5A4VISM	SEMPLICE	ELASTICO	VERDE	600
12MSK4A4VIAM	AVVOLGENTE	LACCI	AZZURRO	600
12MSK5A4VIAM	AVVOLGENTE	LACCI	VERDE	600
12MUS4A4VIAM	AVVOLGENTE	ELASTICO	AZZURRO	600
12MUS5A4VIAM	AVVOLGENTE	ELASTICO	VERDE	600