


**CAMICE SPECIALISTICO "SP" IN TNT SMMS LIGHT**



Indicato per interventi di breve durata con limitata presenza di liquidi e a basso rischio infettivo.

- in TNT SMMS LIGHT - colore azzurro
- colletto identificativo modello: colore BIANCO
- 4 lacci per chiusura interna/esterna
- termosaldato ad ultrasuoni
- 2 salviettine asciugamani
- **avvolto in carta medicale. Box dispenser - Sterile**

| CODICE       | TAGLIA<br>misura | LUNGHEZZA<br>cm | STERILE | IMBALLO SECONDARIO<br>pezzi per scatola |
|--------------|------------------|-----------------|---------|-----------------------------------------|
| 500019CCBSMD | S                | 110             | SI      | 30                                      |
| 500013CCBSMD | M                | 115             | SI      | 30                                      |
| 500014CCBSMD | L                | 130             | SI      | 30                                      |
| 500015CCBSMD | XL               | 135             | SI      | 30                                      |
| 500016CCBSMD | XXL              | 145             | SI      | 30                                      |
| 500020CCBSMD | LL               | 145             | SI      | 30                                      |
| 500017CCBSMD | XLL              | 145             | SI      | 30                                      |
| 500018CCBSMD | 2XLL             | 165             | SI      | 30                                      |

TELERIA SPECIALE E DISPOSITIVI

**CAMICE SPECIALISTICO IN TNT SMMS**



Indicato per interventi di media durata con presenza di liquidi e rischio infettivo medi.


- in TNT SMMS LIGHT - colore azzurro
- colletto identificativo modello: colore BIANCO
- 4 lacci per chiusura interna/esterna
- termosaldato ad ultrasuoni
- 2 salviettine asciugamani
- **avvolto in carta medicale. Box dispenser - Sterile**

| CODICE       | TAGLIA<br>misura | LUNGHEZZA<br>cm | STERILE | IMBALLO SECONDARIO<br>pezzi per scatola |
|--------------|------------------|-----------------|---------|-----------------------------------------|
| 500001CABSMD | S                | 115             | SI      | 30                                      |
| 500002CABSMD | M                | 120             | SI      | 30                                      |
| 500003CABSMD | L                | 130             | SI      | 30                                      |
| 500004CABSMD | XL               | 140             | SI      | 30                                      |
| 500005CABSMD | XXL              | 150             | SI      | 30                                      |
| 500030CABSMD | LL               | 150             | SI      | 30                                      |
| 500011CABSMD | XLL              | 150             | SI      | 30                                      |
| 500012CABSMD | 2XLL             | 170             | SI      | 30                                      |

PACCHI PROCEDURALI

ABBIGLIAMENTO

**CAMICE SPECIALISTICO IN TNT SPUNLACED**



Indicato per interventi di media durata con presenza di liquidi e rischio infettivo medi.

- in TNT SPUNLACED - colore azzurro
- colletto identificativo modello: colore BIANCO
- 4 lacci per chiusura interna/esterna
- doppie cuciture
- 2 salviettine asciugamani
- avvolto in carta medicale. Box dispenser - Sterile

| CODICE       | TAGLIA<br>misura | LUNGHEZZA<br>cm | STERILE | IMBALLO SECONDARIO<br>pezzi per scatola |
|--------------|------------------|-----------------|---------|-----------------------------------------|
| 500001DABSME | S                | 115             | SI      | 30                                      |
| 500002DABSME | M                | 120             | SI      | 30                                      |
| 500003DABSME | L                | 130             | SI      | 30                                      |
| 500004DABSME | XL               | 140             | SI      | 30                                      |
| 500005DABSME | XXL              | 150             | SI      | 30                                      |

**CAMICE RINFORZATO "SP" IN TNT SMMS LIGHT**



Indicato per interventi di media durata con presenza di liquidi e rischio infettivo elevato.

- in TNT SMMS LIGHT - colore azzurro
- colletto identificativo modello: colore BLU
- rinforzo impermeabile nella parte anteriore e negli avambracci
- 4 lacci per chiusura interna/esterna
- termosaldato ad ultrasuoni
- 2 salviettine asciugamani
- avvolto in carta medicale. Box dispenser - Sterile

| CODICE       | TAGLIA<br>misura | LUNGHEZZA<br>cm | STERILE | IMBALLO SECONDARIO<br>pezzi per scatola |
|--------------|------------------|-----------------|---------|-----------------------------------------|
| 500019CCBSMD | S                | 110             | SI      | 30                                      |
| 500013CCBSMD | M                | 115             | SI      | 30                                      |
| 500014CCBSMD | L                | 130             | SI      | 30                                      |
| 500015CCBSMD | XL               | 135             | SI      | 30                                      |
| 500016CCBSMD | XXL              | 145             | SI      | 30                                      |
| 500020CCBSMD | LL               | 145             | SI      | 30                                      |
| 500017CCBSMD | XLL              | 145             | SI      | 30                                      |
| 500018CCBSMD | 2XLL             | 165             | SI      | 30                                      |

**CAMICE RINFORZATO "SP" EXTRA-LONG IN TNT SMMS LIGHT**




Indicato per interventi di media durata con presenza di liquidi e rischio infettivo elevato.

- in TNT SMMS LIGHT - colore azzurro
- colletto identificativo modello: colore GIALLO
- rinforzo impermeabile anteriore totale e negli avambracci
- 4 lacci per chiusura interna/esterna
- termosaldato ad ultrasuoni
- 2 salviettine asciugamani
- avvolto in carta medicale. Box dispenser - Sterile

| CODICE       | TAGLIA<br>misura | LUNGHEZZA<br>cm | STERILE | IMBALLO SECONDARIO<br>pezzi per scatola |
|--------------|------------------|-----------------|---------|-----------------------------------------|
| 506010CCBSMD | M                | 120             | SI      | 30                                      |
| 506011CCBSMD | L                | 130             | SI      | 30                                      |
| 506013CCBSMD | XL               | 140             | SI      | 30                                      |
| 506015CCBSMD | XXL              | 150             | SI      | 30                                      |

**CAMICE CON RINFORZO IMPERMEABILE TRASPIRANTE IN TNT SMMS**



Indicato per interventi di lunga durata con presenza di liquidi e rischio infettivo elevato e dove è richiesto un ottimo grado di comfort.

- in TNT trilaminato - colore azzurro
- colletto identificativo modello: colore BLU
- totalmente impermeabile su tutta la superficie
- totalmente traspirante su tutta la superficie
- termosaldato ad ultrasuoni
- 2 salviettine asciugamani
- avvolto in carta medicale. Box dispenser - Sterile

| CODICE       | TAGLIA<br>misura | LUNGHEZZA<br>cm | STERILE | IMBALLO SECONDARIO<br>pezzi per scatola |
|--------------|------------------|-----------------|---------|-----------------------------------------|
| 501001CABSMD | S                | 115             | SI      | 30                                      |
| 501002CABSMD | M                | 120             | SI      | 30                                      |
| 501003CABSMD | L                | 130             | SI      | 30                                      |
| 501004CABSMD | XL               | 140             | SI      | 30                                      |
| 501005CABSMD | XXL              | 150             | SI      | 30                                      |
| 501021CABSMD | LL               | 150             | SI      | 30                                      |
| 501011CABSMD | XLL              | 150             | SI      | 30                                      |
| 501012CABSMD | 2XLL             | 170             | SI      | 30                                      |


TELIERIA SPECIALE E DISPOSITIVI

PACCHI PROCEDURALI

ABBIGLIAMENTO



**CAMICE CON RINFORZO IMPERMEABILE TRASPIRANTE IN TNT SPUNLACED**



Indicato per interventi di lunga durata con presenza di liquidi e rischio infettivo elevato e dove è richiesto un ottimo grado di comfort.

- in TNT spunlaced - colore azzurro
- colletto identificativo modello: colore BLU
- rinforzo impermeabile anteriore e negli avambracci traspirante
- 4 lacci per chiusura interna/esterna
- doppie cuciture
- 2 salviette asciugamani
- avvolto in carta medicale. Box dispenser - Sterile

| CODICE       | TAGLIA misura | LUNGHEZZA cm | STERILE | IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola |
|--------------|---------------|--------------|---------|--------------------------------------|
| 501001DABSME | S             | 115          | SI      | 30                                   |
| 501002DABSME | M             | 120          | SI      | 30                                   |
| 501003DABSME | L             | 130          | SI      | 30                                   |
| 501004DABSME | XL            | 140          | SI      | 30                                   |
| 501005DABSME | XXL           | 150          | SI      | 30                                   |

**CAMICE A BARRIERA TOTALE IN TNT TRILAMINATO**



Indicato per interventi ad elevatissimo rischio infettivo con elevata presenza di liquidi e di lunga durata e dove è richiesto il massimo comfort.

- totalmente impermeabile su tutta la superficie
- colletto identificativo modello: colore VIOLA
- resistente al batteriofago Phi-X174 e virus (Conforme Norma ISO 16604)
- termosaldato ad ultrasuoni
- 2 salviettine
- avvolto in foglio carta medicale. Box dispenser - Sterile

| CODICE       | TAGLIA misura | LUNGHEZZA cm | STERILE | IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola |
|--------------|---------------|--------------|---------|--------------------------------------|
| 502001BDBSMD | S             | 115          | SI      | 30                                   |
| 502002BDBSMD | M             | 120          | SI      | 30                                   |
| 502003BDBSMD | L             | 130          | SI      | 30                                   |
| 502004BDBSMD | XL            | 140          | SI      | 30                                   |
| 502005BDBSMD | XXL           | 150          | SI      | 30                                   |

TELERIA SPECIALE E DISPOSITIVI

PACCHI PROCEDURALI

ABBIGLIAMENTO

**CAMICE UROLOGICO IN TNT PE/PP - SMMS**



Indicato in tutte le procedure urologiche e in ogni altro intervento con una quantità elevata di liquidi.

- parte anteriore e maniche in TNT PE/PP totalmente impermeabile
- parte posteriore in TNT SMMS idrorepellente e traspirante
- colletto identificativo modello: colore ROSSO
- copertura ottimale dell'operatore da seduto
- 4 lacci per chiusura interna/esterna
- termosaldato ad ultrasuoni
- 2 salviettine asciugamani
- **avvolto in carta medicale. Box dispenser - Sterile**

| CODICE       | TAGLIA<br>misura | LUNGHEZZA<br>cm | STERILE | IMBALLO SECONDARIO<br>pezzi per scatola |
|--------------|------------------|-----------------|---------|-----------------------------------------|
| 503008AHBSME | M                | 120             | SI      | 30                                      |
| 503009AHBSME | L                | 130             | SI      | 30                                      |
| 503010AHBSME | XL               | 140             | SI      | 30                                      |
| 503011AHBSME | XXL              | 150             | SI      | 30                                      |