



# IL MONOUSO NELLA VETERINARIA

## *SINGLE-USE ITEMS IN VETERINARY*

TELERIA SPECIALE E DISPOSITIVI | PACCHI PROCEDURALI | ABBIGLIAMENTO

*SPECIALTY DRAPES AND DEVICES | PROCEDURE PACKS | CLOTHING*





# IL MONOUSO NELLA VETERINARIA

## *DISPOSABLE ITEMS IN VETERINARY*

TELERIA SPECIALE E DISPOSITIVI | PACCHI PROCEDURALI | ABBIGLIAMENTO  
*SPECIALTY DRAPES AND DEVICES | PROCEDURE PACKS | CLOTHING*



**All'avanguardia dal 1984**

***At the forefront since 1984***

## Mediberg

Mediberg produce dispositivi medici dal 1984 da quando su iniziativa del Fondatore diede pionieristicamente impulso all'utilizzo in Italia dei prodotti monouso per la sala operatoria. Da allora, in un processo di crescita costante, non ha mai abbandonato in quasi 40 anni di storia la propria vocazione originale di produttore, pur ampliando notevolmente la gamma di articoli offerti al mercato. Per questo, a fianco di partnership industriali localizzate in tutto il mondo e fondate sulla forte integrazione ed il controllo costante della qualità, Mediberg ha rafforzato la propria capacità produttiva interna presidiando le produzioni per cui sono necessarie approfondite capacità tecniche e tecnologiche e per cui la capacità di progettare soluzioni customizzate è essenziale per garantire quell'elevato livello di servizio richiesto a livello europeo dai sistemi ospedalieri. Agli inizi degli anni '90, con l'entrata in vigore della nuova normativa europea sui dispositivi medici, poi sfociata nella Direttiva 93/42, l'azienda ha programmato il rinnovo di tutte le proprie strutture produttive e logistiche.

Oggi Mediberg realizza la propria produzione in Italia in 3 stabilimenti tutti siti a Calcinato (BG) adiacenti l'un con l'altro e logisticamente integrati. Il primo, costruito nel 1998, accoglie la produzione di dispositivi medici monouso sterili e non, in particolare quella di maschere monouso con lacci, elastici e visiere integrate, ad elevato potere filtrante, di cui Mediberg è storicamente uno dei principali produttori a livello europeo. Il secondo, realizzato nel 2009, è dedicato ai processi di trasformazione delle materie prime, in

*Mediberg has been manufacturing medical devices since 1984, when its founder pioneered the use of disposable products in operating rooms across Italy. Since then, through nearly 40 years of continuous growth, the company has remained true to its original mission as a manufacturer, while significantly expanding its product range.*

*Thanks to strategic industrial partnerships worldwide and adherence to the highest quality standards, Mediberg has strengthened its in-house production capabilities. The company focuses on products that demand advanced technical and technological expertise, offering customized solutions essential to delivering the superior service levels required by the European healthcare systems.*

*At the beginning of the 1990s, following the introduction of the new European legislation on medical devices, which later culminated in Directive 93/42, the company planned a complete renewal of its production and logistics facilities. Today, Mediberg manufactures its products in Italy across three buildings located in Calcinato, Province of Bergamo, all situated adjacent to each other and fully integrated logistically.*

*The first facility, built in 1998, is dedicated to the production of sterile and non-sterile disposable medical devices, with a particular focus on disposable surgical masks with earloops, ties, and visors. These masks offer high filtration efficiency, and Mediberg has historically been one of the leading producers in Europe.*

*The second facility, established in 2009, specializes in the processing of raw materials, especially the lamination of materials used for operating room setup systems.*

*The third facility, completed in 2022, houses two innovative*

particolare alla laminazione dei materiali dedicati ai sistemi di copertura per la sala operatoria.

Il terzo stabilimento, completato nel 2022, ospita due innovative clean room dedicate alla produzione automatizzata di teleria chirurgica semplice e specialistica e all'assemblaggio di kit procedurali monouso per tutte le specialità chirurgiche di sala operatoria.

Complessivamente Mediberg dispone di oltre 4.500 metri quadri di clean room, governate da impianti e macchinari interconnessi con tecnologie digitali al sistema di fabbrica. Tutti gli stabilimenti sono dotati di ampi spazi su più piani destinati allo stoccaggio ed alla movimentazione delle merci secondo le più moderne tecniche di gestione logistica, così da assicurare un'efficiente gestione dei flussi di materiali, lead time produttivi estremamente brevi e in grado di garantire un elevato livello di servizio alla clientela.

Mediberg è attualmente certificata secondo le normative ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001 e ISO 45001 dall'Istituto Italiano del Marchio di Qualità (IMQ).

L'azienda ha ottenuto inoltre già dal 1998 dall'Istituto Superiore di Sanità l'assegnazione del marchio CE per i propri dispositivi medici. Grazie agli investimenti in Ricerca & Sviluppo, oggi Mediberg dispone inoltre di un settore interamente dedicato alla progettazione tecnica e digitale di dispositivi medici, asset aziendale riconosciuto dagli stessi Enti Notificati e apprezzato dal mercato.

## Macrima

**Macrima Pharmavet Srl** nasce nel 2006 dall'idea di un Medico Veterinario ippiatra, con l'intento di poter erogare un servizio di forniture di farmaci e materiali monouso al Medico Veterinario.

Negli anni **Macrima Pharmavet Srl** diventa **Unipersonale**, dismettendo la fornitura del farmaco veterinario e specializzandosi nel settore dei dispositivi monouso per la sala chirurgica, l'ortopedia e laparoscopia. In qualità di distributore Mediberg, l'azienda mette a disposizione dei professionisti, prodotti affidabili e conformi ai più elevati standard.

**Macrima Pharmavet Srl Unipersonale** partecipa ai più prestigiosi congressi, corsi e laboratori pratici in Italia e in Europa, rimanendo aggiornata sulle nuove tecnologie e prodotti da poter proporre.

**Disponibilità, Competenza, Qualità e Assistenza** sono la quotidianità del nostro operato, crediamo fortemente nella collaborazione commerciale verso i nostri clienti, infatti, il nostro motto è "Win together".

*clean rooms dedicated to the automated production of both standard and specialized surgical drapes, as well as the assembly of single-use procedural kits for all surgical specialties in the operating room.*

*Overall, Mediberg has over 4,500 square meters of clean rooms, managed by interconnected systems and machinery integrated with the factory's digital technologies. All facilities feature large multi-level storage and handling areas designed according to the latest logistics management techniques, ensuring efficient material flow management, extremely short production lead times, and a high level of customer service.*

*Mediberg is currently certified according to ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, and ISO 45001 standards by the Istituto Italiano del Marchio di Qualità (IMQ). Additionally, since 1998, the company has been granted the CE mark for its medical devices by the Istituto Superiore di Sanità.*

*Thanks to ongoing investments in research & development, Mediberg now has a dedicated department focused entirely on the technical and digital design of medical devices—an asset recognized by Notified Bodies and highly valued by the market.*

**Macrima Pharmavet Srl** was founded in 2006 by a veterinary equine specialist with the aim of providing veterinarians with a dedicated supply service for pharmaceuticals and disposable materials.

Over the years, **Macrima Pharmavet Srl** became a single-member limited company, gradually phasing out the supply of veterinary pharmaceuticals and focusing exclusively on disposable devices for surgical rooms, orthopedics, and laparoscopy.

**Macrima Pharmavet Srl Unipersonale** takes part in the most prestigious congresses, training courses, and hands-on workshops across Italy and Europe, staying up to date with the latest technologies and products to offer.

**Responsiveness, expertise, quality, and support** are the cornerstones of our daily work. We firmly believe in building strong commercial partnerships with our clients—our motto says it all: "Win together."



## La qualità è nel nostro DNA

Mediberg produce dispositivi medici monouso dal 1984 spinta dalla ricerca della qualità dei propri dispositivi medici. Da allora, in un processo di crescita costante, non ha mai abbandonato in oltre 40 anni di storia la propria vocazione originale di produttore italiano, pur ampliando notevolmente la gamma di articoli offerti al mercato.

## Quality is in our DNA

*Since 1984, Mediberg has been producing disposable medical devices with an unwavering commitment to quality. Over more than 40 years of continuous growth, the company has significantly expanded its product range, while staying true to its original mission as an Italian manufacturer.*

## Ricerca e progettazione di dispositivi medici e servizi eccellenti

Le nuove tecniche operatorie e diagnostiche, i nuovi strumenti chirurgici e robotici e alcune tipologie di tavoli operatori di ultima generazione richiedono spesso l'uso di dispositivi medici dedicati.

Mediberg progetta e realizza ogni tipo di telo specialistico, set chirurgico o kit procedurale per far fronte alle specifiche esigenze degli operatori ospedalieri e soddisfare ogni tipo di richiesta. La ricerca continua di materiali innovativi e lo sviluppo di soluzioni tecniche innovative guida la cura del nostro operato per l'eccellenza dei prodotti da offrire ai sistemi ospedalieri e a beneficio degli stessi pazienti.

## Research and design of medical devices and excellent services

*The evolution of surgical and diagnostic techniques, along with the introduction of advanced robotic instruments and new types of operating tables, often requires the use of dedicated medical devices.*

*Mediberg designs and manufactures a wide range of specialized drapes, surgical sets, and procedure kits tailored to the specific needs of healthcare professionals, responding to any type of request.*

*Our ongoing commitment to research innovative materials and develop advanced technical solutions drives our pursuit of excellence delivering high-quality products to hospitals, always with the well-being of patients in mind.*



## Il cliente è una fonte di ispirazione

In questi anni abbiamo sperimentato quanto sia difficile coniugare le richieste di prestazioni sanitarie sempre più complesse con l'esigenza di garantire elevati standard di sicurezza e al tempo stesso di contenere i costi.

Per questo mettiamo a disposizione la nostra professionalità ed esperienza per comprendere le esigenze degli operatori sanitari e per offrire una soluzione accurata ad ogni problema tecnico, organizzativo e logistico.

Progettiamo e realizziamo set e custom-pack per ogni specialità chirurgica. Personalizziamo il pack sulla base dello specifico reparto/ specializzazione e richiesta. Il nostro personale specializzato offre tutta l'assistenza necessaria per la messa a punto e monitoraggio di nuovi prodotti e servizi.

## Vantaggi

- Composizione personalizzata
- Standardizzazione degli interventi
- Tempi di allestimento e ripristino più brevi
- Eliminazione delle inefficienze
- Riduzione e controllo dei costi
- Riduzione dei rischi di contaminazione
- Riduzione del materiale di scarto
- Registrazione di un unico lotto per tutti i componenti

## *The customer as a source of inspiration*

*In recent years, it has become increasingly challenging to balance the demand for more complex healthcare services with the need to maintain high safety standards while also controlling costs.*

*For this reason, we put our expertise at the service of healthcare professionals, helping to identify their needs and provide effective solutions to technical, organizational, and logistical challenges.*

*We design and produce custom surgical sets and procedure packs tailored to each medical specialty and department.*

*Our specialized team provides full support in the development of new products and services, ensuring personalized solutions and maximum efficiency.*

## *Advantages*

- *Customized composition*
- *Standardization of procedures*
- *Shorter setup times*
- *Elimination of inefficiencies*
- *Cost control and reduction*
- *Reduction of contamination risks*
- *Reduction of waste material*
- *Single lot registration for all components*



## Customer service Mediberg

Il nostro customer service segue ogni singolo cliente dal momento della richiesta o gara di appalto all'ordine e poi al riordine, istante per istante.

Cerchiamo costantemente di migliorare il livello qualitativo del servizio non solo con la proattività e l'ascolto, ma dotandoci di processi informatici che consentano di contrarre ove possibile i tempi, di personalizzare le offerte e aumentare la soddisfazione dei clienti rispetto alla qualità non solo dei prodotti, ma del servizio e dell'esperienza globale del cliente nei confronti di Mediberg.

La relazione umana è un aspetto del nostro customer service che rimane centrale perché la qualità del servizio è oltre alla produzione, alla logistica e all'informatizzazione, strettamente legata alla qualità della relazione che desideriamo instaurare con i nostri clienti. L'information technology completa e semplifica alcuni servizi al cliente.

### Mediberg Service: un sistema automatico per ottimizzare i tempi

Il sistema informatico Mediberg Service monitora costantemente i tuoi fabbisogni liberando il tuo tempo.

- Gestione informatizzata del magazzino
- Ripristino delle scorte
- Sistemazione nei blocchi operatori
- Consegna prodotti nei giorni concordati
- Smaltimento imballaggi
- Gestione "in service" con conto e deposito

*Our customer service team supports each client from the very first request or tender through to the final order every step of the way.*

*We are committed to continuously improve our service standards, not only by listening carefully to our customers' needs, but also by implementing digital processes that help us reduce response time wherever possible.*

*We tailor our outputs to enhance customer satisfaction not only in terms of product quality, but also in the level of service that Mediberg provides.*

*While technology plays a key role in optimizing and simplifying our operations, the human connection remains at the heart of our customer service, alongside production, logistics, and digital systems.*

### Mediberg Service: an automatic system for time optimization

*The Mediberg Service IT system is constantly monitoring your needs, freeing up your time.*

- Computerized warehouse management
- Stock replenishment
- Organization within operating room units
- Delivery of products on agreed days
- Packaging disposal
- "In-service" management with consignment stock and storage

## **Abbigliamento** *Clothing*

Abbigliamento non sterile <i>Non-sterile clothing</i>	9
--	---

Abbigliamento sterile <i>Sterile clothing</i>	15
--	----

## **Teleria standard e dispositivi** *Standard drapes and devices*

Copertura tavoli e strumenti <i>Back table covers and tools</i>	19
--	----

Teli accessori di completamento <i>Drapes and complementary accessories</i>	23
--	----

Tappettini <i>Floor mats</i>	27
---------------------------------	----

Teli standard sterili e non sterili <i>Sterile and non-sterile standard drapes</i>	31
---	----

## **Teleria speciale, set e pacchi procedurali** *Specialty drapes, sets and procedural kits*

Teli e set chirurgici per grandi animali <i>Drapes and surgical kits for large animals</i>	41
---	----

Teli e set chirurgici per piccoli animali <i>Drapes and surgical kits for small animals</i>	45
--	----





Abbigliamento  
*Clothing*

Abbigliamento non sterile  
*Non-sterile clothing*

## COPRISCARPE / SHOE COVERS



con elastico alla caviglia  
▪ non sterile

with elastic at the ankle  
▪ non-sterile

CODICE MEDIBERG MEDIBERG CODE	CODICE DISTRIBUTORE SUPPLIER CODE	MATERIALE MATERIAL	COLORE COLOUR	IMBALLO SECONDARIO PEZZI PER SCATOLA SECONDARY PACKAGING PIECES PER BOX
18COP105	47472	POLIETILENE GOFRATO CPE TEXTURED CPE	AZZURRO LIGHT BLUE	2.500

## MASKELLA<sup>®</sup> A 3 STRATI CON ELASTICI / 3-LAYER WITH ELASTIC



**Maschera chirurgica in TNT ipoallergenico a 3 strati con elastici auricolari.**

- elevata efficienza filtrante: B.F.E.  $\geq$  98
- minima resistenza al flusso respiratorio:  $\Delta P < 40,0$  Pa/cm<sup>2</sup>
- elevata pulizia microbica: Bioburden  $\leq$  30 UFC/g
- TIPO II

**Hypoallergenic 3-layer nonwoven surgical mask with elastic ear bands.**

- high filtering efficiency: B.F.E.  $\geq$  98%
- minimal resistance to respiratory flow:  $\Delta P < 40.0$  Pa/cm<sup>2</sup>
- high microbial cleanliness: Bioburden  $\leq$  30 CFU/g
- TYPE II

CODICE MEDIBERG MEDIBERG CODE	CODICE DISTRIBUTORE SUPPLIER CODE	ALLACCIATURA FASTENING	COLORE COLOUR	IMBALLO SECONDARIO PEZZI PER SCATOLA SECONDARY PACKAGING PIECES PER BOX
10MUS409BLEL	51482	ELASTICI / ELASTIC BANDS	AZZURRO / LIGHT BLUE	900
10MUS309VPEL	39345	ELASTICI / ELASTIC BANDS	VERDE / GREEN	900

## MASKERITA<sup>®</sup> A 3 STRATI CON LACCI / 3-LAYER WITH LACES



**Maschera chirurgica in TNT ipoallergenico.**

- elevata efficienza filtrante B.F.E.  $\geq$  98%
- minima resistenza al flusso respiratorio:  $\Delta P < 40,0$  Pa/cm<sup>2</sup>
- elevata pulizia microbica: Bioburden  $\leq$  30 UFC/g
- TIPO II

**Hypoallergenic 3-layer nonwoven surgical mask with laces.**

- high filtering efficiency B.F.E.  $\geq$  98%
- minimal resistance to respiratory flow:  $\Delta P < 40.0$  Pa/cm<sup>2</sup>
- high microbial cleanliness: Bioburden  $\leq$  30 CFU/g
- TYPE II

CODICE MEDIBERG MEDIBERG CODE	CODICE DISTRIBUTORE SUPPLIER CODE	ALLACCIATURA FASTENING	COLORE COLOUR	IMBALLO SECONDARIO PEZZI PER SCATOLA SECONDARY PACKAGING PIECES PER BOX
11MUS409CFVN	54747	LACCI / LACES	AZZURRO / LIGHT BLUE	600
11MUS709CFVN	39344	LACCI / LACES	VERDE / GREEN	600

## AFOG<sup>®</sup> TNT A 3 STRATI - ANTIAPPANNAGGIO / 3-LAYER NON-WOVEN - ANTI-FOG



**Maschera chirurgica in TNT ipoallergenico a 3 strati con sistema integrato antiappannante per portatori di occhiali.**

- elevata efficienza filtrante B.F.E. ≥ 98%
- minima resistenza al flusso respiratorio:  $\Delta P < 40,0 \text{ Pa/cm}^2$
- elevata pulizia microbica: Bioburden  $\leq 30 \text{ UFC/g}$
- TIPO II

**Hypoallergenic 3-layer TNT surgical mask with integrated anti-fog system for glasses wearers.**

- high filtering efficiency B.F.E.  $\geq 98\%$
- minimal resistance to respiratory flow:  $\Delta P < 40,0 \text{ Pa/cm}^2$
- high microbial cleanliness: Bioburden  $\leq 30 \text{ CFU/g}$
- TYPE II

CODICE MEDIBERG MEDIBERG CODE	CODICE DISTRIBUTORE SUPPLIER CODE	ALLACCIATURA FASTENING	COLORE COLOUR	IMBALLO SECONDARIO PEZZI PER SCATOLA SECONDARY PACKAGING PIECES PER BOX
11MUS409CFAA	53650	LACCI / LACES	AZZURRO / LIGHT BLUE	600
10MUS409CFAA	59858	ELASTICI / ELASTIC BANDS	AZZURRO / LIGHT BLUE	900
11MUS5MACFAA	59729	LACCI / LACES	VERDE / GREEN	600
10MUS5MACFAA	59859	ELASTICI / ELASTIC BANDS	VERDE / GREEN	900

## AFLUID<sup>®</sup>- AFOG<sup>®</sup> TNT A 4 STRATI - RESISTE SPRUZZI / 4-LAYER NON-WOVEN - SPLASH RESISTANT



**Maschera chirurgica in TNT ipoallergenico a 4 strati, resistente agli spruzzi e munita di sistema integrato antiappannante per portatori di occhiali.**

- resistente agli spruzzi di liquidi:  $\geq 16,0 \text{ kPa}$
- elevata efficienza filtrante: B.F.E.  $\geq 98\%$
- minima resistenza al flusso respiratorio:  $\Delta P < 60,0 \text{ Pa/cm}^2$
- elevata pulizia microbica: Bioburden  $\leq 30 \text{ UFC/g}$
- TIPO II R

**4-layer hypoallergenic nonwoven surgical mask, splash resistant and equipped with integrated anti-fog system for glasses wearers.**

- splash-resistance to liquid:  $\geq 16,0 \text{ kPa}$
- high filtering resistance: B.F.E.  $\geq 98\%$
- minimal resistance to respiratory flow:  $\Delta P < 60,0 \text{ Pa/cm}^2$
- high microbial cleanliness: Bioburden  $\leq 30 \text{ CFU/g}$
- TYPE II R

CODICE MEDIBERG MEDIBERG CODE	CODICE DISTRIBUTORE SUPPLIER CODE	ALLACCIATURA FASTENING	COLORE COLOUR	IMBALLO SECONDARIO PEZZI PER SCATOLA SECONDARY PACKAGING PIECES PER BOX
11MUS4A4CFBNA	58466	LACCI / LACES	AZZURRO / LIGHT BLUE	600
11MUS5A4CFVNA	59860	LACCI / LACES	VERDE / GREEN	600
11MUS8A4CFBNA	55604	LACCI / LACES	BIANCO/WHITE	600
10MUS4A4CFBNA	55911	ELASTICI / ELASTIC BANDS	AZZURRO / LIGHT BLUE	900
10MUS5A4CFVNA	59861	ELASTICI / ELASTIC BANDS	VERDE / GREEN	900
10MUS8A4CFBNA	59862	ELASTICI / ELASTIC BANDS	BIANCO/WHITE	900

## MASK OP<sup>®</sup> CON VISIERA / WITH VISOR



**Maschera chirurgica in TNT ipoallergenico a 4 strati, resistente agli spruzzi e munita di sistema integrato antiappannante per portatori di occhiali.**

- resistente agli spruzzi di liquidi:  $\geq 16,0 \text{ kPa}$
- elevata efficienza filtrante: B.F.E.  $\geq 98\%$
- minima resistenza al flusso respiratorio:  $\Delta P < 60,0 \text{ Pa/cm}^2$
- elevata pulizia microbica: Bioburden  $\leq 30 \text{ UFC/g}$
- TIPO II R

**4-layer hypoallergenic nonwoven surgical mask, splash resistant and equipped with integrated anti-fog system for glasses wearers.**

- splash-resistance liquid:  $\geq 16,0 \text{ kPa}$
- high filtering efficiency: B.F.E.  $\geq 98\%$
- minimal resistance to respiratory flow:  $\Delta P < 60,0 \text{ Pa/cm}^2$
- high microbial cleanliness: Bioburden  $\leq 30 \text{ CFU/g}$
- TYPE II R

CODICE MEDIBERG MEDIBERG CODE	CODICE DISTRIBUTORE SUPPLIER CODE	ALLACCIATURA FASTENING	COLORE COLOUR	IMBALLO SECONDARIO PEZZI PER SCATOLA SECONDARY PACKAGING PIECES PER BOX
12MSK4A4VIAM	55911	LACCI / LACES	AZZURRO / LIGHT BLUE	600
12MSK5A4VIAM	59865	LACCI / LACES	VERDE / GREEN	600
12MUS4A4VIAM	59866	ELASTICI / ELASTIC BANDS	AZZURRO / LIGHT BLUE	600
12MUS5A4VIAM	47489	ELASTICI / ELASTIC BANDS	VERDE / GREEN	600

## CAPPELLINO CHIRURGO AZZURRO CON LACCI FISSI BLUE SURGEON'S CAP WITH FIXED TIES



CODICE MEDIBERG MEDIBERG CODE	CODICE DISTRIBUTORE SUPPLIER CODE	MATERIALE MATERIAL	COLORE COLOUR	BOX	IMBALLO SECONDARIO PEZZI PER SCATOLA SECONDARY PACKAGING PIECES PER BOX
6030071B5NMD	49289	TNT CHICOPE TRAFORATO NON WOVEN PERFORATED CHICOPEE	AZZURRO LIGHT BLUE	SI / YES	500

## CUFFIA CON ELASTICO CIRCOLARE / CAP WITH CIRCULAR ELASTIC



CODICE MEDIBERG MEDIBERG CODE	CODICE DISTRIBUTORE SUPPLIER CODE	MATERIALE MATERIAL	COLORE COLOUR	BOX	IMBALLO SECONDARIO PEZZI PER SCATOLA SECONDARY PACKAGING PIECES PER BOX
18CPL105	59864	TNT SPUNBOND SPUNBOND NON-WOVEN	BIANCO WHITE	NO	1.000
18CPL106	56382	TNT SPUNBOND SPUNBOND NON-WOVEN	AZZURRO LIGHT BLUE	NO	1.000
6030091B5NMD	51470	TNT CHICOPE TRAFORATO NON WOVEN PERFORATED CHICOPEE	AZZURRO LIGHT BLUE	SI / YES	500

## CAPPELLINO CHIRURGICO AZZURRO CON I LACCI SOTTOGOLA LIGHT BLUE SURGICAL CAP WITH CHIN STRAPS



CODICE MEDIBERG MEDIBERG CODE	CODICE DISTRIBUTORE SUPPLIER CODE	MATERIALE MATERIAL	COLORE COLOUR	BOX	IMBALLO SECONDARIO PEZZI PER SCATOLA SECONDARY PACKAGING PIECES PER BOX
6030181B5NMD	47487	TNT CHICOPE TRAFORATO NON WOVEN PERFORATED CHICOPEE	AZZURRO / LIGHT BLUE	SI / YES	500

## CAPPELLINO A SCAFANDRO CON MANTELLINA E LACCI BALACLAVA-STYLE CAP WITH CAPE AND TIES



CODICE MEDIBERG MEDIBERG CODE	CODICE DISTRIBUTORE SUPPLIER CODE	MATERIALE MATERIAL	COLORE COLOUR	BOX	IMBALLO SECONDARIO PEZZI PER SCATOLA SECONDARY PACKAGING PIECES PER BOX
603004ID5NMD	59170	POLIPROPILENE POLYPROPYLENE	AZZURRO / LIGHT BLUE	SI	300


## CAMICE VISITATORE / VISITOR GOWN



- girocollo con fettuccia e chiusura polsini con elastico e/o tubolare
- taglia unica
- non sterile
- crew neck with tape and tie closure at the neck and waist elastic and/or tubular-knit cuffs
- one size
- non-sterile

CODICE MEDIBERG MEDIBERG CODE	CODICE DISTRIBUTORE SUPPLIER CODE	POLSINI CUFFS	COLORE COLOUR	IMBALLO SECONDARIO PEZZI PER SCATOLA SECONDARY PACKAGING PIECES PER BOX
600030NB1NMD	47512	ELASTICO / ELASTIC BANDS	VERDE / GREEN	100
18CAM006	47510	TUBOLARE / TUBULAR	VERDE / GREEN	100

## DIVISA / UNIFORM



- casacca a manica corta con 3 tasche e collo a V
- pantalone con lacci in vita e 1 tasca posteriore in TNT SMS blu coprente
- confezione in busta singola da 1 pz non sterile
- short sleeve tunic with 3 pockets and V-neck
- trousers with waist ties and 1 back pocket in blue SMS non-woven fabric
- packaged in a single pouch of 1 pcs non-sterile

CODICE MEDIBERG MEDIBERG CODE	CODICE DISTRIBUTORE SUPPLIER CODE	TAGLIA SIZE	PEZZI PER BUSTA PIECES PER POUCH	IMBALLO SECONDARIO PEZZI PER SCATOLA SECONDARY PACKAGING PIECES PER BOX
18DIV030	47505	S	1	50
18DIV031	47506	M	1	50
18DIV032	47507	L	1	50
18DIV033	47508	XL	1	50
18DIV034	47509	XXL	1	50

## GIUBBINO / JACKET



- giubbinò a manica lunga con polsini e colletto in polièstere
- 2 tasche e chiusura anteriore con bottoni a pressione in TNT SMS blu coprente
- confezione in busta singola da 1 pz non sterile
- *long-sleeved jacket with polyester cuffs and collar*
- *2 pockets with front press-studs in opaque blue SMS non-woven fabric*
- *packaged in a single pouch of 1 pcs non-sterile*

CODICE MEDIBERG MEDIBERG CODE	CODICE DISTRIBUTORE SUPPLIER CODE	TAGLIA SIZE	PEZZI PER BUSTA PIECES PER POUCH	IMBALLO SECONDARIO PEZZI PER SCATOLA SECONDARY PACKAGING PIECES PER BOX
18DIV020	47463	S	1	50
18DIV021	47464	M	1	50
18DIV022	47465	L	1	50
18DIV023	47466	XL	1	50
18DIV024	47467	XXL	1	50

## CAMICE CHIRURGICO STANDARD NON STERILE / NON-STERILE STANDARD SURGICAL GOWN



- Indicato per interventi di media durata con presenza di liquidi e rischio infettivo medio.
- Suitable for medium-duration procedures involving liquids and medium infection risk.*
- in TNT SMS LIGHT - Colore azzurro
  - colletto identificativo modello: Colore bianco
  - 4 lacci per chiusura interna/esterna
  - termosaldato ad ultrasuoni
  - 2 salviettine asciugamani
  - *in light sms non-woven fabric - light blue*
  - *model identification collar: white*
  - *4 ties for inner/outer closure*
  - *ultrasonic sealed*
  - *2 hand towels*

CODICE MEDIBERG MEDIBERG CODE	CODICE DISTRIBUTORE SUPPLIER CODE	TAGLIA SIZE	LUNGHEZZA LENGTH (CM)	STERILE	IMBALLO SECONDARIO PEZZI PER SCATOLA SECONDARY PACKAGING PIECES PER BOX
18CAM020	56669	M	120	NO	50
18CAM021	58040	L	130	NO	50
18CAM022	55849	XL	140	NO	50
18CAM046	59863	XXL	150	NO	50

## CAMICE POLITENATO (IMPERMEABILE) / POLYTHENE GOWN (WATERPROOF)



- girocollo con fettuccia e chiusura al collo e alla vita con lacci
- polsini tubolari
- totalmente impermeabile
- taglia unica
- *crew neck with tape and tie closure at the neck and waist*
- *tubular rib cuffs*
- *fully waterproof*
- *one size*

CODICE MEDIBERG MEDIBERG CODE	COD. DISTRIBUTORE SUPPLIER CODE	STERILE	COLORE COLOUR	IMBALLO SECONDARIO PEZZI PER SCATOLA SECONDARY PACKAGING PIECES PER BOX
18CAM025	47513	NO	VERDE / GREEN	100



Abbigliamento  
*Clothing*

Abbigliamento sterile  
*Sterile clothing*

## CAMICE CHIRURGICO STANDARD IN TNT SMS 40 G/MQ - STERILE STERILE STANDARD SURGICAL GOWN IN SMS NON-WOVEN 40 G/MQ



Indicato per interventi di breve durata con limitata presenza di liquidi e a basso rischio infettivo.

*Suitable for short-duration procedures with limited fluid exposure and low infection risk.*

- in TNT SMS LIGHT - colore azzurro
  - antistatico e traspirante
  - colletto identificativo modello: colore BIANCO
  - 4 lacci per chiusura interna/esterna
  - termosaldato ad ultrasuoni
  - 2 salviettine asciugamani
  - avvolto in carta medicale. Box dispenser - Sterile
- *made of LIGHT SMS non-woven fabric – light blue colour*
  - *antistatic and breathable*
  - *model identification collar: WHITE colour*
  - *4 ties for inner/outer closure*
  - *ultrasonic welded seams*
  - *includes 2 towel wipes*
  - *wrapped in medical-grade paper. Box dispenser - Sterile*

CODICE MEDIBERG MEDIBERG CODE	CODICE DISTRIBUTORE SUPPLIER CODE	TAGLIA SIZE	LUNGHEZZA LENGTH (CM)	IMBALLO SECONDARIO PEZZI PER SCATOLA SECONDARY PACKAGING PIECES PER BOX
500013CCBSMD	57408	M	115	30
500014CCBSMD	57407	L	130	30
500015CCBSMD	57409	XL	135	30
500016CCBSMD	57410	XXL	145	30

## CAMICE CHIRURGICO STANDARD IN TNT SMS 50 G/MQ - STERILE STERILE STANDARD SURGICAL GOWN IN SMS NON-WOVEN 50 G/MQ



Indicato per interventi di media durata con presenza di liquidi e rischio infettivo medio.

*Suitable for medium - duration procedures with the presence of fluids and moderate risk of infection.*

- in TNT SMS LIGHT - colore azzurro
  - antistatico e traspirante
  - colletto identificativo modello: colore BIANCO
  - 4 lacci per chiusura interna/esterna
  - termosaldato ad ultrasuoni
  - 2 salviettine asciugamani
  - avvolto in carta medicale. Box dispenser - Sterile
- *made of LIGHT SMS non-woven fabric – light blue colour*
  - *antistatic and breathable*
  - *model identification collar: WHITE colour*
  - *4 ties for inner/outer closure*
  - *ultrasonic welded seams*
  - *includes 2 towel wipes*
  - *wrapped in medical-grade paper. Box dispenser - Sterile*

CODICE MEDIBERG MEDIBERG CODE	CODICE DISTRIBUTORE SUPPLIER CODE	TAGLIA SIZE	LUNGHEZZA LENGTH (CM)	IMBALLO SECONDARIO PEZZI PER SCATOLA SECONDARY PACKAGING PIECES PER BOX
500002CABSMD	57541	M	120	30
500003CABSMD	57542	L	130	30
500004CABSMD	57543	XL	140	30
500005CABSMD	57544	XXL	150	30

## CAMICE CHIRURGICO STANDARD IN TNT SPUNLACED 70 G/MQ - STERILE STERILE STANDARD SURGICAL GOWN IN SPUNLACED NON-WOVEN 70 G/MQ



Indicato per interventi di media durata con presenza di liquidi e rischio infettivo medio.

- in TNT SPUNLACED - colore azzurro
- antistatico e traspirante
- colletto identificativo modello: colore BIANCO
- 4 lacci per chiusura interna/esterna
- termosaldato ad ultrasuoni
- 2 salviette asciugamani
- avvolto in carta medica. Box dispenser - Sterile

*Suitable for medium - duration procedures with the presence of fluids and moderate risk of infection.*

- *made of non woven SPUNLACED light blue colour*
- *antistatic and breathable*
- *model identification collar: WHITE colour*
- *4 ties for inner/outer closure*
- *ultrasonic welded seams*
- *includes 2 towel wipes*
- *wrapped in medical-grade paper. Box dispenser - Sterile*

CODICE MEDIBERG MEDIBERG CODE	CODICE DISTRIBUTORE SUPPLIER CODE	TAGLIA SIZE	LUNGHEZZA LENGTH (CM)	IMBALLO SECONDARIO PEZZI PER SCATOLA SECONDARY PACKAGING PIECES PER BOX
500002DABSMD	57412	M	120	30
500003DABSMD	57411	L	130	30
500004DABSMD	57413	XL	140	30
500005DABSMD	57414	XXL	150	30

## CAMICE CHIRURGICO CON RINFORZO IMPERMEABILE IN TNT SMS 40 G/MQ - STERILE STERILE SURGICAL GOWN WITH WATERPROOF REINFORCEMENT IN SMS NON-WOVEN 40G/MQ



Indicato per interventi di lunga durata con presenza di liquidi e rischio infettivo elevato e dove è richiesto un ottimo grado di comfort.


- in TNT SMS LIGHT - colore azzurro
- antistatico e traspirante
- colletto identificativo modello: colore BIANCO
- 4 lacci per chiusura interna/esterna
- termosaldato ad ultrasuoni
- 2 salviette asciugamani
- avvolto in carta medica. Box dispenser - Sterile

*Suitable for long-duration procedures with fluid exposure, high infection risk, and where a high level of comfort is required.*

- *made of LIGHT SMS non-woven - light blue colour*
- *antistatic and breathable*
- *model identification collar: WHITE colour*
- *4 ties for inner/outer closure*
- *ultrasonic welded seams*
- *includes 2 towel wipes*
- *wrapped in medical-grade paper. Box dispenser - Sterile*

CODICE MEDIBERG MEDIBERG CODE	CODICE DISTRIBUTORE SUPPLIER CODE	TAGLIA SIZE	LUNGHEZZA LENGTH (CM)	IMBALLO SECONDARIO PEZZI PER SCATOLA SECONDARY PACKAGING PIECES PER BOX
501002CABSMD	47935	M	120	30
501003CABSMD	47934	L	130	30
501004CABSMD	47936	XL	140	30
501005CABSMD	47937	XXL	150	30

## CAMICE UROLOGICO IN TNT PE/PP + SMS - STERILE STERILE UROLOGICAL GOWN IN PE/PP + SMS NON-WOVEN



Indicato in tutte le procedure urologiche e in ogni altro intervento con una quantità elevata di liquidi.

- parte anteriore e maniche in TNT PE\PP totalmente impermeabile
- antistatico e traspirante
- parte posteriore in TNT SMS idrorepellente e traspirante
- colletto identificativo modello: COLORE ROSSO
- copertura ottimale dell'operatore da seduto
- 4 lacci per chiusura interna/esterna
- termosaldato ad ultrasuoni
- 2 salviettine asciugamani
- avvolto in carta medicale. Box dispenser - Sterile

*Suitable for all urological procedures and any other surgery with high fluid exposure.*

- *front and sleeves made of PE/PP non-woven fabric fully waterproof*
- *antistatic and breathable*
- *back made of water-repellent and breathable SMS non-woven*
- *model identification collar: RED colour*
- *optimal coverage for seated operator*
- *4 ties for inner/outer closure*
- *ultrasonic welded seams*
- *includes 2 towel wipes*
- *wrapped in medical-grade paper. Box dispenser - Sterile*

CODICE MEDIBERG MEDIBERG CODE	CODICE DISTRIBUTORE SUPPLIER CODE	TAGLIA SIZE	LUNGHEZZA LENGTH (CM)	IMBALLO SECONDARIO PEZZI PER SCATOLA SECONDARY PACKAGING PIECES PER BOX
503008AHBSME	53063	M	120	30
503009AHBSME	57735	L	130	30
503010AHBSME	53065	XL	140	30

## CAMICE STERILE PER PREPARAZIONE FARMACI ANTIBLASTICI - DPI CAT. III STERILE GOWN FOR PREPARATION OF ANTINEOPLASTIC DRUGS - CAT. III PPE



Progettato per proteggere gli utilizzatori da agenti chimici e farmaci antiblastici.

- alta drappeggiabilità e confortevolezza
- antistatico e traspirante
- idrorepellente su tutta la superficie
- basso linting
- polsini in maglina
- termosaldature effettuate ad ultrasuoni
- girocollo con fettuccia e chiusura mediante velcro
- cinture in vita per chiusura interna/esterna
- cartoncino anticontaminazione
- piegatura rovesciata per apertura programmata
- n° 2 salviettine asciugamani
- colore azzurro
- monouso
- disponibile nella versione STERILE o NON STERILE

*Designed to protect users from chemical agents and antineoplastic drugs.*

- *high drapeability and comfort*
- *antistatic and breathable*
- *water-repellent on the entire surface*
- *low linting*
- *knit cuffs*
- *ultrasonic welded seams*
- *crew neck with tape and Velcro closure*
- *waist ties for inner and outer closure*
- *anti-contamination cardboard*
- *reverse folding for programmed opening, surgical model*
- *includes 2 towel wipes*
- *light blue colour*
- *single-use*
- *available STERILE or NON-STERILE*


CODICE MEDIBERG MEDIBERG CODE	CODICE DISTRIBUTORE SUPPLIER CODE	TAGLIA SIZE	LUNGHEZZA LENGTH (CM)	IMBALLO SECONDARIO PEZZI PER SCATOLA SECONDARY PACKAGING PIECES PER BOX
505002CB3NMD	56346	M	120	50
505003CB3NMD	56347	L	130	50
505004CB3NMD	56348	XL	140	50
505005CB3NMD	56349	XXL	150	50



Telera standard e dispositivi  
*Standard drapes and devices*

Copertura tavoli e strumenti  
*Back table covers and tools*

## TELO TAVOLO MADRE BACK TABLE COVER



- assorbente ed impermeabile
- in TNT biaccoppiato
- sterile
- *absorbent and waterproof*
- *layer double-lined non woven*
- *sterile*

CODICE MEDIBERG MEDIBERG CODE	CODICE DISTRIBUTORE SUPPLIER CODE	MISURA MEASURE (CMXCM)	CARTA MEDICALE MEDICAL PAPER	BOX DISPENSER	IMBALLO SECONDARIO PEZZI PER SCATOLA SECONDARY PACKAGING PIECES PER BOX
404019AACSM	52234	100X150	NO	NO	75
404025AACSM	52235	150X200	NO	NO	40
404003AACSM	52236	200X230	NO	NO	20
404003AICSM	52237	200X230	NO	NO	25
404019AADSM	60561	200X230	NO	SI	75
404003AADSM	60556	200X230	NO	SI	20

## FEDERA DI MAYO / MAYO COVER



- sterile

CODICE MEDIBERG MEDIBERG CODE	CODICE DISTRIBUTORE SUPPLIER CODE	MISURA MEASURE (CMXCM)	CARTA MEDICALE MEDICAL PAPER	BOX DISPENSER	IMBALLO SECONDARIO PEZZI PER SCATOLA SECONDARY PACKAGING PIECES PER BOX
404006FBCSM	47971	80X145	NO	NO	50
404006FBDMS	60557	80X145	NO	SI	50

## GUAINA STERILE COPRITELECAMERA / STERILE CAMERA COVER



- estremità con pretaglio e nastro di fissaggio
- cartoncino per inserimento
- in polietilene trasparente ed antistatico
- sterile
- *ends with pre-cut and fixing tape*
- *cardboard for insertion*
- *in transparent and antistatic polyethylene*
- *sterile*

CODICE MEDIBERG MEDIBERG CODE	CODICE DISTRIBUTORE SUPPLIER CODE	MISURA MEASURE (CMXCM)	CONFEZIONAMENTO SINGOLO-DOPPIO SINGLE-DOUBLE PACKAGING	IMBALLO SECONDARIO PEZZI PER SCATOLA SECONDARY PACKAGING PIECES PER BOX
403001FACSM	47743	13X250	SINGOLO / SINGLE	100
403002FACSM	47745	18X250	SINGOLO / SINGLE	100

## KIT UNIVERSALE PER COPERTURA ARCO DI BRILLANZA UNIVERSAL C-ARM COVER



In polietilene trasparente ed antistatico composto da:

- 2 sacchetti copristrumento cm 75x90
- 1 telo per copertura arco cm 30x186 con barrette modellabili e adesivo sterile

*In transparent and antistatic polyethylene consisting of:*

- *2 cover bags cm 75x90*
- *1 cover drape cm 30x186 with moldable bars and adhesive sterile*

CODICE MEDIBERG MEDIBERG CODE	CODICE DISTRIBUTORE SUPPLIER CODE	MATERIALE MATERIAL (CMXCM)	CONFEZIONAMENTO SINGOLO-DOPPIO SINGLE-DOUBLE PACKAGING	IMBALLO SECONDARIO PEZZI PER SCATOLA SECONDARY PACKAGING PIECES PER BOX
402040FACSME	51747	POLIETILENE TRASPARENTE TRANSPARENT POLYETHYLENE	SINGOLO / SINGLE	40
402040FADSME	60561	POLIETILENE TRASPARENTE TRANSPARENT POLYETHYLENE	SINGOLO / SINGLE	30

## CUFFIA COPRISTRUMENTO / INSTRUMENT COVER



- con elastico circolare in polietilene trasparente ed antistatico sterile

- *with circular elastic made of transparent and antistatic polyethylene sterile*

CODICE MEDIBERG MEDIBERG CODE	CODICE DISTRIBUTORE SUPPLIER CODE	MISURA MEASURE (CMXCM)	CARTA MEDICALE MEDICAL PAPER	BOX DISPENSER	IMBALLO SECONDARIO PEZZI PER SCATOLA SECONDARY PACKAGING PIECES PER BOX
402004FACSME	55427	100	NO	NO	100
402004FADSME	55427	100	NO	SI/YES	100





Teleria standard e dispositivi  
*Standard drapes and devices*

Teli e accessori di completamento  
*Drapes and complementary accessories*

## TELO PROTEZIONE BARELLA - TAVOLO OPERATORIO STRETCHER / OPERATING TABLE COVER



- cm 75x240 con angoli elasticizzati  
non sterile
- 75x240 cm with elastic  
non-sterile

CODICE MEDIBERG MEDIBERG CODE	CODICE DISTRIBUTORE SUPPLIER CODE	MATERIALE MATERIAL (CMXCM)	COLORE COLOUR	IMBALLO SECONDARIO PEZZI PER SCATOLA SECONDARY PACKAGING PIECES PER BOX
300096AH2NME	53530	TNT BIACCOPPIATO LIGHT LIGHT DOUBLE-BONDED NON WOVEN	AZZURRO / BLUE LIGHT	80

## SACCA STANDARD CM 50X46 / STANDARD LIQUID COLLECTION POUCH 50X46



- valvola di scarico barretta modellabile  
sterile
- exhaust valve moldable bar  
sterile

CODICE MEDIBERG MEDIBERG CODE	CODICE DISTRIBUTORE SUPPLIER CODE	MATERIALE MATERIAL	COLORE COLOUR	BOX	IMBALLO SECONDARIO PEZZI PER SCATOLA SECONDARY PACKAGING PIECES PER BOX
401009FECSME	53530	POLIETILENE POLYETHYLENE	TRASPARENTE TRANSPARENT	NO	100
401009FEDSME	60552	POLIETILENE POLYETHYLENE	TRASPARENTE TRANSPARENT	SI	100

## STRISCIA ADESIVA / ADHESIVE STRIP



- in TNT SMS colore azzurro  
sterile
- in non woven SMS colour light blue  
sterile

CODICE MEDIBERG MEDIBERG CODE	CODICE DISTRIBUTORE SUPPLIER CODE	MISURA MEASURE (CMXCM)	PEZZI PER BUSTA PIECES PER BAG	BOX	IMBALLO SECONDARIO PEZZI PER SCATOLA SECONDARY PACKAGING PIECES PER BOX
301017CACSM	53530	10X50	1	NO	250
301017CADSM	60553	10X50	1	SI	200


## VELCRO ADESIVO PER TUBI E CAVI ADHESIVE VELCRO FOR PIPES AND CABLES



- banda adesiva singolo o doppio  
sterile
- single or double adhesive band  
sterile

CODICE MEDIBERG MEDIBERG CODE	CODICE DISTRIBUTORE SUPPLIER CODE	MISURA MEASURE (CMXCM)	PEZZI PER BUSTA PIECES PER BAG	COLORE COLOUR	IMBALLO SECONDARIO PEZZI PER SCATOLA SECONDARY PACKAGING PIECES PER BOX
301030HACSM	54980	2,5X11	2	BIANCO / WHITE	250

### TASCA PORTASTRUMENTI CM 20X30 / 20X30 CM INSTRUMENT POUCH



- 2 scomparti
- doppio adesivo per il fissaggio
- sterile
- 2 compartments
- double adhesive for fixing
- sterile

CODICE MEDIBERG MEDIBERG CODE	CODICE DISTRIBUTORE SUPPLIER CODE	MATERIALE MATERIAL	COLORE COLOUR	IMBALLO SECONDARIO PEZZI PER SCATOLA SECONDARY PACKAGING PIECES PER BOX
400012FECSME	47740	POLIETILENE POLYETHYLENE	TRASPARENTE TRANSPARENT	150
400012FEDSME	60554	POLIETILENE POLYETHYLENE	TRASPARENTE TRANSPARENT	100


### TASCA PORTASTRUMENTI CM 30X50 PER LAPAROSCOPIA 30X50 CM INSTRUMENT POUCH FOR LAPAROSCOPY



- 3 scomparti
- doppio adesivo per il fissaggio
- sterile
- 3 compartments
- double adhesive for fixing
- sterile

CODICE MEDIBERG MEDIBERG CODE	CODICE DISTRIBUTORE SUPPLIER CODE	MATERIALE MATERIAL	COLORE COLOUR	IMBALLO SECONDARIO PEZZI PER SCATOLA SECONDARY PACKAGING PIECES PER BOX
400011FECSME	47741	POLIETILENE POLYETHYLENE	TRASPARENTE TRANSPARENT	100
400011FEDSME	60555	POLIETILENE POLYETHYLENE	TRASPARENTE TRANSPARENT	100

### TASCA PORTASTRUMENTI CM 35X42 / 35X42 CM INSTRUMENT POUCH



- 2 scomparti
- sterile
- 2 compartments
- sterile

CODICE MEDIBERG MEDIBERG CODE	CODICE DISTRIBUTORE SUPPLIER CODE	MATERIALE MATERIAL	COLORE COLOUR	BOX DISPENSER	IMBALLO SECONDARIO PEZZI PER SCATOLA SECONDARY PACKAGING PIECES PER BOX
40002FECSME	60559	POLIETILENE POLYETHYLENE	TRASPARENTE TRANSPARENT	NO	150
40002FEDSME	59869	POLIETILENE POLYETHYLENE	TRASPARENTE TRANSPARENT	SI	150

### SALVIETTINA / TOWEL



- doppio strato di cellulosa con rete
- colore bianco
- sterile
- double layer of cellulose with mesh
- white colour
- sterile

CODICE MEDIBERG MEDIBERG CODE	CODICE DISTRIBUTORE SUPPLIER CODE	MISURA MEASURE (CMXCM)	STERILE	CONFEZIONAMENTO PER BUSTA PACKAGING PER BAG	IMBALLO SECONDARIO PEZZI PER SCATOLA SECONDARY PACKAGING PIECES PER BOX
408001IACSME	55090	35X40	SI/YES	2	250
33SAL3238D	47720	32X38	NO	50	1.000
33SAL014	59870	30X38	NO	50	1.000





Teleria standard e dispositivi  
*Standard drapes and devices*

Tappettini  
*Floor mats*

# Medioasis Op Dry®

## TAPPETINI ASSORBENTI PER PAVIMENTI

I tappetini assorbenti per pavimenti MEDIOASIS OP DRY® sono un valido aiuto all'ottimale e corretto mantenimento della pulizia delle superfici ambientali nei reparti operatori, dovunque ci sia la necessità di evitare che i liquidi finiscano a terra con tutti i rischi connessi. Da utilizzare davanti ai lavandini nella zona lavaggio mani degli operatori e durante tutti gli interventi chirurgici con un'elevata presenza di liquidi. I tappetini per pavimenti MEDIOASIS OP DRY® valorizzano il tuo lavoro e si prendono cura della tua sicurezza.

## CONSERVAZIONE SMALTIMENTO

Proteggere dalla luce solare diretta e conservare in un luogo fresco e asciutto, in ambienti privi di odori e lontano da fonti di calore. Il prodotto è completamente smaltibile secondo le normali procedure ospedaliere nel rispetto delle normative vigenti. Non rilascia residui tossici dopo l'incenerimento.

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Rapidità di assorbimento - evita il ristagno
- Non-slip upper side even if wet
- Strato inferiore totalmente impermeabile e antiscivolo
- Elimina totalmente il rischio di inciampo grazie alla sua perfetta e completa adesione al pavimento
- Latex-free
- Non rilascia fibre o pelucchi
- Disponibile in rotoli da 50 mt o in formati pretagliati in tre diverse capacità assorbenti

## ABSORBENT FLOOR MATS

The MEDIOASIS OP DRY® absorbent floor mats are a valid solution for the optimal and correct maintenance of surface cleanliness in the operating rooms, wherever there is the need to prevent liquids from ending up on the floor with all the related risks. Place it in front of the sinks in the operator's hand washing area and during all surgeries with a high presence of liquids. MEDIOASIS OP DRY® floor mats enhance your work and take care of your safety.

## STORAGE AND DISPOSAL

Protect from direct sunlight and store in a cool, dry and odorless place, keep away from heat sources. The product can be completely disposed of according to normal hospital procedures in compliance with current regulations.

## MAIN FEATURES

- Rapid absorption – avoid stagnation
- Non-slip upper side even if wet
- Totally waterproof and non-slip lower layer
- Totally eliminates the risk of tripping thanks to its perfect and complete grip to the floor
- Resistant to trolley passage
- Latex-free
- Does not release parts. No Linting
- Available in rolls of 50 mt or in precut sizes in three different absorbent capacities

## MEDIOASIS OP DRY<sup>®</sup> AIR / FLOOR MATS



### Tappetini assorbenti per pavimento

- pretagliati in diversi formati o in rotoli
- antiscivolo e aderente al pavimento
- disponibili in diverse capacità assorbenti

### Absorbent floor mats

- pre-cut in different sizes or in rolls
- non-slip and adherent to the floor
- available in different absorbent capacities

CODICE MEDIBERG MEDIBERG CODE	CODICE DISTRIBUTORE SUPPLIER CODE	CAPACITÀ ASSORBENTE MILLILITRI-M2 ABSORBENT CAPACITY MILLILITERS/M2	MISURA MEASURE (CMXCM)	IMBALLO SECONDARIO PEZZI PER SCATOLA SECONDARY PACKAGING PIECES PER BOX
409011MP2NME	59874	1700	90X90	70
409010MP2NRV	47816	1700	ROTOLO 50 M / ROLL	1
409011MR2NME	59875	2500	90X90	50
409010MR2NRV	47815	2500	ROTOLO 50 M / ROLL	1
409011MS2NME	54087	3500	90X90	40
409010MS2NRV	47817	3500	ROTOLO 50 M / ROLL	1

## TAPPETINO DECONTAMINANTE / DECONTAMINATION MAT



- antibatterico
- 30 strati con indicatore numerico
- base adesiva

- antibacterial
- 30 layers with numeric indicator
- adhesive base

CODICE MEDIBERG MEDIBERG CODE	CODICE DISTRIBUTORE SUPPLIER CODE	MISURA MEASURE (CMXCM)	STERILE	NUMERO STRATI PER TAPPETO NUMBER OF LAYERS PER MAT	IMBALLO SECONDARIO PEZZI PER SCATOLA SECONDARY PACKAGING PIECES PER BOX
33TAP001	47691	45X115	NO	30	8
33TAP002	54540	60X115	NO	30	8
33TAP003	59873	90X115	NO	30	8






Teleria standard e dispositivi  
*Standard drapes and devices*

Teli standard sterili e non sterili  
*Sterile and non-sterile standard  
drapes*

## INCISION FILM / MEDINCISION OP DRAPE<sup>®</sup>



- supporto in poliuretano
- impermeabile e traspirante
- sterile
- *polyurethane backing*
- *waterproof and breathable*
- *sterile*

CODICE MEDIBERG MEDIBERG CODE	CODICE DISTRIBUTORE SUPPLIER CODE	MISURA MEASURE (CMXCM)	ZONA ADESIVA ADHESIVE AREA (CMXCM) (AXB)	PEZZI PER BOX PCS PER BOX	IMBALLO SECONDARIO PEZZI PER SCATOLA SECONDARY PACKAGING PIECES PER BOX
305001GBZSME	47744	20X25	20X15	10	60
305002GBZSME	47746	30X35	30X25	10	30
305003GBZSME	47749	35X50	35X40	10	30
305004GBZSME	47750	45X50	45X40	10	30
305005GBZSME	47752	45X65	45X55	10	30
305006GBZSME	47753	60X65	60X55	10	30
305007GBZSME	47754	65X95	65X85	10	30
305008GBZSME	47755	30X65	30X55	10	30
305009GBZSME	47708	56X95	56X85	10	30

## TELI IN TNT SMS SMS NON WOVEN DRAPES



- idrorepellente
- 3 strati
- sterile
- *water-repellent*
- *3-layer*
- *sterile*

CODICE MEDIBERG MEDIBERG CODE	CODICE DISTRIBUTORE SUPPLIER CODE	MISURA MEASURE (CMXCM)	COLORE COLOUR	IMBALLO SECONDARIO PEZZI PER SCATOLA SECONDARY PACKAGING PIECES PER BOX
300008CACSM	38680	50X75	AZZURRO/LIGHT BLUE	150
300010CACSM	38681	75X90	AZZURRO/LIGHT BLUE	150
300013CACSM	40778	100X100	AZZURRO/LIGHT BLUE	130
300043CACSM	49083	100X120	AZZURRO/LIGHT BLUE	100
300014CACSM	38683	100X150	AZZURRO/LIGHT BLUE	75
300015CACSM	47705	120X150	AZZURRO/LIGHT BLUE	50
300100CACSM	48350	140X160	AZZURRO/LIGHT BLUE	50
300016CACSM	38684	150X200	AZZURRO/LIGHT BLUE	40
300084CACSM	46937	200X220	AZZURRO/LIGHT BLUE	40
300004CACSM	56964	200X240	AZZURRO/LIGHT BLUE	35

## TELI IN TNT SMS IN BOX DISPENSER SMS DRAPES IN BOX DISPENSER



- idrorepellente
- 3 strati
- colore azzurro
- sterile
- *water repellent*
- *3 layers*
- *light blue*
- *sterile*

CODICE MEDIBERG MEDIBERG CODE	CODICE DISTRIBUTORE SUPPLIER CODE	MISURA MEASURE (CMXCM)	BOX DISPENSER	IMBALLO SECONDARIO PEZZI PER SCATOLA SECONDARY PACKAGING PIECES PER BOX
300008CADSME	60106	50X75	SI/YES	100
300010CADSME	60107	75X90	SI/YES	120
300013CADSME	60108	100X100	SI/YES	80
300043CADSME	60109	100X120	SI/YES	35
300014CADSME	60110	100X150	SI/YES	70
300015CADSME	60111	120X150	SI/YES	60
300100CADSME	60112	140X160	SI/YES	35
300016CADSME	60113	150X200	SI/YES	35
300084CADSME	60114	200X220	SI/YES	35
300004CADSME	60115	200X240	SI/YES	35

## TELI IN TNT BIACCOPIATO BI-LAYER DRAPES



- assorbente ed impermeabile
- 2 strati
- sterile
- *absorbent and waterproof*
- *2 layers*
- *sterile*

CODICE MEDIBERG MEDIBERG CODE	CODICE DISTRIBUTORE SUPPLIER CODE	MISURA MEASURE (CMXCM)	COLORE COLOUR	IMBALLO SECONDARIO PEZZI PER SCATOLA SECONDARY PACKAGING PIECES PER BOX
300005AACSM	38672	50X35	AZZURRO/LIGHT BLUE	300
300006AACSM	38673	50X50	AZZURRO/LIGHT BLUE	150
300008AACSM	38674	50X75	AZZURRO/LIGHT BLUE	150
300010AACSM	41995	75X90	AZZURRO/LIGHT BLUE	200
300013AACSM	47724	100X100	AZZURRO/LIGHT BLUE	150
300043AACSM	48943	100X120	AZZURRO/LIGHT BLUE	35
300014AACSM	45300	100X150	AZZURRO/LIGHT BLUE	100
300015AACSM	47725	120X150	AZZURRO/LIGHT BLUE	100
300016AACSM	47718	150X200	AZZURRO/LIGHT BLUE	50
300036AACSM	53061	150X240	AZZURRO/LIGHT BLUE	40
300084AACSM	46936	200X220	AZZURRO/LIGHT BLUE	40
300004AACSM	53060	200X240	AZZURRO/LIGHT BLUE	35
300078AACSM	48047	200X300	AZZURRO/LIGHT BLUE	35
300094AACSM	48046	200X400	AZZURRO/LIGHT BLUE	35

## TELI IN TNT BIACCOPIATO IN BOX DISPENSER BI-LAYER DRAPES IN BOX DISPENSER



- assorbente ed impermeabile
- 2 strati
- colore azzurro
- sterile

- *absorbent and waterproof*
- *2 layers*
- *light-blue*
- *sterile*

CODICE MEDIBERG MEDIBERG CODE	CODICE DISTRIBUTORE SUPPLIER CODE	MISURA MEASURE (CMXCM)	BOX DISPENSER	IMBALLO SECONDARIO PEZZI PER SCATOLA SECONDARY PACKAGING PIECES PER BOX
300005AADSME	60116	50X35	SI/YES	250
300006AADSME	60117	50X50	SI/YES	150
300008AADSME	60118	50X75	SI/YES	120
300010AADSME	60119	75X90	SI/YES	150
300013AADSME	60120	100X100	SI/YES	100
300043AADSME	60121	100X120	SI/YES	35
300014AADSME	60122	100X150	SI/YES	80
300015AADSME	60123	120X150	SI/YES	70
300016AADSME	60124	150X200	SI/YES	50
300036AADSME	60125	150X240	SI/YES	40
300084AADSME	60126	200X220	SI/YES	40
300004AADSME	60127	200X240	SI/YES	35
300078AADSME	60128	200X300	SI/YES	35
300094AADSME	60129	200X400	SI/YES	35

## TELI IN TNT BIACCOPIATO PE+PP PE+PP BI-LAYER DRAPES




- assorbente ed impermeabile
- 2 strati
- sterile

- *absorbent and waterproof*
- *2 layers*
- *sterile*

CODICE MEDIBERG MEDIBERG CODE	CODICE DISTRIBUTORE SUPPLIER CODE	MISURA MEASURE (CMXCM)	COLORE COLOUR	IMBALLO SECONDARIO PEZZI PER SCATOLA SECONDARY PACKAGING PIECES PER BOX
300005AHCSME	60460	50X35	AZZURRO / LIGHT BLUE	300
300006AHCSME	53808	50X50	AZZURRO / LIGHT BLUE	150
300008AHCSME	53809	50X75	AZZURRO / LIGHT BLUE	150
300010AHCSME	53276	75X90	AZZURRO / LIGHT BLUE	200
300013AHCSME	53810	100X100	AZZURRO / LIGHT BLUE	150
300043AHCSME	52972	100X120	AZZURRO / LIGHT BLUE	150
300014AHCSME	52973	100X150	AZZURRO / LIGHT BLUE	100
300015AHCSME	60135	120X150	AZZURRO / LIGHT BLUE	100
300016AHCSME	53811	150X200	AZZURRO / LIGHT BLUE	50
300036AHCSME	53716	150X240	AZZURRO / LIGHT BLUE	40
300004AHCSME	60136	200X240	AZZURRO / LIGHT BLUE	35

## TELINO IN TNT BIACCOPPIATO PE+PP IN BOX DISPENSER PE+PP BI-LAYER NON WOVEN DRAPES IN BOX DISPENSER




- assorbente ed impermeabile
- 2 strati
- sterile

- *absorbent and waterproof*
- *2 layers*
- *sterile*

CODICE MEDIBERG MEDIBERG CODE	CODICE DISTRIBUTORE SUPPLIER CODE	MISURA MEASURE (CMXCM)	BOX DISPENSER	IMBALLO SECONDARIO PEZZI PER SCATOLA SECONDARY PACKAGING PIECES PER BOX
300005AHDSE	60137	50X35	SI/YES	300
300006AHDSE	60138	50X50	SI/YES	150
300008AHDSE	60139	50X75	SI/YES	150
300010AHDSE	60140	75X90	SI/YES	200
300013AHDSE	60141	100X100	SI/YES	150
300114AHDSE	60142	75X200	SI/YES	75
300014AHDSE	60143	100X150	SI/YES	100
300015AHDSE	60459	120X150	SI/YES	100
300016AHDSE	60457	150X200	SI/YES	50
300004AHDSE	60146	200X240	SI/YES	35

## TELI IN POLIETILENE TRASPARENTE TRANSPARENT POLYETHYLENE DRAPES




- sterile
- impermeabile

- *sterile*
- *waterproof*

CODICE MEDIBERG MEDIBERG CODE	CODICE DISTRIBUTORE SUPPLIER CODE	MISURA MEASURE (CMXCM)	MATERIALE MATERIAL	COLORE COLOUR	IMBALLO SECONDARIO PEZZI PER SCATOLA SECONDARY PACKAGING PIECES PER BOX
300005FDSE	60147	50X35	POLIETILENE/ POLYETHYLENE	AZZURRO/ LIGHT BLUE	50
300011FDSE	60148	75X100	POLIETILENE/ POLYETHYLENE	AZZURRO/ LIGHT BLUE	50


## TELI IN POLIETILENE TRASPARENTE IN BOX DISPENSER TRANSPARENT POLYETHYLENE DRAPES



- sterile
- impermeabile
- *sterile*
- *waterproof*

CODICE MEDIBERG MEDIBERG CODE	CODICE DISTRIBUTORE SUPPLIER CODE	MISURA MEASURE (CMXCM)	MATERIALE MATERIAL	BOX DISPENSER	IMBALLO SECONDARIO PEZZI PER SCATOLA SECONDARY PACKAGING PIECES PER BOX
300005FDDSME	51417	50X35	POLIETILENE/ POLYETHYLENE	SI/YES	300
300011FDDSME	51416	75X100	POLIETILENE/ POLYETHYLENE	SI/YES	100


## TELI IN TNT SPUNLACED IN BOX DISPENSER SPUNLACED NON WOVEN DRAPES IN BOX DISPENSER



- colore bianco
- morbido e confortevole
- in TNT spunlaced
- sterile
- idrorepellente
- *white colour*
- *soft and comfortable*
- *made of spunlaced nonwoven fabric*
- *sterile*
- *waterproof*

CODICE MEDIBERG MEDIBERG CODE	CODICE DISTRIBUTORE SUPPLIER CODE	MISURA MEASURE (CMXCM)	MATERIALE MATERIAL	BOX DISPENSER	IMBALLO SECONDARIO PEZZI PER SCATOLA SECONDARY PACKAGING PIECES PER BOX
300011DADSME	60149	100X75	SPUNLACED	SI/YES	150
300146DADSME	60150	100X120	SPUNLACED	SI/YES	150
300147DADSME	60151	100X150	SPUNLACED	SI/YES	100
300138DADSME	60152	135X160	SPUNLACED	SI/YES	40
300139DADSME	60153	145X200	SPUNLACED	SI/YES	50
300144DADSME	60154	180X160	SPUNLACED	SI/YES	40
300145DADSME	60155	180X200	SPUNLACED	SI/YES	40
300199DADSME	60156	196X160	SPUNLACED	SI/YES	40
300200DADSME	60157	196X200	SPUNLACED	SI/YES	40
300011DACSM	55375	196X200	SPUNLACED	NO	150
300146DACSM	55083	196X200	SPUNLACED	NO	150
300147DACSM	55084	196X200	SPUNLACED	NO	100
300138DACSM	54384	196X200	SPUNLACED	NO	40
300139DACSM	54385	196X200	SPUNLACED	NO	50
300144DACSM	55079	196X200	SPUNLACED	NO	40
300145DACSM	55080	196X200	SPUNLACED	NO	40
300199DACSM	59234	196X200	SPUNLACED	NO	25
300200DACSM	59233	196X200	SPUNLACED	NO	25

## TELI CON LATO ADESIVO IN TNT BIACCOPIATO BI-LAYER NON WOVEN ADHESIVE DRAPES




- assorbente ed impermeabile
- 2 strati
- sterile

- *absorbent and waterproof*
- *2 layers*
- *sterile*

CODICE MEDIBERG MEDIBERG CODE	CODICE DISTRIBUTORE SUPPLIER CODE	MISURA MEASURE (AXB)	COLORE COLOUR	IMBALLO SECONDARIO PEZZI PER SCATOLA SECONDARY PACKAGING PIECES PER BOX
301011AACSM E	48681	75X100	AZZURRO / LIGHT BLUE	200
301013AACSM E	48036	100X100	AZZURRO / LIGHT BLUE	150
301014AACSM E	48037	100X150	AZZURRO / LIGHT BLUE	100
301024AACSM E	48039	150X200	AZZURRO / LIGHT BLUE	40
301004AACSM E	48040	150X240	AZZURRO / LIGHT BLUE	40
301022AACSM E	48041	180X200	AZZURRO / LIGHT BLUE	40
301032AACSM E	48042	200X200	AZZURRO / LIGHT BLUE	45

## TELI CON LATO ADESIVO IN TNT BIACCOPIATO IN BOX DISPENSER BI-LAYER ADHESIVE DRAPES IN BOX DISPENSER




- assorbente ed impermeabile
- 2 strati
- sterile

- *absorbent and waterproof*
- *2 layers*
- *sterile*

CODICE MEDIBERG MEDIBERG CODE	CODICE DISTRIBUTORE SUPPLIER CODE	MISURA MEASURE (AXB)	BOX DISPENSER	IMBALLO SECONDARIO PEZZI PER SCATOLA SECONDARY PACKAGING PIECES PER BOX
301011AADSME	60158	75X100	SI/YES	150
301013AADSME	60159	100X100	SI/YES	150
301014AADSME	60160	100X150	SI/YES	80
301024AADSME	60161	150X200	SI/YES	40
301004AADSME	60162	150X240	SI/YES	40
301022AADSME	60163	180X200	SI/YES	40
301032AADSME	60164	200X200	SI/YES	40

## TELI CON LATO ADESIVO IN TNT BIACOPPIATO PE+PP PE+PP BI-LAYER NON WOVEN ADHESIVE DRAPES




- assorbente ed impermeabile
- 2 strati
- sterile

- *absorbent and water-repellent*
- *2 layers*
- *sterile*

CODICE MEDIBERG MEDIBERG CODE	CODICE DISTRIBUTORE SUPPLIER CODE	MISURA MEASURE (AXB)	COLORE COLOUR	IMBALLO SECONDARIO PEZZI PER SCATOLA SECONDARY PACKAGING PIECES PER BOX
301274AHCSME	60169	50X35	AZZURRO/LIGHT BLUE	150
301006AHCSME	60170	50X50	AZZURRO/LIGHT BLUE	150
301011AHCSME	60171	75X100	AZZURRO/LIGHT BLUE	150
301013AHCSME	60172	100X100	AZZURRO/LIGHT BLUE	150
301014AHCSME	60173	100X150	AZZURRO/LIGHT BLUE	100
301024AHCSME	60174	150X200	AZZURRO/LIGHT BLUE	40
301004AHCSME	60175	150X240	AZZURRO/LIGHT BLUE	40
301022AHCSME	60176	180X200	AZZURRO/LIGHT BLUE	40
301032AHCSME	60177	200X200	AZZURRO/LIGHT BLUE	40
301021AHCSME	60178	200X300	AZZURRO/LIGHT BLUE	40
301275AHCSME	60179	200X400	AZZURRO/LIGHT BLUE	40
301276AHCSME	60180	220X200	AZZURRO/LIGHT BLUE	40

## TELI CON LATO ADESIVO IN TNT BIACOPPIATO PE+PP IN BOX DISPENSER PE+PP BI-LAYER NON WOVEN ADHESIVE DRAPES IN BOX DISPENSER




- assorbente ed impermeabile
- 2 strati
- sterile

- *absorbent and water-repellent*
- *2 layers*
- *sterile*

CODICE MEDIBERG MEDIBERG CODE	CODICE DISTRIBUTORE SUPPLIER CODE	MISURA MEASURE (AXB)	BOX DISPENSER	IMBALLO SECONDARIO PEZZI PER SCATOLA SECONDARY PACKAGING PIECES PER BOX
301274AHDMSME	60181	50X35	SI/YES	150
301006AHDMSME	60182	50X50	SI/YES	150
301011AHDMSME	60183	75X100	SI/YES	150
301013AHDMSME	60184	100X100	SI/YES	150
301014AHDMSME	60185	100X150	SI/YES	100
301024AHDMSME	60186	150X200	SI/YES	40
301004AHDMSME	60187	150X240	SI/YES	40
301022AHDMSME	60188	180X200	SI/YES	40
301032AHDMSME	60189	200X200	SI/YES	40
301021AHDMSME	60190		SI/YES	40
301275AHDMSME	60191	200X400	SI/YES	40
301276AHDMSME	60192	220X200	SI/YES	40


## TELI IN TNT BIACCOPIATO CON FORO ADESIVO OVALE BI-LAYER NON WOVEN DRAPES WITH ADHESIVE OVAL HOLE



- assorbente ed impermeabile
- colore azzurro
- sterile
- *absorbent and waterproof*
- *light blue colour*
- *sterile*

CODICE MEDIBERG MEDIBERG CODE	CODICE DISTRIBUTORE SUPPLIER CODE	MISURA MEASURE (AXB)	FORO HOLE CMXCM (AXB)	MATERIALE MATERIAL	IMBALLO SECONDARIO PEZZI PER SCATOLA SECONDARY PACKAGING PIECES PER BOX
302015AACSM	48190	50X75	6X9	BIACCOPIATO BI-LAYER	150
302017AACSM	47460	75X90	6X9	BIACCOPIATO BI-LAYER	150
302025AACSM	47461	100X150	9X18	BIACCOPIATO BI-LAYER	100
302007AACSM	48191	120X150	6X9	BIACCOPIATO BI-LAYER	75


## TELINO CON FORO ADESIVO OVALE IN BOX DISPENSER BI-LAYER NON WOVEN DRAPES WITH ADHESIVE OVAL HOLE IN BOX DISPENSER



- assorbente ed impermeabile
- colore azzurro
- sterile
- *absorbent and waterproof*
- *light blue colour*
- *sterile*

CODICE MEDIBERG MEDIBERG CODE	CODICE DISTRIBUTORE SUPPLIER CODE	MISURA MEASURE (AXB)	FORO HOLE CMXCM (AXB)	MATERIALE MATERIAL	IMBALLO SECONDARIO PEZZI PER SCATOLA SECONDARY PACKAGING PIECES PER BOX
302015AADSM	60165	50X75	6X9	BIACCOPIATO BI-LAYER	150
302017AADSM	60166	75X90	6X9	BIACCOPIATO BI-LAYER	150
302025AADSM	60167	100X150	9X18	BIACCOPIATO BI-LAYER	100
302007AADSM	60168	120X150	6X9	BIACCOPIATO BI-LAYER	75

## TELO OCULISTICO CM 75X50 OPHTHALMIC DRAPES 75X50 CM



- fenestratura quadrata cm 10x10 con incision-film
- tasca raccolta liquidi con barra modellabile
- sterile
- *10x10 cm fenestration with incision film*
- *fluid collection pouch with moldable bar*
- *sterile*

CODICE MEDIBERG MEDIBERG CODE	CODICE DISTRIBUTORE SUPPLIER CODE	MATERIALE MATERIAL	CARTA MEDICALE MEDICAL PAPER	IMBALLO SECONDARIO PEZZI PER SCATOLA SECONDARY PACKAGING PIECES PER BOX
109009CACSM	54212	SMS	NO	75





**Teleria speciale, set e pacchi procedurali**  
*Specialty drapes, sets and procedural kits*

**Teli e set chirurgici per grandi animali**  
*Drapes and surgical kits for large animals*

## TELO ORTOPEDIA E ARTROSCOPIA EQUINA EQUINE ORTHOPEDIC AND ARTHROSCOPY DRAPE



Telo ortopedia per artroscopia  
Equina cm 200x350 con foro cm15

Orthopedic drape for equine arthroscopy  
Equine cm 200x350 with cm15 hole

CODICE MEDIBERG MEDIBERG CODE	CODICE DISTRIBUTORE SUPPLIER CODE	MISURA MEASURE (CMXCM)	CARTA MEDICALE MEDICAL PAPER	BOX DISPENSER	IMBALLO SECONDARIO PEZZI PER SCATOLA SECONDARY PACKAGING PIECES PER BOX
101055AACSM E	49278	200X350	NO	NO	10

## SET ORTOPEDIA ARTROSCOPIA EQUINA 48 EQUINE ARTHROSCOPY ORTHOPEDICS SET 48

CODICE CODE MEDIBERG	CODICE DISTRIBUTORE SUPPLIER CODE	53071	MATERIALE MATERIAL	BIACCOPIATO BI-LAYER	CARTA MEDICALE MEDICAL PAPER	SI YES	IMBALLO SECONDARIO PEZZI PER SCATOLA SECONDARY PACKAGING PIECES PER BOX	15
201574AACSPV								



**N.1** Telo tavolo madre cm 100x150  
Back table cover  
cm 100x150



**N.1** Telo chirurgico standard cm 150x200  
Standard Drape cm 150x200



**N.1** Camice chirurgico specialistico – Tg. XL  
Specialist surgical gown - size XL

## TELO LAPARATOMIA EQUINA EQUINE LAPAROTOMY DRAPE



Telo chirurgia per laparoscopia  
equina cm 240x450 in tnt biacc.

Equine laparoscopy bi-layer non  
woven drape cm 240x450

CODICE MEDIBERG MEDIBERG CODE	CODICE DISTRIBUTORE SUPPLIER CODE	MISURA MEASURE (CMXCM)	CARTA MEDICALE MEDICAL PAPER	BOX DISPENSER	IMBALLO SECONDARIO PEZZI PER SCATOLA SECONDARY PACKAGING PIECES PER BOX
100132AAASME	48020	240X450	SI/YES	NO	10

## SET CHIRURGIA LAPARATOMIA EQUINA 37 EQUINE LAPAROTOMY SURGERY SET 37

CODICE CODE MEDIBERG	CODICE DISTRIBUTORE SUPPLIER CODE	53020	MATERIALE MATERIAL	BIACCOPIATO BI-LAYER	CARTA MEDICALE MEDICAL PAPER	SI YES	IMBALLO SECONDARIO PEZZI PER SCATOLA SECONDARY PACKAGING PIECES PER BOX	10
200440AAGSPV								



**N.1** Telo tavolo madre cm 160x200  
avvolto a TOP  
Back table cover  
cm 160x200 top -wrapped







**N.1** N° 2 Gambale ad apertura parziale  
cm 75x120  
Stockinette with partial opening  
cm 75x120



**N.1** Telo cm 240X370 per colica equina  
con sacca  
Drape cm 240X370 for equine colic  
with bag

**SET CHIRURGIA LAPARATOMIA EQUINA 51**  
**EQUINE LAPAROTOMY SURGERY SET 51**

CODICE CODE MED.	200231AAESPV	CODICE DISTRIBUTORE SUPPLIER CODE	48021	MATERIALE MATERIAL	BIACCOPIATO BI-LAYER	CARTA MEDICALE MEDICAL PAPER	SI YES	IMBALLO SECONDARIO PEZZI PER SCATOLA SECONDARY PACKAGING PIECES PER BOX	10		
 <b>N.1</b>	<b>N° 1</b> Carta medicale bianca avvolgente <i>White medical wrapping paper</i>		 <b>N.1</b>	Incision film cm 50x45		 <b>N.1</b>	Striscia adesiva grande cm 10x50 <i>Large adhesive strip cm 10x50</i>		 <b>N.1</b>	Telo laparoscopia equina cm240x450 <i>Equine laparoscopy drape cm240x450</i>	

**SET CHIRURGIA LAPARATOMIA EQUINA 52**  
**EQUINE LAPAROTOMY SURGERY SET 52**

CODICE CODE MEDIBERG	200378AAESPV	CODICE DISTRIBUTORE SUPPLIER CODE	51998	MATERIALE MATERIAL	BIACCOPIATO BI-LAYER	CARTA MEDICALE MEDICAL PAPER	SI YES	IMBALLO SECONDARIO PEZZI PER SCATOLA SECONDARY PACKAGING PIECES PER BOX	6		
 <b>N.1</b>	Telo chirurgico cm 150x150 <i>Surgical drape cm 150x150</i>		 <b>N.4</b>	Stockinette cm 30x120		 <b>N.1</b>	Incision film cm 50x45		 <b>N.4</b>	Striscia adesiva grande cm 10x50 <i>Large adhesive strip cm 10x50</i>	
 <b>N.4</b>	Striscia adesiva grande cm 10x50 <i>Large adhesive strip cm 10x50</i>		 <b>N.4</b>	Striscia adesiva grande cm 10x50 <i>Large adhesive strip cm 10x50</i>		 <b>N.1</b>	Telo laparoscopia equina cm 240x450 <i>Equine laparoscopy drape cm 240x450</i>				

**TELO LAPAROSCOPIA**  
**LAPAROSCOPY DRAPE**



Telo laparoscopia equina  
cm 300X350

*Equine laparoscopy drape*  
cm 300X350

CODICE MEDIBERG MEDIBERG CODE	CODICE DISTRIBUTORE SUPPLIER CODE	MISURA MISURA (CMXCM)	CARTA MEDICALE MEDICAL PAPER	BOX DISPENSER	IMBALLO SECONDARIO PEZZI PER SCATOLA SECONDARY PACKAGING PIECES PER BOX
100441AHGSME	59901	300X350	NO	NO	8






**Teleria speciale, set e pacchi procedurali**  
*Specialty drapes, sets and procedural kits*

**Teli e set chirurgici per piccoli animali**  
*Drapes and surgical kits for small animals*

### TELO CON FORO ADESIVO RETTANGOLARE PER LAPAROSCOPIA LAPAROSCOPY DRAPE WITH RECTANGULAR ADHESIVE FENESTRATION



Telo chirurgico cm 75X90 con foro adesivo  
cm 12x15 in tnt

Non-woven surgical drape 75x90 cm with  
adhesive hole 12x15 cm

CODICE MEDIBERG MEDIBERG CODE	CODICE DISTRIBUTORE SUPPLIER CODE	MISURA MEASURE (CMXCM)	CARTA MEDICALE MEDICAL PAPER	BOX DISPENSER	IMBALLO SECONDARIO PEZZI PER SCATOLA SECONDARY PACKAGING PIECES PER BOX
302061AACSM	49379	75X90	NO	NO	200

### TELO LAPARATOMIA CANE MEDIO LAPAROTOMY DRAPE FOR MEDIUM-SIZED DOG



Telo chirurgico cm 150X200 con foro adesivo  
cm 13x24 in tnt

Non-woven surgical drape 150x200 cm with  
adhesive hole 13x24 cm

CODICE MEDIBERG MEDIBERG CODE	CODICE DISTRIBUTORE SUPPLIER CODE	MISURA MEASURE (CMXCM)	CARTA MEDICALE MEDICAL PAPER	BOX DISPENSER	IMBALLO SECONDARIO PEZZI PER SCATOLA SECONDARY PACKAGING PIECES PER BOX
100323DA2NME	56276	150X200	NO	NO	30

### TELO LAPARATOMIA CANE MEDIO SUPERASSORBENTE SUPERABSORBENT LAPAROTOMY DRAPE FOR MEDIUM-SIZED DOG



Telo chirurgico cm 150X200  
con superassorbente

150X200 cm surgical drape  
with superabsorbent

CODICE MEDIBERG MEDIBERG CODE	CODICE DISTRIBUTORE SUPPLIER CODE	MISURA MEASURE (CMXCM)	CARTA MEDICALE MEDICAL PAPER	BOX DISPENSER	IMBALLO SECONDARIO PEZZI PER SCATOLA SECONDARY PACKAGING PIECES PER BOX
100323AAAASME	56275	150X200	NO	NO	30

### SET CHIRURGIA UNIVERSALE 01 UNIVERSAL SURGERY SET 01

CODICE CODE MEDIBERG	200171AACSPV	CODICE DISTRIBUTORE SUPPLIER CODE	44783	MATERIALE MATERIAL	BIACCOPPIATO BI-LAYER	CARTA MEDICALE MEDICAL PAPER	SI YES	IMBALLO SECONDARIO PEZZI PER SCATOLA SECONDARY PACKAGING PIECES PER BOX	30
----------------------------	--------------	---	-------	-----------------------	--------------------------	---------------------------------------	-----------	--	----

**N.4** Telo chirurgico cm 75x90  
Surgical drape cm 75x90

**N.1** Telo chirurgico cm 100x120  
Surgical drape cm 100x120



### SET CHIRURGIA UNIVERSALE 02 UNIVERSAL SURGERY SET 02

CODICE  
CODE  
MEDIBERG

200205AACSPV

CODICE  
DISTRIBUTORE  
SUPPLIER CODE

47298

MATERIALE  
MATERIAL


BIACCOPIATO  
BI-LAYER

CARTA  
MEDICALE  
MEDICAL  
PAPER

NO

IMBALLO SECONDARIO  
PEZZI PER SCATOLA  
SECONDARY PACKAGING  
PIECES PER BOX

15

 **N.5** Telo chirurgico cm 100x150  
*Surgical drape cm 100x150*

### SET CHIRURGIA UNIVERSALE 03 UNIVERSAL SURGERY SET 03

CODICE  
CODE  
MEDIBERG

200207AACSPV

CODICE  
DISTRIBUTORE  
SUPPLIER CODE

47299

MATERIALE  
MATERIAL


BIACCOPIATO  
BI-LAYER


CARTA  
MEDICALE  
MEDICAL  
PAPER

NO

IMBALLO SECONDARIO  
PEZZI PER SCATOLA  
SECONDARY PACKAGING  
PIECES PER BOX

15

 **N.4** Telo chirurgico cm 75x90  
*Surgical drape cm 75x90*

 **N.1** Telo tavolo madre cm 100x150  
*Back table cover cm 100x150*

### SET CHIRURGIA UNIVERSALE 04 UNIVERSAL SURGERY SET 04

CODICE  
CODE  
MEDIBERG

200228AACSPV

CODICE  
DISTRIBUTORE  
SUPPLIER CODE

48015

MATERIALE  
MATERIAL


BIACCOPIATO  
BI-LAYER

CARTA  
MEDICALE  
MEDICAL  
PAPER

NO

IMBALLO SECONDARIO  
PEZZI PER SCATOLA  
SECONDARY PACKAGING  
PIECES PER BOX

25

 **N.4** Telo chirurgico cm 100x150  
*Surgical drape cm 100x150*

### SET CHIRURGIA UNIVERSALE 05 UNIVERSAL SURGERY SET 05

CODICE  
CODE  
MEDIBERG

200226AACSPV

CODICE  
DISTRIBUTORE  
SUPPLIER CODE

48016

MATERIALE  
MATERIAL


BIACCOPIATO  
BI-LAYER

CARTA  
MEDICALE  
MEDICAL  
PAPER

NO

IMBALLO SECONDARIO  
PEZZI PER SCATOLA  
SECONDARY PACKAGING  
PIECES PER BOX

30

 **N.4** Telo chirurgico cm 75x100  
*Surgical drape cm 75x100*

### SET CHIRURGIA UNIVERSALE 06 UNIVERSAL SURGERY SET 06

CODICE  
CODE  
MEDIBERG

200077AACSPV

CODICE  
DISTRIBUTORE  
SUPPLIER CODE

51780

MATERIALE  
MATERIAL


BIACCOPIATO  
BI-LAYER

CARTA  
MEDICALE  
MEDICAL  
PAPER


NO


IMBALLO SECONDARIO  
PEZZI PER SCATOLA  
SECONDARY PACKAGING  
PIECES PER BOX


12


 **N.1** Telo tavolo madre cm 150x200  
avvolto a TOP  
*Back table cover cm 150x200  
wrapped to TOP*


 **N.4** Salviettina in dry paper cm 35x40  
*Dry paper towel cm 35x40*


 **N.1** Velcro adesivo cm 2,5x20  
*Adhesive Velcro cm 2,5x20*

 **N.1** Federa di Mayo cm 80x145  
standard  
*Standard mayo cover 80x145*

 **N.1** Striscia adesiva grande cm 10x50  
*Large adhesive strip cm 10x50*

 **N.2** Telo cm 75x90 con lato  
adesivo sul 90  
*Drape cm 75x90 with  
adhesive on longer side*

 **N.1** Telo chirurgico cm 175x200 con  
adesivo sul lato da cm 200  
*Surgical drape cm 175x200 with  
adhesive on the side of cm 200*

 **N.1** Telo cm 150x240 con lato adesivo sul 240  
*Drape 150x240 with adhesive on 240*

**SET CHIRURGIA UNIVERSALE 07  
UNIVERSAL SURGERY SET 07**

CODICE  
CODE  
MEDIBERG

200303AHASPV

CODICE  
DISTRIBUTORE  
SUPPLIER CODE

50029

MATERIALE  
MATERIAL

BIACCOPIATO  
BI-LAYER

CARTA  
MEDICALE  
MEDICAL  
PAPER

NO

IMBALLO SECONDARIO  
PEZZI PER SCATOLA  
SECONDARY PACKAGING  
PIECES PER BOX

20



**N.2** Telo chirurgico standard cm 100x100  
*Standard surgical drape cm 100x100*

**SET CHIRURGIA UNIVERSALE 08  
UNIVERSAL SURGERY SET 08**

CODICE  
CODE  
MEDIBERG

200227AAASPV

CODICE  
DISTRIBUTORE  
SUPPLIER CODE

48022

MATERIALE  
MATERIAL

BIACCOPIATO  
BI-LAYER

CARTA  
MEDICALE  
MEDICAL  
PAPER

NO

IMBALLO SECONDARIO  
PEZZI PER SCATOLA  
SECONDARY PACKAGING  
PIECES PER BOX

20



**N.5** Telo chirurgico cm 100x120  
*Surgical drape cm 100x120*

**SET CHIRURGIA UNIVERSALE 10  
UNIVERSAL SURGERY SET 10**

CODICE  
CODE  
MEDIBERG

200224AACSPV

CODICE  
DISTRIBUTORE  
SUPPLIER CODE

48024

MATERIALE  
MATERIAL

BIACCOPIATO  
BI-LAYER

CARTA  
MEDICALE  
MEDICAL  
PAPER

NO

IMBALLO SECONDARIO  
PEZZI PER SCATOLA  
SECONDARY PACKAGING  
PIECES PER BOX

25



**N.4** Telo chirurgico cm 100x100  
*Surgical drape cm 100x100*



**N.1** Telo chirurgico cm 150x200  
*Surgical drape cm 150x200*

**SET CHIRURGIA UNIVERSALE 11  
UNIVERSAL SURGERY SET 11**

CODICE  
CODE  
MEDIBERG

200024AACSPV

CODICE  
DISTRIBUTORE  
SUPPLIER CODE

48049

MATERIALE  
MATERIAL

BIACCOPIATO  
BI-LAYER

CARTA  
MEDICALE  
MEDICAL  
PAPER

NO

IMBALLO SECONDARIO  
PEZZI PER SCATOLA  
SECONDARY PACKAGING  
PIECES PER BOX

200



**N.2** Telo cm 45x75 con taglio ad "U" triangolare adesivo cm 12x12,5  
*Drape cm 45x75 with triangular "U" cut adhesive cm 12x12.5*

**SET CHIRURGIA UNIVERSALE 12  
UNIVERSAL SURGERY SET 12**

CODICE  
CODE  
MEDIBERG

200186AAESPV

CODICE  
DISTRIBUTORE  
SUPPLIER CODE

48172

MATERIALE  
MATERIAL

BIACCOPIATO  
BI-LAYER

CARTA  
MEDICALE  
MEDICAL  
PAPER

NO

IMBALLO SECONDARIO  
PEZZI PER SCATOLA  
SECONDARY PACKAGING  
PIECES PER BOX

15



**N.5** Telo chirurgico cm 75x90  
*Surgical drape cm 75x90*



### SET CHIRURGIA UNIVERSALE 13 UNIVERSAL SURGERY SET 13

CODICE CODE MEDIBERG	200275AAESPV	CODICE DISTRIBUTORE SUPPLIER CODE	49454	MATERIALE MATERIAL	BIACCOPIATO BI-LAYER	CARTA MEDICALE MEDICAL PAPER	NO	IMBALLO SECONDARIO PEZZI PER SCATOLA SECONDARY PACKAGING PIECES PER BOX	15
----------------------------	--------------	---	-------	-----------------------	-------------------------	---------------------------------------	----	--	----

N.2 Telo chirurgico cm 100x100  
Surgical drape cm 100x100

N.1 Telo chirurgico cm 200x200  
Surgical drape cm 200x200

### SET CHIRURGIA UNIVERSALE 14 UNIVERSAL SURGERY SET 14

CODICE CODE MEDIBERG	200239AACSPV	CODICE DISTRIBUTORE SUPPLIER CODE	48111	MATERIALE MATERIAL	BIACCOPIATO BI-LAYER	CARTA MEDICALE MEDICAL PAPER	NO	IMBALLO SECONDARIO PEZZI PER SCATOLA SECONDARY PACKAGING PIECES PER BOX	20
----------------------------	--------------	---	-------	-----------------------	-------------------------	---------------------------------------	----	--	----

N.5 Telo chirurgico cm 50x50  
Surgical drape cm 50x50

### SET CHIRURGIA UNIVERSALE 15 UNIVERSAL SURGERY SET 15

CODICE CODE MEDIBERG	200240AACSPV	CODICE DISTRIBUTORE SUPPLIER CODE	48412	MATERIALE MATERIAL	BIACCOPIATO BI-LAYER	CARTA MEDICALE MEDICAL PAPER	NO	IMBALLO SECONDARIO PEZZI PER SCATOLA SECONDARY PACKAGING PIECES PER BOX	30
----------------------------	--------------	---	-------	-----------------------	-------------------------	---------------------------------------	----	--	----

N.5 Telo chirurgico cm 75x75  
Surgical drape cm 75x75

### SET CHIRURGIA UNIVERSALE 16 UNIVERSAL SURGERY SET 16

CODICE CODE MEDIBERG	200186AAGSPV	CODICE DISTRIBUTORE SUPPLIER CODE	48648	MATERIALE MATERIAL	BIACCOPIATO BI-LAYER	CARTA MEDICALE MEDICAL PAPER	NO	IMBALLO SECONDARIO PEZZI PER SCATOLA SECONDARY PACKAGING PIECES PER BOX	15
----------------------------	--------------	---	-------	-----------------------	-------------------------	---------------------------------------	----	--	----

N.5 Telo chirurgico cm 75x90  
Surgical drape cm 75x90

### SET CHIRURGIA UNIVERSALE 17 UNIVERSAL SURGERY SET 17

CODICE CODE MEDIBERG	200293AACSPV	CODICE DISTRIBUTORE SUPPLIER CODE	49677	MATERIALE MATERIAL	BIACCOPIATO BI-LAYER	CARTA MEDICALE MEDICAL PAPER	NO	IMBALLO SECONDARIO PEZZI PER SCATOLA SECONDARY PACKAGING PIECES PER BOX	20
----------------------------	--------------	---	-------	-----------------------	-------------------------	---------------------------------------	----	--	----

N.4 Telo chirurgico cm 100x150  
Surgical drape cm 100x150

N.1 Telo tavolo madre cm 100x150  
Back table cover cm 100x150

### SET CHIRURGIA UNIVERSALE 18 UNIVERSAL SURGERY SET 18

CODICE  
CODE  
MEDIBERG

200256AACSPV

CODICE  
DISTRIBUTORE  
SUPPLIER CODE

48891

MATERIALE  
MATERIAL

BIACCOPIATO  
BI-LAYER

CARTA  
MEDICALE  
MEDICAL  
PAPER

NO

IMBALLO SECONDARIO  
PEZZI PER SCATOLA  
SECONDARY PACKAGING  
PIECES PER BOX

25



**N.4** Telo chirurgico cm 100x100  
*Surgical drape cm 100x100*



**N.1** Telo tavolo madre cm 100x100 avvolto a top  
*Wrapping back table cover cm 100x100*

### SET CHIRURGIA UNIVERSALE 19 UNIVERSAL SURGERY SET 19

CODICE  
CODE  
MEDIBERG

200255AACSPV

CODICE  
DISTRIBUTORE  
SUPPLIER CODE

48892

MATERIALE  
MATERIAL

BIACCOPIATO  
BI-LAYER

CARTA  
MEDICALE  
MEDICAL  
PAPER

NO

IMBALLO SECONDARIO  
PEZZI PER SCATOLA  
SECONDARY PACKAGING  
PIECES PER BOX

30



**N.2** Telo chirurgico cm 100x120  
*Surgical drape cm 100x120*



**N.1** Telo tavolo madre cm 100x120  
avvolto a TOP  
*Wrapping back table cover  
cm 100x120*



**N.2** Telo chirurgico cm 100x120  
*Surgical drape cm 100x120*

### SET CHIRURGIA INTERVENTISTICA 20 INTERVENTIONAL SURGERY SET 20

CODICE  
CODE  
MEDIBERG

200291AACSPV

CODICE  
DISTRIBUTORE  
SUPPLIER CODE

49750

MATERIALE  
MATERIAL

BIACCOPIATO  
BI-LAYER

CARTA  
MEDICALE  
MEDICAL  
PAPER

NO

IMBALLO SECONDARIO  
PEZZI PER SCATOLA  
SECONDARY PACKAGING  
PIECES PER BOX

10



**N.1** Telo tavolo madre cm 100x150  
avvolto a top  
*Wrapping back table cover  
cm 100x150*



**N.1** Telo cm 150x200 con foro adesivo  
*cm 50x200 drape with adhesive hole*



**N.2** Telo chirurgico cm 100x150  
*Surgical drape cm 100x150*

### SET CHIRURGIA UNIVERSALE 21 UNIVERSAL SURGERY SET 21

CODICE  
CODE  
MEDIBERG

200187CAESPV

CODICE  
DISTRIBUTORE  
SUPPLIER CODE

48174

MATERIALE  
MATERIAL

BIACCOPIATO  
BI-LAYER

CARTA  
MEDICALE  
MEDICAL  
PAPER

NO

IMBALLO SECONDARIO  
PEZZI PER SCATOLA  
SECONDARY PACKAGING  
PIECES PER BOX

10



**N.1** Federa di Mayo cm 80x145 standard  
*Standard mayo cover 80x145*



**N.4** Telo chirurgico cm 100x120  
*Surgical drape cm 100x120*



**N.1** Telo chirurgico cm 150x200  
*Surgical drape cm 150x200*

### SET CHIRURGIA UNIVERSALE 22 UNIVERSAL SURGERY SET 22

CODICE  
CODE  
MEDIBERG

200186CAGSPV

CODICE  
DISTRIBUTORE  
SUPPLIER CODE

48649

MATERIALE  
MATERIAL

BIACCOPIATO  
BI-LAYER

CARTA  
MEDICALE  
MEDICAL  
PAPER

NO

IMBALLO SECONDARIO  
PEZZI PER SCATOLA  
SECONDARY PACKAGING  
PIECES PER BOX

15



**N.5** Telo chirurgico cm 75x90  
*Surgical drape cm 75x90*



### SET CHIRURGIA UNIVERSALE 23 UNIVERSAL SURGERY SET 23

CODICE CODE MEDIBERG	200255CACSPV	CODICE DISTRIBUTORE SUPPLIER CODE	49131	MATERIALE MATERIAL	BIACCOPIATO BI-LAYER	CARTA MEDICALE MEDICAL PAPER	NO	IMBALLO SECONDARIO PEZZI PER SCATOLA SECONDARY PACKAGING PIECES PER BOX	20
----------------------------	--------------	---	-------	-----------------------	-------------------------	---------------------------------------	----	--	----

**N.2** Telo chirurgico cm 100x120  
*Surgical drape cm 100x120*

**N.1** Telo tavolo madre cm 100x120  
avvolto a TOP  
*Wrapping back table cover  
cm 100x120*

**N.2** Telo chirurgico cm 100x120  
*Surgical drape cm 100x120*

### SET CHIRURGIA UNIVERSALE 24 UNIVERSAL SURGERY SET 24

CODICE CODE MEDIBERG	200229CACSPV	CODICE DISTRIBUTORE SUPPLIER CODE	48018	MATERIALE MATERIAL	BIACCOPIATO BI-LAYER	CARTA MEDICALE MEDICAL PAPER	NO	IMBALLO SECONDARIO PEZZI PER SCATOLA SECONDARY PACKAGING PIECES PER BOX	25
----------------------------	--------------	---	-------	-----------------------	-------------------------	---------------------------------------	----	--	----

**N.2** Telo chirurgico cm 75x100  
*Surgical drape cm 75x100*

### SET CHIRURGIA UNIVERSALE 25 UNIVERSAL SURGERY SET 25

CODICE CODE MEDIBERG	200342CACSPV	CODICE DISTRIBUTORE SUPPLIER CODE	51412	MATERIALE MATERIAL	BIACCOPIATO BI-LAYER	CARTA MEDICALE MEDICAL PAPER	NO	IMBALLO SECONDARIO PEZZI PER SCATOLA SECONDARY PACKAGING PIECES PER BOX	12
----------------------------	--------------	---	-------	-----------------------	-------------------------	---------------------------------------	----	--	----

**N.1** Telo tavolo madre cm 100x150  
avvolto a TOP  
*Wrapping back table cover  
cm 100x150*

**N.4** Telo chirurgico cm 100x150  
*Surgical drape cm 100x150*

### SET CHIRURGIA UNIVERSALE 26 UNIVERSAL SURGERY SET 26

CODICE CODE MEDIBERG	200343CACSPV	CODICE DISTRIBUTORE SUPPLIER CODE	51413	MATERIALE MATERIAL	BIACCOPIATO BI-LAYER	CARTA MEDICALE MEDICAL PAPER	NO	IMBALLO SECONDARIO PEZZI PER SCATOLA SECONDARY PACKAGING PIECES PER BOX	10
----------------------------	--------------	---	-------	-----------------------	-------------------------	---------------------------------------	----	--	----

**N.1** Telo tavolo madre cm 100x150  
avvolto a TOP  
*Wrapping back table cover  
cm 100x150*

**N.5** Telo chirurgico cm 100x150  
*Surgical drape cm 100x150*

### SET CHIRURGIA UNIVERSALE 27 UNIVERSAL SURGERY SET 27

CODICE CODE MEDIBERG	200344CACSPV	CODICE DISTRIBUTORE SUPPLIER CODE	51414	MATERIALE MATERIAL	BIACCOPIATO BI-LAYER	CARTA MEDICALE MEDICAL PAPER	NO	IMBALLO SECONDARIO PEZZI PER SCATOLA SECONDARY PACKAGING PIECES PER BOX	8
----------------------------	--------------	---	-------	-----------------------	-------------------------	---------------------------------------	----	--	---

**N.1** Telo tavolo madre cm 100x150  
avvolto a TOP  
*Wrapping back table cover  
cm 100x150*

**N.6** Telo chirurgico cm 100x150  
*Surgical drape cm 100x150*

### SET CHIRURGIA UNIVERSALE 28 UNIVERSAL SURGERY SET 28

CODICE CODE MEDIBERG	200230CACSPV	CODICE DISTRIBUTORE SUPPLIER CODE	48017	MATERIALE MATERIAL	BIACCOPIATO BI-LAYER	CARTA MEDICALE MEDICAL PAPER	NO	IMBALLO SECONDARIO PEZZI PER SCATOLA SECONDARY PACKAGING PIECES PER BOX	25
----------------------------	--------------	---	-------	-----------------------	-------------------------	---------------------------------------	----	--	----

**N.4** Telo chirurgico cm 100x150  
*Surgical drape cm 100x150*

**SET CHIRURGIA UNIVERSALE 29  
UNIVERSAL SURGERY SET 29**

CODICE CODE MEDIBERG	200437AACSPV	CODICE DISTRIBUTORE SUPPLIER CODE	53009	MATERIALE MATERIAL	BIACCOPIATO BI-LAYER	CARTA MEDICALE MEDICAL PAPER	NO	IMBALLO SECONDARIO PEZZI PER SCATOLA SECONDARY PACKAGING PIECES PER BOX	20		
<input type="checkbox"/>	<b>N.1</b>	Telo tavolo madre cm 150x200 avvolto a TOP <i>Back table cover cm 150x200 wrapped top</i>		<input type="checkbox"/>	<b>N.4</b>	Telo chirurgico cm 100x150 <i>Surgical drape cm 100x150</i>		<input type="checkbox"/>	<b>N.2</b>	Telo chirurgico cm 150x200 <i>Surgical drape cm 150x200</i>	



**SET CHIRURGIA UNIVERSALE 30 TNT  
NON-WOVEN UNIVERSAL SURGERY SET 30**

CODICE CODE MEDIBERG	200435AACSPV	CODICE DISTRIBUTORE SUPPLIER CODE	53010	MATERIALE MATERIAL	BIACCOPIATO BI-LAYER	CARTA MEDICALE MEDICAL PAPER	NO	IMBALLO SECONDARIO PEZZI PER SCATOLA SECONDARY PACKAGING PIECES PER BOX	15		
<input type="checkbox"/>	<b>N.1</b>	Telo tavolo madre cm 150x200 avvolto a TOP <i>Wrapping back table cover cm 150x200</i>		<input type="checkbox"/>	<b>N.4</b>	Telo chirurgico cm 100x150 <i>Surgical drape cm 100x150</i>		<input type="checkbox"/>	<b>N.2</b>	Telo chirurgico cm 150x200 <i>Surgical drape cm 150x200</i>	



**SET CHIRURGIA UNIVERSALE 31  
UNIVERSAL SURGERY SET 31**

CODICE CODE MEDIBERG	200436AACSPV	CODICE DISTRIBUTORE SUPPLIER CODE	53011	MATERIALE MATERIAL	BIACCOPIATO BI-LAYER	CARTA MEDICALE MEDICAL PAPER	NO	IMBALLO SECONDARIO PEZZI PER SCATOLA SECONDARY PACKAGING PIECES PER BOX	15		
<input type="checkbox"/>	<b>N.1</b>	Telo tavolo madre cm 100x150 avvolto a TOP <i>Wrapping back table cover cm 100x150</i>		<input type="checkbox"/>	<b>N.4</b>	Telo chirurgico cm 100x120 <i>Surgical drape cm 100x120</i>		<input type="checkbox"/>	<b>N.1</b>	Telo chirurgico cm 200x220 <i>Surgical drape cm 200x220</i>	

**SET CHIRURGIA TESSUTI MOLLI 32  
SOFT TISSUE SURGERY SET 32**

CODICE CODE MEDIBERG	200432AACSPV	CODICE DISTRIBUTORE SUPPLIER CODE	56971	MATERIALE MATERIAL	BIACCOPIATO BI-LAYER	CARTA MEDICALE MEDICAL PAPER	NO	IMBALLO SECONDARIO PEZZI PER SCATOLA SECONDARY PACKAGING PIECES PER BOX	15		
<input type="checkbox"/>	<b>N.1</b>	Telo tavolo madre cm 120x150 avvolto a TOP <i>Wrapping back table cover cm 120x150</i>			<b>N.5</b>	Laparatomica cm 30x30 a 4 ST, RX <i>Laparotomy sponge cm 30x30, 4 layers with RX</i>			<b>N.5</b>	Garza cm 10x10 a 16 strati con RX <i>cm 10x10 16-layer gauze with RX</i>	
<input type="checkbox"/>	<b>N.4</b>	Telo chirurgico cm 75x90 <i>Surgical drape cm 75x90</i>		<input type="checkbox"/>	<b>N.1</b>	Telo chirurgico cm 100x150 <i>Surgical drape cm 100x150</i>					

**SET CHIRURGIA TESSUTI MOLLI 33  
SOFT TISSUE SURGERY SET 33**

CODICE CODE MED.	200433CACSPV	CODICE DISTRIBUTORE SUPPLIER CODE	53015	MATERIALE MATERIAL	BIACCOPIATO BI-LAYER	CARTA MEDICALE MEDICAL PAPER	NO	IMBALLO SECONDARIO PEZZI PER SCATOLA SECONDARY PACKAGING PIECES PER BOX	15		
<input type="checkbox"/>	<b>N.1</b>	Telo tavolo madre cm 120x150 avvolto a TOP <i>Wrapping back table cover cm 120x150</i>		<input type="checkbox"/>	<b>N.4</b>	Telo chirurgico cm 75x90 <i>Surgical drape cm 75x90</i>		<input type="checkbox"/>	<b>N.1</b>	Telo chirurgico cm 100x150 <i>Surgical drape cm 100x150</i>	
	<b>N.20</b>	Garza cm 10x10 a 16 strati con RX <i>10x10 cm 16-layer gauze with RX</i>			<b>N.10</b>	Laparatomica cm 30x30 a 4 ST, RX <i>Laparotomy sponge cm 30x30, 4 layers with RX</i>					



### SET CHIRURGIA UNIVERSALE 34 UNIVERSAL SURGERY SET 34

CODICE CODE MEDIBERG	200434AACSPV	CODICE DISTRIBUTORE SUPPLIER CODE	53016	MATERIALE MATERIAL	BIACCOPIATO BI-LAYER	CARTA MEDICALE MEDICAL PAPER	NO	IMBALLO SECONDARIO PEZZI PER SCATOLA SECONDARY PACKAGING PIECES PER BOX	20
----------------------------	--------------	---	-------	-----------------------	-------------------------	---------------------------------------	----	--	----

- N.1** Telo tavolo madre cm 120x150 avvolto a TOP avvolto a TOP  
*Wrapping back table cover cm 150x200*
- N.4** Telo cm 100x100 con lato adesivo  
*Drape cm 100x100 with adhesive side*
- N.1** Telo chirurgico cm 150x200  
*Surgical drape cm 150x200*

### SET CHIRURGIA UNIVERSALE 35 UNIVERSAL SURGERY SET 35

CODICE CODE MEDIBERG	200438AACSPV	CODICE DISTRIBUTORE SUPPLIER CODE	53017	MATERIALE MATERIAL	BIACCOPIATO BI-LAYER	CARTA MEDICALE MEDICAL PAPER	NO	IMBALLO SECONDARIO PEZZI PER SCATOLA SECONDARY PACKAGING PIECES PER BOX	15
----------------------------	--------------	---	-------	-----------------------	-------------------------	---------------------------------------	----	--	----

- N.1** Telo tavolo madre cm 150x200 avvolto a TOP  
*Wrapping back table cover cm 150x200*
- N.3** Telo chirurgico cm 150x200  
*Surgical drape cm 150x200*
- N.1** Telo chirurgico cm 200x240  
*Surgical drape cm 200x240*

### SET CHIRURGIA UNIVERSALE 36 UNIVERSAL SURGERY SET 36

CODICE CODE MEDIBERG	200439AACSPV	CODICE DISTRIBUTORE SUPPLIER CODE	53019	MATERIALE MATERIAL	BIACCOPIATO BI-LAYER	CARTA MEDICALE MEDICAL PAPER	NO	IMBALLO SECONDARIO PEZZI PER SCATOLA SECONDARY PACKAGING PIECES PER BOX	15
----------------------------	--------------	---	-------	-----------------------	-------------------------	---------------------------------------	----	--	----

- N.1** Telo tavolo madre cm 150x200 avvolto a TOP  
*Wrapping back table cover cm 150x200*
- N.1** Federa di Mayo 80x145 con rinforzo cm 65x100  
*Mayo cover 80x145 with reinforcement cm 65x100*
- N.20** Garza cm 10x10 a 16 strati con RX 10x10 cm 16-layer gauze with RX
- N.4** Telo cm 75x75 con lato adesivo  
*Drape cm 75x75 with adhesive side*
- N.1** Telo chirurgico cm 200x240  
*Surgical drape cm 200x240*

### SET CHIRURGIA UNIVERSALE 38 UNIVERSAL SURGERY SET 38

CODICE CODE MEDIBERG	200450AAASPV	CODICE DISTRIBUTORE SUPPLIER CODE	53042	MATERIALE MATERIAL	BIACCOPIATO BI-LAYER	CARTA MEDICALE MEDICAL PAPER	NO	IMBALLO SECONDARIO PEZZI PER SCATOLA SECONDARY PACKAGING PIECES PER BOX	15
----------------------------	--------------	---	-------	-----------------------	-------------------------	---------------------------------------	----	--	----

- N.1** Federa di Mayo cm 80x145 standard  
*Standard mayo cover cm 80x145*
- N.4** Telo cm 75x90 con lato adesivo sul 90  
*Drape 75x90 cm with adhesive on 90*
- N.1** Telo chirurgico cm 100x150  
*Surgical drape cm 100x150*

**SET CHIRURGIA TESSUTI MOLLI 42  
SOFT TISSUE SURGERY SET 42**

CODICE  
CODE  
MEDIBERG

800430AAGSPVC

CODICE  
DISTRIBUTORE  
SUPPLIER CODE

58556

MATERIALE  
MATERIAL

BIACCOPIATO  
BI-LAYER

CARTA  
MEDICALE  
MEDICAL  
PAPER

NO

IMBALLO SECONDARIO  
PEZZI PER SCATOLA  
SECONDARY PACKAGING  
PIECES PER BOX

12



**N.1** Telo tavolo madre cm 100x120  
avvolto a TOP  
Wrapping back table cover  
cm 100x120



**N.4** Telo chirurgico cm 100x120  
Surgical drape cm 100x120



**N.4** Laparatomica cm 40x40 a 4 ST  
Laparotomy sponge cm 40x40  
4 layers



**N.10** Garza cm 10x10 a 16 strati con RX  
10x10 cm 16-layer gauze with RX



**N.1** Manipolo per elettrobisturi a lama  
removibile cavo 5 mt  
Monopolar handpiece for electrosurgery  
with removable blade 5 mt cable

**SET CHIRURGIA UNIVERSALE 46  
UNIVERSAL SURGERY SET 46**

CODICE  
CODE  
MEDIBERG

200252AACSPV

CODICE  
DISTRIBUTORE  
SUPPLIER CODE

53056

MATERIALE  
MATERIAL

BIACCOPIATO  
BI-LAYER

CARTA  
MEDICALE  
MEDICAL  
PAPER

NO

IMBALLO SECONDARIO  
PEZZI PER SCATOLA  
SECONDARY PACKAGING  
PIECES PER BOX

14



**N.1** Telo tavolo madre cm 150x200  
avvolto a TOP  
Wrapping back table cover  
cm 150x200



**N.4** Salviettina in dry paper cm 35x40  
Dry paper towel cm 35x40



**N.1** Velcro adesivo 2,5x20 cm  
Adhesive velcro 2.5x20 cm



**N.1** Striscia adesiva  
grande cm 10x50  
Large adhesive  
strip cm 10x50



**N.2** Telo cm 75x90 con  
lato adesivo sul 90  
Drape 75x90 cm with  
adhesive side on 90



**N.1** Telo chirurgico cm 175x200 con  
adesivo sul lato da cm 200  
Surgical drape cm 175x200 with  
adhesive on the side of cm 200



**N.1** Telo cm 150x240 con  
lato adesivo sul 240  
Drape cm 150x240 with  
adhesive side on 240

**SET CHIRURGIA UNIVERSALE 54  
UNIVERSAL SURGERY SET 54**

CODICE  
CODE  
MEDIBERG

200462CACSPV

CODICE  
DISTRIBUTORE  
SUPPLIER CODE

53564

MATERIALE  
MATERIAL

BIACCOPIATO  
BI-LAYER

CARTA  
MEDICALE  
MEDICAL  
PAPER

NO

IMBALLO SECONDARIO  
PEZZI PER SCATOLA  
SECONDARY PACKAGING  
PIECES PER BOX

15



**N.1** Telo tavolo madre cm  
120x150 avvolto a TOP  
Wrapping back table cover  
cm 120x150



**N.1** Telo chirurgico  
cm 100x150  
Surgical drape



**N.4** Telo cm 100x150 con  
lato adesivo sul 150  
Drape 100x150 cm with  
adhesive side on 150



**N.3** Velcro 2,5x11,5 cm

**SET CHIRURGIA UNIVERSALE 55  
UNIVERSAL SURGERY SET 55**

CODICE  
CODE  
MEDIBERG

200463AACSPV

CODICE  
DISTRIBUTORE  
SUPPLIER CODE

53565

MATERIALE  
MATERIAL

BIACCOPIATO  
BI-LAYER

CARTA  
MEDICALE  
MEDICAL  
PAPER

NO

IMBALLO SECONDARIO  
PEZZI PER SCATOLA  
SECONDARY PACKAGING  
PIECES PER BOX

10



**N.2** Telo chirurgico standard cm 100x100  
Surgical drape cm 100x100

**SET CHIRURGIA UNIVERSALE 56  
UNIVERSAL SURGERY SET 56**

CODICE  
CODE  
MEDIBERG

200561DACSPV

CODICE  
DISTRIBUTORE  
SUPPLIER CODE

55081

MATERIALE  
MATERIAL

BIACCOPIATO  
BI-LAYER

CARTA  
MEDICALE  
MEDICAL  
PAPER

NO

IMBALLO SECONDARIO  
PEZZI PER SCATOLA  
SECONDARY PACKAGING  
PIECES PER BOX

10



**N.1** Telo tavolo madre cm 101x120  
Back table cover cm 101x120





**N.4** Telo chirurgico standard cm 101x120  
Surgical drape cm 101x120



## SET CHIRURGIA UNIVERSALE 57 UNIVERSAL SURGERY SET 57


CODICE CODE MEDIBERG	200562DACSPV	CODICE DISTRIBUTORE SUPPLIER CODE	55082	MATERIALE MATERIAL	BIACCOPIATO BI-LAYER	CARTA MEDICALE MEDICAL PAPER	NO	IMBALLO SECONDARIO PEZZI PER SCATOLA SECONDARY PACKAGING PIECES PER BOX	10
----------------------------	--------------	---	-------	-----------------------	-------------------------	---------------------------------------	----	--	----


 **N.4** Telo chirurgico standard cm 101x150  
Standard surgical drape cm 101x150


 **N.4** Telo tavolo madre cm 101x150  
Back table cover cm 101x150

## SET CHIRURGIA UNIVERSALE 58 UNIVERSAL SURGERY SET 58

CODICE CODE MEDIBERG	200564AACSPV	CODICE DISTRIBUTORE SUPPLIER CODE	55102	MATERIALE MATERIAL	BIACCOPIATO BI-LAYER	CARTA MEDICALE MEDICAL PAPER	NO	IMBALLO SECONDARIO PEZZI PER SCATOLA SECONDARY PACKAGING PIECES PER BOX	10
----------------------------	--------------	---	-------	-----------------------	-------------------------	---------------------------------------	----	--	----


 **N.1** Telo tavolo madre cm 100x150  
avvolto a TOP  
Wrapping back table cover  
cm 100x150


 **N.4** Telo chirurgico cm 75x90  
Surgical drape cm 75x90


 **N.4** Telo chirurgico cm 150x200  
Surgical drape cm 150x200


## SET CHIRURGIA UNIVERSALE 59 UNIVERSAL SURGERY SET 59


CODICE CODE MEDIBERG	200575AACSPV	CODICE DISTRIBUTORE SUPPLIER CODE	55213	MATERIALE MATERIAL	BIACCOPIATO BI-LAYER	CARTA MEDICALE MEDICAL PAPER	NO	IMBALLO SECONDARIO PEZZI PER SCATOLA SECONDARY PACKAGING PIECES PER BOX	10
----------------------------	--------------	---	-------	-----------------------	-------------------------	---------------------------------------	----	--	----


 **N.1** Telo tavolo madre cm 150x200  
avvolto a TOP  
Wrapping back table cover  
cm 100x150

 **N.1** Federa di Mayo cm 80x145 standard  
Standard mayo cover cm 80x145

 **N.20** Garza cm 10x10 a 8 strati  
cm 10x10 gauze 8-layer


 **N.1** Telo chirurgico cm 100x150  
Surgical drape cm 100x150

 **N.4** Telo chirurgico cm 100x120  
Surgical drape cm 100x120


 **N.1** Telo chirurgico cm 200x220  
Surgical drape cm 200x220


## SET CHIRURGIA ORTOPEDICA 66 ORTHOPEDIC SURGERY SET 66

CODICE CODE MEDIBERG	200711BCGSPV	CODICE DISTRIBUTORE SUPPLIER CODE	58159	MATERIALE MATERIAL	BIACCOPIATO BI-LAYER	CARTA MEDICALE MEDICAL PAPER	NO	IMBALLO SECONDARIO PEZZI PER SCATOLA SECONDARY PACKAGING PIECES PER BOX	6
----------------------------	--------------	---	-------	-----------------------	-------------------------	---------------------------------------	----	--	---


 **N.1** Telo tavolo madre 200x150 cm  
Back table cover cm 200x150

 **N.2** Camice standard xl 135 cm  
Standard gown xl cm135

 **N.10** Garze 10x20 cm con rx  
Gauze cm 10x20 with RX


 **N.2** Salviette 30x40 cm  
Wipes cm 30x40


 **N.2** Telini 100x75 cm  
Drape cm 100x75


 **N.1** Telo chirurgico con foro adesivo  
rinforzato - ORL - 200x270 cm  
(Ø 7x12 cm)  
Surgical drape cm 200x270 with  
reinforced adhesive hole (Ø 7x12 cm)

## SET CHIRURGIA UNIVERSALE 67 UNIVERSAL SURGERY SET 67


CODICE CODE MEDIBERG	200772AHGSPV	CODICE DISTRIBUTORE SUPPLIER CODE	58431	MATERIALE MATERIAL	BIACCOPIATO BI-LAYER	CARTA MEDICALE MEDICAL PAPER	NO	IMBALLO SECONDARIO PEZZI PER SCATOLA SECONDARY PACKAGING PIECES PER BOX	15
----------------------------	--------------	---	-------	-----------------------	-------------------------	---------------------------------------	----	--	----

 **N.1** Telo tavolo madre cm 100x150  
avvolto a TOP  
Wrapping back table cover  
cm 100x150

 **N.10** Garza cm 10x10 a 16 strati  
con RX  
10x10 cm 16-layer gauze  
with RX

 **N.10** Telo chirurgico cm 100x150  
Surgical drape cm 100x150


## TELO ESTREMITÀ EXTREMITY DRAPE



- Telo ortopedia per frattura arti cm 200x320  
rinforzo assorbente cm 45x90 e foro elastico 6
- Orthopedic drape for limb fractures 200 x  
320 cm, absorbent reinforcement 45 x 90  
cm, elastic fenestration 6 cm

CODICE MEDIBERG MEDIBERG CODE	CODICE DISTRIBUTORE SUPPLIER CODE	MISURA MEASURE (CMXCM)	CARTA MEDICALE MEDICAL PAPER	BOX DISPENSER	IMBALLO SECONDARIO PEZZI PER SCATOLA SECONDARY PACKAGING PIECES PER BOX
101023AAAASME	47950	200 X 320	NO	NO	10

## TELO ORTOPEDIA PER CHIRURGIA ESTREMITÀ ORTHOPEDIC EXTREMITY DRAPE



- Telo estremità per ortopedia
- Extremity drape for orthopedic surgery

CODICE MEDIBERG MEDIBERG CODE	CODICE DISTRIBUTORE SUPPLIER CODE	MISURA MEASURE (CMXCM)	DIMENSIONE FORO / HOLE SIZE	CARTA MEDICALE MEDICAL PAPER	BOX DISPENSER	IMBALLO SECONDARIO PEZZI PER SCATOLA SECONDARY PACKAGING PIECES PER BOX
101074AAAASME	52001	150X200	3CM	NO	NO	20
101075AAAASME	52002	150X200	5CM	NO	NO	20
101076AAAASME	52003	150X200	9CM	NO	NO	20
101001CAASME	52765	200X320	6CM	NO	NO	15
101002AAAASME	53079	230X320	5CM	NO	NO	10
101100AAAASME	53462	230X320	6CM	NO	NO	10

## SET CHIRURGIA ARTROSCOPICA 47 ARTHROSCOPIC SURGERY SET 47

CODICE  
CODE  
MEDIBERG

201575AAGSPV

CODICE  
DISTRIBUTORE  
SUPPLIER CODE

53066

MATERIALE  
MATERIAL

BIACCOPIATO  
BI-LAYER

CARTA  
MEDICALE  
MEDICAL  
PAPER

NO

IMBALLO SECONDARIO  
PEZZI PER SCATOLA  
SECONDARY PACKAGING  
PIECES PER BOX

15



- N.1** Telo tavolo madre cm 150x200 con fascia centrale  
Back table cover cm 150x200 with central band



- N.3** Striscia adesiva cm 10x50  
Adhesive strip cm 10x50



- N.1** Telo ortopedia mano e piede cm 240x320 con foro ø4  
Orthopedic hand and foot drape cm 240x320 with ø4 hole



- N.1** Telo chirurgico standard cm 150x200  
Standard surgical drape cm 150x200








- N.1** Telo chirurgico standard cm 50x50 con lato adesivo  
Standard surgical drape cm 50x50 with adhesive side




### SET CHIRURGIA ORTOPEDICA PER TPLO 62

#### ORTHOPEDIC SURGERY SET FOR TPLO 62

CODICE CODE MEDIBERG	200374AACSPV	CODICE DISTRIBUTORE SUPPLIER CODE	57021	MATERIALE MATERIAL	BIACCOPIATO BI-LAYER	CARTA MEDICALE MEDICAL PAPER	NO	IMBALLO SECONDARIO PEZZI PER SCATOLA SECONDARY PACKAGING PIECES PER BOX	15
 <b>N.1</b>	Telo tavolo madre cm 100x150 avvolto a TOP <i>Wrapping back table cover cm 100x150</i>		 <b>N.10</b>	Garza cm 10x10 a 16 strati senza RX <i>10x10 cm gauze with 16 layers without RX</i>		 <b>N.4</b>	Telo chirurgico cm 75x90 <i>Surgical drape cm 75x90</i>		
 <b>N.1</b>	Telo chirurgico standard cm 150x180 <i>Standard surgical drape</i>		 <b>N.1</b>	Benda rossa cm 10x4,5 mt elastica adesiva <i>Red bandage cm 10x4.5 mt elastic adhesive</i>					


### SET CHIRURGIA ORTOPEDICA 63 IN TNT BIACCOPIATO AZZURRO STERILE

#### ORTHOPEDIC SURGERY SET 63 IN STERILE LIGHT BLUE DOUBLE-LAYERED NONWOVEN FABRIC

CODICE CODE MEDIBERG	201922AACSPV	CODICE DISTRIBUTORE SUPPLIER CODE	57631	MATERIALE MATERIAL	BIACCOPIATO BI-LAYER	CARTA MEDICALE MEDICAL PAPER	NO	IMBALLO SECONDARIO PEZZI PER SCATOLA SECONDARY PACKAGING PIECES PER BOX	10
 <b>N.1</b>	Telo tavolo madre cm 100x150 avvolto a TOP <i>Wrapping back table cover cm 100x150</i>		 <b>N.4</b>	Telo chirurgico cm 100x150 <i>Surgical drape cm 100x150</i>		 <b>N.1</b>	Telo chirurgico standard cm 175x200 <i>Standard surgical drape cm 175x200</i>		

### SET CHIRURGIA ORTOPEDICA PER TPLO 64

#### ORTHOPEDIC SURGERY SET FOR TPLO 64

CODICE CODE MEDIBERG	201923AACSPV	CODICE DISTRIBUTORE SUPPLIER CODE	57632	MATERIALE MATERIAL	BIACCOPIATO BI-LAYER	CARTA MEDICALE MEDICAL PAPER	NO	IMBALLO SECONDARIO PEZZI PER SCATOLA SECONDARY PACKAGING PIECES PER BOX	10
 <b>N.1</b>	Telo tavolo madre cm 100x150 avvolto a TOP <i>Wrapping back table cover cm 100x150</i>		 <b>N.1</b>	Benda rossa cm 10x4,5 mt elastica adesiva <i>Red bandage cm 10x4.5 mt elastic adhesive</i>		 <b>N.10</b>	Garza cm 10x10 a 16 strati <i>cm 10x10 gauze with 16 layers</i>		
 <b>N.4</b>	Telo chirurgico cm 100x150 <i>Surgical drape cm 100x150</i>		 <b>N.1</b>	Telo chirurgico standard cm 175x200 <i>Standard surgical drape cm 175x200</i>					


### SET CHIRURGIA ORTOPEDICA PER TPLO 65


#### ORTHOPEDIC SURGERY SET FOR TPLO 65


CODICE CODE MEDIBERG	201974AAGSPV	CODICE DISTRIBUTORE SUPPLIER CODE	58155	MATERIALE MATERIAL	BIACCOPIATO BI-LAYER	CARTA MEDICALE MEDICAL PAPER	NO	IMBALLO SECONDARIO PEZZI PER SCATOLA SECONDARY PACKAGING PIECES PER BOX	12
 <b>N.1</b>	Telo tavolo madre cm 100x150 avvolto a TOP <i>Wrapping back table cover cm 100x150</i>		 <b>N.1</b>	Stockinette cm 20x30		 <b>N.1</b>	Benda coesiva in TNT cm 10x mt 4,5 - Colore rosso <i>Non-woven cohesive bandage cm 10x mt 4.5 - red colour</i>		
 <b>N.4</b>	Telo chirurgico cm 75x90 <i>Surgical drape cm 75x90</i>		 <b>N.1</b>	Striscia adesiva grande cm 10x50 <i>Large adhesive strip cm 10x50</i>					


### CUSTOM PACK CHIRURGIA ORTOPEDICA 1 CUSTOM PACK ORTHOPEDIC SURGERY 1


CODICE CODE MEDIBERG	801157AACSPVB	CODICE DISTRIBUTORE SUPPLIER CODE	53029	MATERIALE MATERIAL	BIACCOPIATO BI-LAYER	CARTA MEDICALE MEDICAL PAPER	NO	IMBALLO SECONDARIO PEZZI PER SCATOLA SECONDARY PACKAGING PIECES PER BOX	5
----------------------------	---------------	---	-------	-----------------------	-------------------------	---------------------------------------	----	--	---


 **N.1** Telo tavolo madre cm 100x150  
avvolto a TOP  
*Wrapping back table cover  
cm 100x150*

 **N.2** Telo chirurgico cm 150x200  
*Surgical drape cm 150x200*

 **N.4** Telo chirurgico cm 100x150  
*Surgical drape cm 100x150*


 **N.1** Cannula per aspirazione Yankauer  
rigida CH12  
*Yankauer rigid suction cannula CH12*

 **N.1** Benda coesiva bianca cm 10x4,5 mt  
*White cohesive bandage cm 10x4,5 mt*


 **N.20** Garza cm 10x10 a 16 strati  
cm 10x10 gauze with 16 layers

### CUSTOM PACK CHIRURGIA ORTOPEDICA 3 CUSTOM PACK ORTHOPEDIC SURGERY 3

CODICE CODE MEDIBERG	800352BAGSPVB	CODICE DISTRIBUTORE SUPPLIER CODE	57423	MATERIALE MATERIAL	BIACCOPIATO BI-LAYER	CARTA MEDICALE MEDICAL PAPER	NO	IMBALLO SECONDARIO PEZZI PER SCATOLA SECONDARY PACKAGING PIECES PER BOX	4
----------------------------	---------------	---	-------	-----------------------	-------------------------	---------------------------------------	----	--	---

 **N.1** Telo tavolo madre cm 100x150 avvolto  
a TOP  
*Wrapping back table cover  
cm 100x150*

### TELO PER CHIRURGIA OFTALMICA OPHTHALMIC SURGERY DRAPE



- Telo chirurgia oftalmica 100x120 con sacca e incision film
- 100x120 ophthalmic surgical drape with pouch and incision film

CODICE MEDIBERG MEDIBERG CODE	CODICE DISTRIBUTORE SUPPLIER CODE	MISURA MEASURE (CMXCM)	CARTA MEDICALE MEDICAL PAPER	BOX DISPENSER	IMBALLO SECONDARIO PEZZI PER SCATOLA SECONDARY PACKAGING PIECES PER BOX
109005CACSM	51704	100X120	NO	NO	75


**SET NEUROCHIRURGIA PICCOLI ANIMALI 09 IN TNT BIACOPPIATO + PE AZZURRO**  
**SMALL ANIMAL NEUROSURGERY SET 09 IN DOUBLE-LAYERED NON-WOVEN + LIGHT BLUE PE**

CODICE CODE MEDIBERG	200225AACSPV	CODICE DISTRIBUTORE SUPPLIER CODE	48023	MATERIALE MATERIAL	BIACOPPIATO BI-LAYER	CARTA MEDICALE MEDICAL PAPER	NO	IMBALLO SECONDARIO PEZZI PER SCATOLA SECONDARY PACKAGING PIECES PER BOX	20
----------------------------	--------------	---	-------	-----------------------	-------------------------	---------------------------------------	----	--	----

**N.4** Telo chirurgico cm 100x100  
*Surgical drape cm 100x100*

**N.1** Telo cm 150x200 con incision film cm 23x28  
*cm 150x200 drape with 23x28 cm film incision*

**TELO NEUROCHIRURGIA I**  
**NEUROSURGERY DRAPE I**




▪ Telo neurochirurgia per colonna cm 240x320  
con foro cm 11x25

▪ *Neurosurgery spinal drape cm 240x320  
with hole cm 11x25*

CODICE MEDIBERG MEDIBERG CODE	CODICE DISTRIBUTORE SUPPLIER CODE	MATERIALE MATERIAL	CARTA MEDICALE MEDICAL PAPER	IMBALLO SECONDARIO PEZZI PER SCATOLA SECONDARY PACKAGING PIECES PER BOX
111006AAASME	53018	BIACOPPIATO BI-LAYER	SI/YES	15

**TELO NEUROCHIRURGIA II**  
**NEUROSURGERY DRAPE II**



▪ Telo 150x200 con foro 13x28 cm  
coperto da incision film

▪ *Drape 150x200 cm with 13x28 cm  
hole covered by incision film*

CODICE MEDIBERG MEDIBERG CODE	CODICE DISTRIBUTORE SUPPLIER CODE	MATERIALE MATERIAL	CARTA MEDICALE MEDICAL PAPER	IMBALLO SECONDARIO PEZZI PER SCATOLA SECONDARY PACKAGING PIECES PER BOX
100129AACSM	47818	BIACOPPIATO BI-LAYER	SI/YES	30





## CUSTOMER SERVICE

Tel + 39 035 83 54 911 - Fax +39 035 44 29 074 - +39 035 83 54 951

Email: [customerservice@mediberg.com](mailto:customerservice@mediberg.com)

